



CIRCEO
Wellness

Catalogo



Lettini professionali per trattamenti e massaggio.
Professional treatment and massage tables.

ew



Indice / Index

L'Azienda / The Company	6
Legenda icone • Certificazione Skai / Legend of the symbols - Fabric certification	8
Myara	12
Brisbane	14
Ascot	16
E-Kilda	18
E-kilda Duo	20
Swan	22
Koa	24
Mandurah	26
Lexia	28
Alinta	30
Colebee	32
Koori	33
Linea Arredo / Furniture line	34
Mission / Mission	40
Garanzia / Warranty	41

L'Azienda

Circeo Italia è un'azienda giovane, nata dall'esperienza decennale dei soci nel settore dell'arredo medicale, specializzata nella progettazione e produzione di lettini professionali per la fisioterapia e il massaggio.

I traguardi raggiunti nello sviluppo di particolari tecnologie e soluzioni, e il supporto del team dedicato di tecnici altamente qualificati, consentono a Circeo Italia di gestire direttamente l'intero processo produttivo: dalle attività di progettazione, produzione e commercializzazione dei lettini, al supporto post-vendita ed assistenza clienti per tutta la vita del prodotto.

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in Italia nel nostro stabilimento di Latina che si estende per 1000 mq con reparti specializzati nella lavorazione del ferro e del legno, cabine per la verniciatura e un settore per la tappezzeria.

Qualità e Prodotti

L'utilizzo di materie prime e componenti di prima scelta garantiscono la durabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti che soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42 CEE relativa ai dispositivi medici.

Il catalogo Circeo Italia è suddiviso in due categorie: Medical e Wellness. Entrambi offrono un'ampia gamma di prodotti che soddisfano tutte le esigenze degli operatori.

Abbiamo un processo produttivo completo e versatile che ci permette di sviluppare prodotti personalizzati che soddisfano le aspettative dei nostri clienti. Siamo in grado di rispondere alle richieste più complesse apportando modifiche di qualsiasi entità. Circeo Italia è estremamente attenta al monitoraggio delle innovazioni tecnologiche del settore e aggiorna costantemente i propri cataloghi allo scopo di consentire ai propri clienti di essere sempre al passo con i tempi, introducendo ogni anno nuovi prodotti.

The Company

Circeo Italia is a young company, born from the members' ten-year experience in the field of medical equipment, and specialised in the design and production of professional beds for physiotherapy and massage.

The achievements in the development of technologies and solutions, and the support of a dedicated team composed by highly qualified technicians, allow Circeo Italia to directly manage the whole production process: from the design, the production and sale of beds, to the post-sale activity and customer support throughout the life of the product.

All our products are developed in Italy in our factory placed in Latina, which covers over 1000 square meters with departments specialised in the processing of iron and wood, booths for painting and a sector for upholstery.

Quality and Products

The usage of raw materials and components of first choice guarantee the duration and reliability of our products, which meet the requirements of Directive CEE 93/42 on medical devices.

Circeo Italia portfolio is divided into two main categories: Medical and Wellness. Both sectors offer a wide range of products, able to meet the needs of all operators.

We have a complete and versatile production process, which allows us to develop customised products in order to meet the needs of our customers. We can respond to the most complex requests by making changes to any entity. Circeo Italia is extremely aware of monitoring the technological innovations of the sector and constantly updating its portfolio, in order to allow its customers to keep up with the times, by introducing new products every year.



MADE IN ITALY




Legenda icone / Legend of the symbols



Larghezza
Width



Altezza
Height




Lunghezza
Length



Portata Massima
Maximum Working
Weight



Peso del lettino
Weight



Portarotolo
PR10-PR30
Paper roll holder



Kit Ruote
KT30
Castor wheels



Cassetto
Drawer

Tinte del legno /
Wood stains



Bianco opaco
White



Wengè
Wengè



Faggio
Beech



Okumè
Okoumè



Noce scuro
Dark walnut

Finiture disponibili /
Available finishing



Bianco
(di serie)
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Colori Skai / Upholstery colors



#5947



#64



#1816



#1944



#4947



#6



#151



#667



#508



#833



#1915



#477



#6985



#1120



#569



#680



#1831



#5946



#991



#1984



#430

Certificazioni Skai
e sicurezza

I nostri lettini sono rivestiti con materiale di prima scelta.
Il rivestimento Skai utilizzato offre caratteristiche tecniche come:

Resistenza
all'usura

Idrorepellenza

Facilità
di pulizia

Resistenza
al fuoco (classe 1IM)

La similpelle, inoltre, viene prodotta con additivi antimicrobici in grado di resistere, inibire e impedire la crescita di microbi come batteri e muffa.


Infatti, una volta immesso nel prodotto, l'additivo agisce in maniera continua per renderlo più igienico, riducendo la possibilità di contaminazione e allungando la vita utile del prodotto.

Gli additivi antimicrobici operano 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 per eliminare fino al 99,99% dei batteri, assicurando gli utenti che il loro prodotto è protetto in modo permanente e meno soggetto alla presenza di batteri. La capacità della tecnologia di ridurre la colonizzazione batterica diminuisce anche la possibilità di macchie e odori sgradevoli.



Lettini professionali per trattamenti e massaggio

Professional treatment and massage tables


MADE IN ITALY



Myara

cod. 7010 CE


Caratteristiche Generali

- 3 motori elettrici per la regolazione dell'altezza e dello schienale
- Funzione Trendelenburg e anti-Trendelenburg
- Cuscino composto da due strati con densità diverse
- Rivestimento con trattamento BioCote® antibatterico e antifungino
- Marchio CE
- Prodotto in Italia


General features

- 3 electric motors for height and backrest adjustment
- Trendelenburg e anti-Trendelenburg function
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Anti-bacterial and anti-fungal fabric
- CE mark
- Made in Italy


Accessori su richiesta / Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Finiture disponibili / Available finishing



Brisbane

cod. 5021 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in microlamellare di faggio e faggio massello
- Regolazione dell'altezza con colonna di sollevamento a due stadi
- Schienale regolabile con pistone a gas
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features


- Solid beech wood frame
- Height adjustment with 2-stage lifting column
- Adjustable headrest with gas spring
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy

Accessori su richiesta /

Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Tinta telaio in legno /

Wood stains



Faggio
(di serie)
Beech

Wengè
Wengè

Noce
scuro
Dark walnut

Bianco
opaco
White



Ascot

cod. 5020 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in metallo con verniciatura a polvere
- Schienale regolabile con molla gas
- Regolazione dell'altezza con motore elettrico
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Piedini regolabili antiscivolo
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Metal frame with powder coating
- Adjustable headrest with gas spring
- Height adjustment with electric actuator
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Non-slip adjustable feet
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy

Accessori su richiesta /


Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Kit ruote
Castor wheels



Finiture disponibili /

Available finishing



Bianco
(di serie)
White



Grigio
Grey



Nero
Black



E-Kilda


cod. 5022 CE

Caratteristiche Generali


- 1 motore per la regolazione dell'altezza
- Schienale e sezione gambe regolabili con pistoni a gas
- Telaio in metallo con verniciatura a polvere
- Cuscino in poliuretano espanso alto 5 cm
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo classe 1IM
- Ideale per multi-room
- Posizione poltrona e lettino
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- 1 electric motor for height adjustment
- Adjustable backrest and legrest with gas springs
- Metal frame with powder coating
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- An ideal solution for multi-rooms
- Chair position
- Non-slip adjustable feet
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy



Accessori su richiesta / Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Kit ruote
Castor wheels

Finiture disponibili / Available finishing



Bianco
(di serie)
White



Grigio
Grey



Nero
Black



E-Kilda Duo

cod. 5023 CE

Caratteristiche Generali


- 1 motore per la regolazione dell'altezza
- Schienale e sezioni gambe regolabili con pistoni a gas
- Telaio in metallo con verniciatura a polvere
- Cuscino in poliuretano espanso alto 5 cm
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo classe 1IM
- Ideale per multi-room
- Posizione poltrona e lettino
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features


- 1 electric motor for height adjustment
- Adjustable backrest and legrests with gas springs
- Metal frame with powder coating
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- An ideal solution for multi-rooms
- Treatment chair position
- Non-slip adjustable feet
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy




65cm



55-85cm



200cm



180kg

Accessori su richiesta / Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Kit ruote
Castor wheels

Finiture disponibili / Available finishing



Bianco
(di serie)
White



Grigio
Grey



Nero
Black



Swan

cod. 6014 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale regolabile
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Ripiano portaoggetti
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- Shelf base
- CE Mark
- Made in Italy

Accessori su richiesta /


Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Cassetto
Drawer



Tinta telaio in legno /

Wood stains



Faggio
(di serie)
Beech

Wengè
Wengè

Noce
scuro
Dark walnut

Bianco
opaco
White



Koa

cod. 6015 CE

Caratteristiche Generali


- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale e snodo gambe regolabili
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Ripiano portaoggetti
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest and legrest
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- Shelf base
- CE Mark
- Made in Italy

Accessori su richiesta /


Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Cassetto
Drawer



Tinta telaio in legno /

Wood stains



Faggio
(di serie)
Beech

Wengè
Wengè

Noce
scuro
Dark walnut

Bianco
opaco
White



Mandurah

cod. 6018 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in legno multistrato Okumè
- Schienale regolabile
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Ripiano portaoggetti
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features


- Solid Okoume plywood frame
- Adjustable headrest
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- Shelf base
- CE Mark
- Made in Italy




70cm



78cm



190cm



200kg

Tinta telaio in legno / Wood stains



Okumè
(di serie)
Okoumé



Wengè
Wengé



Noce
scuro
Dark walnut



Bianco
opaco
White



Lexia

cod. 6019 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale regolabile
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Ripiano portaoggetti
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- Shelf base
- CE Mark
- Made in Italy


Accessori su richiesta / Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Cassetto
Drawer



Tinta telaio in legno / Wood stains



Faggio
(di serie)
Beech

Wengè
Wengè

Noce
scuro
Dark walnut

Bianco
opaco
White



Alinta

cod. 6020 CE

Caratteristiche Generali

- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale regolabile
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Ripiano portaoggetti
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- Shelf base
- CE Mark
- Made in Italy


Accessori su richiesta / Accessories upon request



Portarotolo
Paper roll holder



Cassetto
Drawer



Tinta telaio in legno / Wood stains



Faggio
(di serie)
Beech

Wengè
Wengè

Noce
scuro
Dark walnut

Bianco
opaco
White



Colebee

cod. 1022 CE

Caratteristiche Generali


- Lettino portatile per trattamenti
- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale regolabile da 0° a 45° (Su richiesta codice 1023)
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Folding treatment table
- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest (On request code 1023)
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy



Variante
con alzatesta
cod. 1023



Koori

cod. 1024 CE

Caratteristiche Generali


- Lettino portatile per trattamenti
- Altezza del lettino regolabile
- Struttura in legno massello di faggio
- Schienale regolabile (Su richiesta codice 1025)
- Tiranti in acciaio inox
- Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
- Foro per il viso con tappo
- Marchio CE
- Prodotto in Italia

General features

- Folding treatment table
- Adjustable height
- Solid beech wood frame
- Adjustable headrest (On request code 1025)
- Stainless steel cables
- Two-layer padding with non-flammable upholstery
- Face hole with a removal cover
- CE Mark
- Made in Italy




Variante
con alzatesta
cod. 1025



Linea Arredo

Furniture Line


MADE IN ITALY



Carrelli / Salon trolleys



cod. 1043F
Carrello in legno massello di faggio
a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1042F
Carrello in legno massello di faggio
a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1043W
Carrello in legno massello di faggio
tinto wengé a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1042W
Carrello in legno massello di faggio
tinto wengé a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1043B
Carrello in legno massello di faggio
laccato bianco a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1042B
Carrello in legno massello di faggio
laccato bianco a due ripiani con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



cod. 1040B Carrello in legno MDF laccato bianco con ruote
Wooden trolley
cm 60x40x80h



Paravent / Ward screen

cod. 1054

Paravento in legno con tre ante in MDF
Ward screen with wooden panels
cm 162x170h

cod. 1055

Paravento a tre ante in cotone
Ward screen with three cotton panels
cm 192x170h

Predellini / Couch steps

cod. 1050

Predellino in legno massello di faggio
ad un gradino con piano antiscivolo
Single step
cm 40x27x25h

cod. 1051

Predellino in legno massello di faggio
a due gradini con piani antiscivolo
Double step
cm 40x48x36h



Spalliere / Wall bars

cod. 1052

Spalliera svedese in legno massello di faggio
ad una campata
Single section wooden wall bar
cm 90x230h

cod. 1053

Spalliera svedese in legno massello di faggio
a due campate
Double section wooden wall bar

cm 180x230h



Mission

Per Circeo Italia differenziazione, esclusività, qualità, comfort e design sono valori fondamentali: rappresentano la capacità di sviluppare nuovi prodotti nel panorama in continua evoluzione e sempre più esigente della produzione di lettini per la fisioterapia e il massaggio.

La nostra società ha come obiettivo quello di diventare leader nel mercato italiano e rafforzare la propria presenza in tutta Europa.

Mission

Circeo Italia believes that differentiation, exclusivity, quality, comfort and design are fundamental values. These values represent the ability to develop new products in the continuous panorama evolution and to meet the growing demand to produce beds for physiotherapy and massage in general. Our company aims to become a leader in the Italian market and to strengthen its presence throughout Europe.

Produzione conto terzi

All'interno della nostra società è attivo un reparto tecnico che affianca i nostri clienti nella progettazione e produzione di articoli Private Label.

Possiamo produrre soluzioni su disegno o addirittura svilupparne di nuove dietro indicazioni del cliente fornendo prototipi in tempi brevi. Grazie ai macchinari a disposizione e ai tecnici dedicati, siamo in grado di far fronte a grossi ordinativi con consegne rapide e puntuali.

Production for third parties

Inside our company, there is a technical department with the aim of supporting our customers in the design and production of Private Label items. We can realise products on drawing or develop new ones behind the customer's directions, by providing prototypes in a short time. Thanks to the machinery available and dedicated technicians we can manage large orders with fast and timely deliveries.

Garanzia Assistenza



Circeo Italia è orgogliosa della qualità dei suoi prodotti. Per questo è in grado di offrire ai suoi clienti un garanzia standard fino a **10 anni**.

2 anni

Per la cuscineria e tutti gli altri prodotti presenti a catalogo

5 anni

Per tutti i componenti come motore elettrico, centralina, comandi e pistoncini a gas

10 anni

Per il telaio in metallo

Qualora un prodotto risulti fuori garanzia, assicuriamo sempre il servizio di assistenza e la reperibilità dei pezzi di ricambio ad un prezzo amico.





Circeo Italia srls
Str. Bassianese 683
04100 Latina LT
Italy

P.iva/CF IT02942790599

Tel. +39 0773 268071
Mail info@circeoitalia.it
Web circeoitalia.it