



2018  

100% made in Italy

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA SALUTE

La qualità del prodotto è garantita dalla marcatura CE in ottemperanza alla direttiva comunitaria 93/42/ECC sulla sicurezza dei dispositivi.

La collaborazione con tecnici del settore e l'impegno costante nella ricerca di materiali ed attrezzature sempre più all'avanguardia ci consentono di soddisfare le Vostre esigenze e di garantire un servizio e una produzione sempre più qualificata.

Il nostro ufficio progettazione è in grado, come già dimostrato in passato, di realizzare anche prodotti alternativi. Oltre a tutto questo siamo in grado di affermare che i prodotti FISIOTECH S.R.L. godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

The product quality is guaranteed by the CE mark, after fulfilling of all the essential requirements of the European Directive 93/42/EEC.

The cooperation with technical and qualified staff, the constant effort in the research of the most updated materials and equipment allow us to comply with your request and to guarantee even more professional services and equipped articles.

As already shown in the past our technical office can eve realize alternative products. Every thing considered we can certainly confirm that FISIOTECH S.R.L. products can be praised for their excellent relationship quality/price.

2001

Nasce FISIOTECH rivenditore di articoli per la fisioterapia.

FISIOTECH was born as a physiotherapy product dealer.

2002

FISIOTECH inizia a produrre i propri articoli fisioterapici e riabilitativi

FISIOTECH begins to produce its own physiotherapy and rehabilitation articles.

2006

FISIOTECH ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001 sempre riconfermata.

FISIOTECH obtains certification UNI EN ISO 9001 that in the course of the years is always renewed and confirm.

2017

FISIOTECH ottiene la certificazione UNI EN ISO 13485.

FISIOTECH obtains certification UNI EN ISO 13485



Train your health

Rilassati sei
in buone mani

*Relax
you are in good
hands*



	1 LETTINI / COUCHES			2 RIABILITAZIONE / REHAB	
	SERIE TOP / TOP SERIES			PARALLELE / PARALLEL BARS.....	90/93
	GIOVE.....	10		SCALE / DEAMBULATION STAIRS.....	94/95
	GIOVE 2.....	11		GINNASTICA PROPRIOCETTIVA.....	96/99
	GIOVE 3.....	12		/ TRAINING THERAPY.....	96/99
	GIOVE 4.....	13		KINESIOLOGY TAPE / KINESIOLOGY TAPE.....	100
	GIOVE 5.....	14		POLTRONA RIABILITAZIONE, MINICICLO.....	101
	GIOVE 7.....	15		/ BENCH REHABILITATION OF LIMBS, MINI-CYCLE.....	101
	ZEFIRO 2.....	16		RUOTE DEI LAPIDARI / LAPIDARY WHEELS.....	102
	ZEFIRO 4.....	17		RIABILITAZIONE MANO-BRACCIO.....	103/104
	SERIE PROFESSIONAL / PROFESSIONAL SERIES			/ REHAB HAND-ARM.....	103/104
	EDO.....	20		RIABILITAZIONE PASSIVA / PASSIVE REHAB.....	105/107
	ELIA.....	21		PULEGGIO TERAPIA / PULLEY THERAPY.....	108/110
	MONTELEONE.....	22		ERCOLINE / ERCOLINE.....	111
	ZEUS.....	23		POLIERCOLINA / POLIERCOLINE.....	112
	ATENA.....	24		DISPOSITIVI PER TRAZIONE.....	113/115
	EROS.....	25		/ TRACTION EQUIPMENT.....	113/115
	IRIDE.....	26		3 GINNASTICA / GYMNASTIC	
	AMALTHEA.....	27		PALLE E PALLONI / BALLS.....	118/122
	SERIE SIMPLE / SIMPLE SERIES			SPALLIERE / WALL BARS.....	123/125
	ARIOSTO.....	30		SCALE ORTOPEDICHE / ORTHOPAEDIC LADDER.....	126
	ERMES.....	31		SPECCHI / MIRRORS.....	127
	ARCADE.....	32		MATERASSI E STUOIE / MATTRESSES AND MATS.....	128/129
	OCEANO.....	33		AIREX.....	130/136
	MINERVA.....	34		CUSCINI / CUSHIONS.....	137/139
	ANDROMEDA.....	35		GINNASTICA PSICOMOTORIA.....	140
	SERIE BOBATH / BOBATH SERIES			/ PSYCHOMOTOR GYMNASTIC.....	140
	BOBATH XS.....	38		CLAVI BASTONI / CLUBS STICKS.....	141
	BOBATH XS.2.....	39		ELASTICI / ELASTIC.....	142/145
	BOBATH S.....	40		POLSIERE CAVIGLIERE / ANKLET AND WRIST BANDS.....	146
	BOBATH S.2.....	41		MANUBRI / DUMBBELLS.....	147
	BOBATH M.....	42		FIT-BALL E FOAM ROLL.....	148
	BOBATH M.2.....	43		FUNICELLE MINI TRAMPOLINO.....	149
	BOBATH L.....	44		/ ROPE AND MINI TRAMPOLINE.....	149
	TITAN.....	45		APPOGGI, CEPPI BAUMANN MAGIC CIRCLE.....	149
	TITAN.2.....	46		/ BAUMANN SUPPORTS AND BLOCKS MAGIC CIRCLE.....	149
	ADE.....	47		KIT PSICOMOTORIO / KIT PSICOMOTORIAL.....	150
	ADE.2.....	48		4 DIAGNOSTICA / DIAGNOSTIC	
	ADE 180.....	49		POLTRONA PRELIEVI / WITHDRAWALS ARMCHAIR.....	152
	SERIE TRACTION / TRACTION SERIES			PODOSCOPIO / PLANTAR-SCOPE.....	153
	ADONE.....	52		GRADINO DI KALTEMBACH / KALTEMBACH'S STEP.....	153
	SERIE TILT / TILT SERIES			FILO A PIOMBO / PLUMB LINE.....	153
	NETTUNO.....	56		NEGATIVOSCOPI OTTOTIPO.....	154
	GIASONE.....	57		/ X-RAY FILM VIEWER OTTOTYPE.....	154
	URANO.....	58		BILANCE / DIAL SCALE.....	154
	PEGASO.....	59		5 ARREDAMENTO / FURNITURE	
	SERIE RPG / GPR SERIES			ARMADI SCRIVANIA / CUPBOARDS, WRITING DESK.....	156
	POSEIDONE.....	61		SEDIE / CHAIRS.....	157
	IRIS.....	62		APPENDIABILI E PARAVENTO.....	157
	NIKE.....	63		/ CLOTHES-STAND SCREEN.....	157
	SERIE SET-CLOSE / SET-CLOSE SERIES			CARRELLI / TROLLEY.....	158
	GEA.....	66		SCENDILETTO SGABELLI / BEDSIDE STOOLS.....	159
	PONTO.....	67		PANCHE, SGABELLI LEGNO, SEDIE IN LEGNO.....	160
	ARES.....	68		BENCHES, WOODEN STOOLS, WOODEN CHAIRS.....	160
	PROTEO.....	69		ARREDAMENTO SPOGLIATOIO.....	161/162
	REA.....	70		/ DRESSING ROOM FURNITURE.....	161/162
	HYDRA.....	71		6 ARTICOLI ORTOPEDICI / ORTHOPEDIC ARTICLES	
	ANTERO.....	72		STAMPILLE, DEAMBULATORI, ROLLATOR.....	164/165
	SERIE GYNECOLOGY / GYNECOLOGY SERIES			CRUTCHES, WALKERS ROLLATORS.....	164/165
	ESTIA.....	74		7 HOME FITNESS / HOME FITNESS	
	ERA.....	75		CYCLETTE.....	168/170
	VARIANTI E OPTIONAL VARIATIONS AND ACCESSORIES			TAPPETO SCORREVOLE / TREADMILL.....	171
	COLORI / COLOURS.....	78		STEPPER.....	172
	GENERICI / GENERIC.....	79		VOGATORE / ROWING MACHINE.....	173
	TOP.....	80		8 GIOCHI PER BAMBINI / CHILDREN'S GAME	
	PROFESSIONAL.....	81		DISC'O BOCCE, EDUC'O' DISKS.....	176
	SIMPLE.....	82		MULTIACTIVE STONE, MULTIFORM SET.....	177
	BOBATH.....	83		EASY GRIP, HOP.....	178
	TILT.....	84		9 CONDIZIONI DI VENDITA / TRADING TERMS	179
	RPG / GPR.....	85			
	SET-CLOSE.....	86			
	GYNECOLOGY.....	87			



Lettini professionali
per terapia, manipolazione,
e visita

*Professional couches suitable
for manipulation, examination
and treatment*

LETTINI / COUCHES



SERIE TOP / TOP SERIES

GIOVE	10
GIOVE 2	11
GIOVE 3	12
GIOVE 4	13
GIOVE 5	14
GIOVE 7	15
ZEFIRO 2	16
ZEFIRO 4	17



SERIE PROFESSIONAL / PROFESSIONAL SERIES

EDO	20
ELIA	21
MONTELEONE	22
ZEUS	23
ATENA	24
EROS	25
IRIDE	26
AMALTHEA	27



SERIE BOBATH / BOBATH SERIES

ARIOSTO	30
ERMES	31
ARCADE	32
OCEANO	33
MINERVA	34
ANDROMEDA	35



SERIE BOBATH / BOBATH SERIES

BOBATH XS	38
BOBATH XS.2	39
BOBATH S	40
BOBATH S.2	41
BOBATH M	42
BOBATH M.2	43
BOBATH L	44
TITAN	45
TITAN.2	46
ADE	47
ADE.2	48
ADE 180	49



SERIE TRACTION / TRACTION SERIES

ADONE	52
DAFNE	53



SERIE TILT / TILT SERIES

NETTUNO	56
GIASONE	57
URANO	58
PEGASO	59



SERIE RPG / GPR SERIES

POSEIDONE	61
IRIS	62
NIKE	63



SERIE SET-CLOSE / SET-CLOSE SERIES

HYDRA	66
ANTERO	67
GEA	68
PONTO	69
ARES	70
PROTEO	71
REA	72



SERIE GYNECOLOGY / GYNECOLOGY SERIES

ESTIA	74
ERA	75



VARIANTI E OPTIONAL VARIATIONS AND ACCESSORIES

COLORI / COLOURS	78
GENERICI / GENERIC	79
TOP	80
PROFESSIONAL	81
SIMPLE	82
BOBATH	83
TILT	84
RPG / GPR	85
SET-CLOSE	86
GYNECOLOGY	87

SERIE TOP

Lettini caratterizzati dalla
loro struttura, che permette
di regolare l'altezza senza
traslazione del piano

*Couches characterized by their
structure that allows to adjust
the height without translation
of the base*



TOP

Lettini professionali
per terapia e visita

*Professional couches
suitable for examination and
treatment*



Modello rappresentato cod. 118018 + Optional cod. 128020
Model shown code 118018 + Accessories code 128020



Pedaliere circolare alluminio
Aluminium perimeter foot



Pedaliere circolare
Perimeter foot



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	49-95 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	con molla a gas <i>gas spring-assisted</i>	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 I M
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i>	190 cm	Altezza <i>Height</i>	da 49-95 cm
Larghezza <i>Width</i>	65/80 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i>	200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i>	↓ 12 cm	Scost. piano <i>Swing - lift action</i>	0 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **128010**


Serie di 4 ruote
Set of four wheels **128020**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello GIOVE / Model GIOVE	Codice / Code
Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	118011
Pedaliere circolare / <i>Perimeter foot</i>	118012
Pedaliere circolare in Alluminio / <i>Aluminum perimeter foot</i>	118018
Large con comando a pedale / <i>Large with foot pedal</i>	118111
Large con pedaliere circolare / <i>Large with perimeter foot</i>	118112
Large con pedaliere circolare alluminio / <i>Large with aluminum perimeter foot</i>	118118



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Modello rappresentato cod. 118022 + Optional cod. 128020
Model shown code 118022 + Accessories code 128020



Pedaliera circolare / Perimeter foot



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 128020



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	49-95 cm 49-95 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	con molla a gas <i>by gas spring</i>	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 49-95 cm
Larghezza <i>Width</i> 65 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 12 cm	Scost. piano <i>Swing - lift action</i> 0 cm

Optional / Accessories Codice / Code


Supporto rotolo carta
Paper towel holder **128010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **128020**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**


Modello GIOVE 2 / Model GIOVE 2	Codice / Code
Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	118021
Pedaliera circolare / <i>Perimeter foot</i>	118022
Pedaliera circolare alluminio / <i>Aluminum perimeter foot</i>	118028



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Modello rappresentato cod. 118047 + Optional cod. 128020
Model shown code 118047 + Accessories code 128020



Foro per la respirazione completo di tappo
Breathing hole and plug




LETTINO A 3 SEZIONI ELETTRICO 3-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Regolazione sezione centrale Adjustable middle section	molla a gas o elettrica gas spring or electric actuator	+ 20° + 20°
Regolazione pediera Adjustable footboard section	molla a gas gas spring-assisted	+ 85° + 85°
Posizione Trendelenburg Trendelenburg position		+ 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello GIOVE 3 / Model GIOVE 3

	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	118041
Pedaliera circolare / Perimeter foot	118042
Pedaliera circolare in Alluminio / Aluminum perimeter foot	118048
2 motori / 2 actuators	118045
2 motori e pedaliera circolare / 2 actuators and perimeter foot	118047
2 motori e pedaliera circolare alluminio / 2 actuators and aluminium perimeter foot	118049



Lunghezza Length	200 cm	Altezza Height	da 49-95 cm
Larghezza Width	65 cm	Carico lavoro max Max working load	200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable	↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action	0 cm

Optional / Accessories

Supporto rotolo carta Paper towel holder	128010
Serie di 4 ruote Set of four wheels	128020
Copri lettino in spugna 65 cm Towelling bedspread 65 cm	120040
Lenzuolino di carta a due veli Double-layer paper towels	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 118032 + Optional cod. 128020
Model shown code 118032 + Accessories code 128020



Supporto rotolo carta / Paper towel holder
Cod. 128010



Regolazione manuale braccioli
Manual adjustable armrests



LETTINO A 4 SEZIONI ELETTRICO 4-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Foro per la respirazione completo di tappo Breathing hole and plug		Standard
Regolazione braccioli Adjustable armrests		Manuale Manual
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza Length	200 cm	Altezza Height	da 49-95 cm
Larghezza Width	65 cm	Carico lavoro max Max working load	200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable	↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action	0 cm

Optional / Accessories Codice / Code


Supporto rotolo carta
Paper towel holder **128010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **128020**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello GIOVE 4 / Model GIOVE 4	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	118031
Pedaliera circolare / Perimeter foot	118032
Pedaliera circolare alluminio / Aluminum perimeter foot	118038



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours





Modello rappresentato cod. 118057 + Optional cod. 128020
Model shown code 118057 + Accessories code 128020



Regolazione manuale braccioli
Manual adjustable armrests



Posizione Trendelenburg
Trendelenburg position




LETTINO A 5 SEZIONI ELETTRICO 5-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm 49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Regolazione sezione centrale Adjustable middle section	molla a gas o elettrica gas spring or electric actuator	+ 20° + 20°
Regolazione pediera Adjustable footboard section	molla a gas gas spring-assisted	+ 85° + 85°
Posizione Trendelenburg Trendelenburg position		+ 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello GIOVE 5 / Model GIOVE 5

	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	118051
Pedaliere circolare / Perimeter foot	118052
Pedaliere circolare in Alluminio / Aluminum perimeter foot	118058
2 motori / 2 actuators	118055
2 motori e pedaliere circolare / 2 actuators and perimeter foot	118057
2 motori e pedaliere circolare alluminio / 2 actuators and aluminium perimeter foot	118059



Lunghezza Length 200 cm	Altezza Height da 49-95 cm
Larghezza Width 65 cm	Carico lavoro max Max working load 200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable ↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action 0 cm

Optional / Accessories

Optional / Accessories	Codice / Code
Supporto rotolo carta Paper towel holder	128010
Serie di 4 ruote Set of four wheels	128020
Copri lettino in spugna 65 cm Towelling bedspread 65 cm	120040
Lenzuolino di carta a due veli Double-layer paper towels	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Foro per la respirazione completo di tappo
Breathing hole and plug



Modello rappresentato cod. 118067 + Optional cod. 128020
Model shown code 118067 + Accessories code 128020




LETTINO A 7 SEZIONI ELETTRICO 7-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm 49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Regolazione braccioli testata Adjustable armrests	manuale manual	
Braccioli posizione centrale Armrests in middle section	richiudibili rotating slide-down	
Regolazione sezione centrale Adjustable middle section	motore elettrico electric actuator	+ 20° + 20°
Regolazione pediera Adjustable footboard section	molla a gas gas spring	+ 85° + 85°
Posizione Trendelenburg Trendelenburg position		+ 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello GIOVE 7 / Model GIOVE 7

Comando a pedale / Foot pedal	118065
Pedaliera Circolare / Perimeter foot	118067
Pedaliera circolare in Alluminio / Aluminum perimeter foot	118069



Lunghezza Length 200 cm	Altezza Height da 49-95 cm
Larghezza Width 65 cm	Carico lavoro max Max working load 200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable ↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action 0 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta Paper towel holder	128010
Serie di 4 ruote Set of four wheels	128020
Copri lettino in spugna 65 cm Towelling bedspread 65 cm	120040
Lenzuolino di carta a due veli Double-layer paper towels	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



ZEFIRO 2 | TOP



Modello rappresentato cod. 118077 + Optional cod. 128020
Model shown code 118077 + Accessories code 128020



Posizione Trendelenburg
Trendelenburg position



Pedaliera circolare alluminio
Aluminium perimeter foot



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm 49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Foro per la respirazione completo di tappo Breathing hole and plug		Standard
Posizione Trendelenburg Trendelenburg position	molla a gas o elettrica gas spring or electric actuator	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 I M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello ZEFIRO 2 / Model ZEFIRO 2

Codice / Code

Comando a pedale / Foot pedal	118071
Pedaliera circolare / Perimeter foot	118072
Pedaliera circolare in Alluminio / Aluminum perimeter foot	118078
2 motori / 2 actuators	118075
2 motori e pedaliera circolare / 2 actuators and perimeter foot	118077
2 motori e pedaliera circolare alluminio / 2 actuators and aluminum perimeter foot	118079



Lunghezza Length 190 cm	Altezza Height da 45-95 cm
Larghezza Width 65 cm	Carico lavoro max Max working load 200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable ↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action 0 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta Paper towel holder	128010
Serie di 4 ruote Set of four wheels	128020
Copri lettino in spugna 65 cm Towelling bedspread 65 cm	120040
Lenzuolino di carta a due veli Double-layer paper towels	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 118087 + Optional cod. 128020
Model shown code 118087 + Accessories code 128020



Regolazione manuale dei braccioli
Manual adjustable armrests



Posizione Trendelenburg
Trendelenburg position




LETTINO A 4 SEZIONI ELETTRICO 4-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	49-95 cm 49-95 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 70° - 40° + 70° - 40°
Foro per la respirazione completo di tappo Breathing hole and plug		Standard
Posizione Trendelenburg Trendelenburg position	molla a gas o elettrica gas spring or electric actuator	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello ZEFIRO 4 / Model ZEFIRO 4

Comando a pedale / Foot pedal	118081
Pedaliera circolare / Perimeter foot	118082
Pedaliera circolare in Alluminio / Aluminum perimeter foot	118088
2 motori / 2 actuators	118085
2 motori e pedaliera circolare / 2 actuators and perimeter foot	118087
2 motori e pedaliera circolare alluminio / 2 actuators and aluminum perimeter foot	118089



Lunghezza Length	190 cm	Altezza Height	da 45-95 cm
Larghezza Width	65 cm	Carico lavoro max Max working load	200 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable	↓ 12 cm	Scost. piano Swing - lift action	0 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta Paper towel holder	128010
Serie di 4 ruote Set of four wheels	128020
Copri lettino in spugna 65 cm Towel bedding 65 cm	120040
Lenzuolino di carta a due veli Double-layer paper towels	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours



SERIE PROFESSIONAL

Lettini che grazie alla loro struttura
permettono un escursione
dell'altezza da 45 a 90 cm

*Thanks to their structure, these
couches allow for a height range
from 45-90 cm*



PROFESSIONAL
Lettini per terapia e visita
*Couches suitable for
examination and treatment*



Modello rappresentato cod. 111012 + Optional cod. 121010
Model shown code 111012 + Accessories code 121010



Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides - Cod. 120030



Pedaliere circolare / Perimeter foot



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 2-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica o idraulica electric or hydraulic elevation	45-90 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo Breathing hole and plug		Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m ³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder
120010

Serie di 4 ruote
Set of four wheels
121010

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides
120030

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm
120040

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm
120050


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels
120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Modello EDO / Model EDO	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	111011
Pedaliere circolare / Perimeter foot	111012
Comando idraulico / Hydraulic elevation	111013
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	111021
Large con pedaliere circolare / Large with perimeter foot	111022
Large idraulico / Large hydraulic elevation	111023





Modello rappresentato cod. 111032 + Optional cod. 121010
Model shown code 111032 + Accessories code 121010



Posizione trendelenburg / Trendelenburg position



Comando idraulico / Hydraulic elevation



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 2-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**


Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello ELIA / Model ELIA	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	111031
Pedaliere circolare / Perimeter foot	111032
Comando idraulico / Hydraulic elevation	111033
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	111041
Large con pedaliere circolare / Large with perimeter foot	111042
Large idraulico / Large hydraulic elevation	111043



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours





Modello rappresentato cod. 111152 + Optional cod. 121010
Model shown code 111152 + Accessories code 121010



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 121010



Pedaliera circolare / With perimeter foot



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 2-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m ³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm


Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Modello MONTELEONE / Model MONTELEONE

Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	111151
Pedaliera circolare / <i>Perimeter foot</i>	111152
Comando idraulico / <i>Hydraulic elevation</i>	111153



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 111052 + Optional cod. 121010
Model shown code 111052 + Accessories code 121010



Regolazione manuale dei braccioli
Manual adjustable armrests



Comando idraulico / Hydraulic elevation



LETTINO 4 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 4-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Regolazione braccioli <i>Adjustable armrests</i>		manuale <i>manual</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m ³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours



Modello ZEUS / Model ZEUS	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	111051
Pedaliera circolare / Perimeter foot switch	111052
Comando idraulico / Hydraulic elevation	111053
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	111061
Large con pedaliera circolare / Large with perimeter foot	111062
Large idraulico / Large hydraulic elevation	111063





Modello rappresentato cod. 111072 + Optional cod. 121010
Model shown code 111072 + Accessories code 121010



Posizione trendelenburg
Trendelenburg position




CE LETTINO A 3 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 3-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm 45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Regolazione sezione centrale <i>Adjustable middle section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 75° + 75°
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello ATENA / Model ATENA

Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	111071
Pedaliere circolare / <i>Perimeter foot</i>	111072
Comando idraulico / <i>Hydraulic elevation</i>	111073
Large con comando a pedale / <i>Large with foot pedal</i>	111081
Large con pedaliere circolare / <i>Large with perimeter foot</i>	111082
Large idraulico / <i>Large hydraulic elevation</i>	111083



Lunghezza
Length
190 cm

Larghezza
Width
65/80 cm

Altezza
Height
da 45-90 cm

Carico lavoro max
Max working load
200 kg

Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Modello rappresentato cod. 111092 + Optional cod. 121010
Model shown code 111092 + Accessories code 121010



Posizione trendelenburg
Trendelenburg position




LETTINO 5 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 5-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Regolazione braccioli <i>Adjustable armrests</i>		manuale <i>manual</i>
Regolazione sezione centrale <i>Adjustable middle section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 75° + 75°
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello EROS / Model EROS	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	111091
Pedaliere circolare / Perimeter foot	111092
Comando idraulico / Hydraulic elevation	111093
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	111101
Large con pedaliere circolare / Large with perimeter foot	111102
Large idraulico / Large hydraulic elevation	111103



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder 120010

Serie di 4 ruote
Set of four wheels 121010

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm 120040

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm 120050

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels 120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours





Modello rappresentato cod. 111112 + Optional cod. 121010
Model shown code 111112 + Accessories code 121010




LETTINO A 8 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 8-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	45-90 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Regolazione braccioli <i>Adjustable armrests</i>		manuale <i>manual</i>
Regolazione sezione centrale <i>Adjustable middle section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Regolazione pediere <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 40° - 52° + 40° - 52°
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 20° + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello IRIDE / Model IRIDE	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	111111
Pedaliere circolare / Perimeter foot	111112
Comando idraulico / Hydraulic elevation	111113
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	111121
Large con pedaliere circolare / Large with perimeter foot	111122
Large idraulico / Large hydraulic elevation	111123



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 45-90 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta a pavimento
Independent paper towel holder **120020**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours





Modello rappresentato cod. 111132 + Optional cod. 121010
Model shown code 111132 + Accessories code 121010



LETTINO 3 SEZIONI ELETTRICO / IDRAULICO 3-SECTION ELECTRICAL / HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	56-96 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 55° - 90° + 55° - 90°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Sezione centrale <i>Middle section</i>		fissa <i>fixed</i>
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 85° + 85°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 56-96 cm



Larghezza
Width
65 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing - lift action
17 cm

Optional / Accessories

Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **121010**


Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello AMALTHEA / Model AMALTHEA

Codice / Code

Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	111131
Pedaliera circolare / <i>Perimeter foot</i>	111132
Comando idraulico / <i>Hydraulic elevation</i>	111133



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*



SERIE SIMPLE

Lettini dal design semplice,
di facile utilizzo, permettono
ampio passaggio se dotati di
sollevapazienti

*Couches with simple design,
easy-to-use, allows wide passage
compatible with patient hoist*



SIMPLE

Lettini per terapia e visita

*Couches suitable for
examination and treatment*



Modello rappresentato cod. 112011 + Optional cod. 122010
Model shown code 112011 + Accessories code 122010



Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides
Cod. 120030



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation</i> 47-80 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas + 60° - 20° <i>gas spring</i> + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>	Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m ³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	Altezza <i>Height</i> da 47-80 cm
Larghezza <i>Width</i> 65-80 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **122010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Modello ARIOSTO / Model ARIOSTO	Codice / Code
Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	112011
Large con comando a pedale / <i>Large with foot pedal</i>	112021





Modello rappresentato cod. 112031 + Optional cod. 122010
Model shown code 112031 + Accessories code 122010



Regolazione manuale dei braccioli
Manual adjustable armrests



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 122010



LETTINO 4 SEZIONI ELETTRICO 4-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation 47-80 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas + 60° - 20° <i>gas spring + 60° - 20°</i>
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>	Standard
Regolazione braccioli <i>Adjustable armrests</i>	manuale <i>manual</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	Altezza <i>Height</i> da 47-80 cm
Larghezza <i>Width</i> 65-80 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **122010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Modello ERMES / Model ERMES	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	112031
Large con comando a pedale / Large with foot pedal	112041





Modello rappresentato cod. 112051 + Optional cod. 122010
Model shown code 112051 + Accessories code 122010



Supporto rotolo carta / Paper towel holder
Cod. 120010



LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation 47-80 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas + 60° - 60° <i>gas spring + 60° - 60°</i>
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>	Standard
Sezione centrale <i>Middle section</i>	fissa <i>fixed</i>
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas + 85° <i>gas spring + 85°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

 Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	 Altezza <i>Height</i> da 47-80 cm
 Larghezza <i>Width</i> 65 cm	 Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
 Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↑ 17 cm	 Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **122010**


Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello ARCADE / Model ARCADE

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code
112051



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 112062 + Optional cod. 122010
Model shown code 112062 + Accessories code 122010



Pedalliera circolare / Perimeter foot



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 122010



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 55-86 cm <i>electric elevation 55-86 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas + 60° - 20° <i>gas spring + 60° - 20°</i>
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>	Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 55-86 cm



Larghezza
Width
65/80 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Scost. piano
Swing and lift action
32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **122010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**

Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours



Modello OCEANO / Model OCEANO



Pedalliera circolare / Perimeter foot

Codice / Code

112062

Large con pedalliera circolare / Large with perimeter foot

112072





Modello rappresentato cod. 112082 + Optional cod. 122010
Model shown code 112082 + Accessories code 122010



Regolazione manuale dei braccioli
Manual adjustable armrests



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 122010

CE LETTINO 4 SEZIONI ELETTRICO 4-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica electric elevation	55-86 cm 55-86 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas gas spring	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo Breathing hole and plug		Standard
Regolazione braccioli Adjustable armrests		manuale manual
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza Length 190 cm	Altezza Height da 55-86 cm
Larghezza Width 65/80 cm	Carico lavoro max Max working load 200 kg
	Scost. piano Swing and lift action 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder 120010

Serie di 4 ruote
Set of four wheels 122010

Sponde laterali ribaltabili
collapsible lateral sides 120030

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm 120040

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm 120050


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels 120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Modello MINERVA / Model MINERVA	Codice / Code
Pedaliere circolare / Perimeter foot	112082
Large con pedaliere circolare / Large with perimeter foot	112092





Modello rappresentato cod. 112131 + Optional cod. 122010
Model shown code 112131 + Accessories code 122010



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	47-80 cm 47-80 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>gas spring</i>	+ 70° - 20° + 70° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	Altezza <i>Height</i> da 47-80 cm
Larghezza <i>Width</i> 65/80 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **120010**

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **122010**

Sponde laterali ribaltabili
collapsible lateral sides **120030**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Copri lettino in spugna 80 cm
Towelling bedspread 80 cm **120050**


Lenzuolino di carta a due veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------


Modello ANDROMEDA / Model ANDROMEDA	Codice / Code
Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	112131
Large con comando a pedale / <i>Large with foot pedal</i>	112141



BOBATH:

Lettini caratterizzati da ampie dimensioni e portate che permettono lo svolgimento della terapia Bobath

Chouches characterized by their large dimensions and capacities allow for Bobath therapy to be carried out





Lettini per terapia metodo BOBATH

*Chouches suitable
for BOBATH concept*



Modello rappresentato cod. 113011 + Optional cod. 123010
Model shown code 113011 + Accessories code 123010



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 123010

CE LETTINO AD UNA SEZIONE ELETTRICO 1-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation 47-80 cm</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 47 - 80 cm
Larghezza <i>Width</i> 100 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123010**


Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH XS / Model BOBATH XS

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code
113011



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 113021 + Optional cod. 123010
Model shown code 113021 + Accessories code 123010



Regolazione testata con pistone a gas
Adjustable backrest section by gas piston



Sponde laterali ribaltabili / Collapsible lateral sides
Cod. 120030



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation 47-80 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas o manuale + 60° <i>gas spring or manual adjustable + 60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 47 - 80 cm
Larghezza <i>Width</i> 100 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm


Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH XS.2 / Model BOBATH XS.2	Codice / Code
Regolaz. testata con molla a gas / <i>Adjustable backrest section by gas spring</i>	113021
Regolaz. testata manuale / <i>Manual tilt adjustable backrest section</i>	113031



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Modello rappresentato cod. 113041 + Optional cod. 123010
Model shown code 113041 + Accessories code 123010



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 123010



LETTINO AD UNA SEZIONE ELETTRICO 1-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	47-80 cm 47-80 cm
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
200 cm



Altezza
Height
da 47 - 80 cm



Larghezza
Width
120 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg



Pass. sollevatore
Patient lift suitable
↓ 17 cm



Scost. piano
Swing and lift action
32 cm

Optional / Accessories

Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**


Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH S / Model BOBATH S

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code

113041




Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Modello rappresentato cod. 113051 + Optional cod. 123010
Model shown code 113051 + Accessories code 123010



Regolazione testata con pistone a gas
Adjustable backrest section by gas piston



Regolazione manuale della testata
Manual adjustable backrest section



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 47-80 cm <i>electric elevation 47-80 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas o manuale + 60° <i>gas spring or manual adjustable + 60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 47 - 80 cm
Larghezza <i>Width</i> 120 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 17 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 32 cm

Optional / Accessories Codice / Code


Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123010**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH S.2 / Model BOBATH S.2

Regolaz. testata con molla a gas / <i>Adjustable backrest section by gas spring</i>	113051
Regolaz. testata manuale / <i>Manual tilt adjustable backrest section</i>	113061



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Modello rappresentato cod. 113071 + Optional cod. 123020
Model shown code 113071 + Accessories code 123020



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 123020



LETTINO AD UNA SEZIONE ELETTRICO 1-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	45-90 cm 45-90 cm
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 45 - 90 cm
Larghezza <i>Width</i> 120 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 250 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 13 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123020**


Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH M / Model BOBATH M

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code
113071



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Modello rappresentato cod. 113081 + Optional cod. 123020
Model shown code 113081 + Accessories code 123020



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 123020



Regolazione testata con pistone a gas
Adjustable backrest section by gas piston



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 45-90 cm <i>electric elevation 45-90 cm</i>
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas o manuale + 60° <i>gas spring or manual adjustable + 60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 45 - 90 cm
Larghezza <i>Width</i> 120 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 250 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 13 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 17 cm


Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123020**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH M.2 / Model BOBATH M.2	Codice / Code
Regolaz. testata con molla a gas / <i>Adjustable backrest section by gas spring</i>	113081
Regolaz. testata manuale / <i>Manual tilt adjustable backrest section</i>	113091



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Modello rappresentato cod. 113101 + Optional cod. 123020
Model shown code 113101 + Accessories code 123020



Serie di 4 ruote / Set of 4 wheels
Cod. 123020

CE LETTINO AD UNA SEZIONE ELETTRICO 1-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 45-90 cm <i>electric elevation 45-90 cm</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 45 - 90 cm
Larghezza <i>Width</i> 180 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 250 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 13 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Serie di 4 ruote
Set of four wheels **123020**

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**


Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello BOBATH L / Model BOBATH L

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code

113101



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Ruote / Wheels



LETTINO 1 SEZIONE ELETTRICO 1-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 45-90 cm <i>electric elevation</i>
Completo di 4 ruote <i>With 4 wheels diameter</i>	Ø 60 mm
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> da 45 - 90 cm
Larghezza <i>Width</i> 120 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 350 kg
Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ↓ 18 cm	Scost. piano <i>Swing and lift action</i> 17 cm

Optional / Accessories Codice / Code

Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**


Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello TITAN / Model TITAN

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / Code

113131



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Pedaliere / Pedal foot



Regolazione testata con pistone a gas
Adjustable backrest section by gas piston



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica 45-90 cm electric elevation 45-90 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas o manuale + 60° gas spring or manual adjustable + 60°
Completo di 4 ruote With 4 wheels diameter	Ø 60 mm
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating	1 IM
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza Length 200 cm	Altezza Height da 45 - 90 cm
Larghezza Width 120 cm	Carico lavoro max Max working load 350 kg
Pass. sollevatore Patient lift suitable ↓ 18 cm	Scost. piano Swing and lift action 17 cm

Optional / Accessories Codice / Code


Sponde laterali ribaltabili
Collapsible lateral sides **120030**

Doppia pedaliera
Double foot pedals **123030**

Modello TITAN.2 / Model TITAN.2

Reg. testata molla a gas / Adjustable backrest section by gas spring

Codice / Code
113141




Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Piedino regolabile / Adjustable foot



LETTINO 1 SEZIONE FISSO 1-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Piedino regolabile
Adjustable foot

Imbottitura e rivestimento ignifughi classe:
Padding and upholstery safety rating

1 IM

Densità e spessore imbottitura
Padding: density/thickness

30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
200 cm



Altezza
Height
50 cm



Larghezza
Width
120 cm




Carico lavoro max
Max working load
200 kg

Modello ADE / Model ADE

Lettino fisso in metallo / Fixed structure couch steel frame

Codice / Code

116030



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours





Piedino regolabile / Adjustable foot



Regolazione manuale della testata
Manual adjustable backrest section



LETTINO A 2 SEZIONI FISSO 2-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas o manuale + 60° <i>gas spring or manual adjustable + 60°</i>
Piedino regolabile <i>Adjustable foot</i>	
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
200 cm



Altezza
Height
50 cm



Larghezza
Width
120 cm




Carico lavoro max
Max working load
200 kg

Modello ADE.2 / Model ADE.2

Regolazione testata manuale / *Manual tilt adjustable backrest section*

Codice / Code


116040



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





LETTINO 1 SEZIONE FISSO 1-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Piedino regolabile
Adjustable foot

Imbottitura e rivestimento ignifughi classe:
Padding and upholstery safety rating

1 IM

Densità e spessore imbottitura
Padding: density/thickness

30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
200 cm



Altezza
Height
50 cm



Larghezza
Width
180 cm




Carico lavoro max
Max working load
200 kg

Modello ADE 180 / Model ADE 180

Lettino fisso in metallo / Fixed structure couch steel frame

Codice / Code

116031



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours



SERIE TRACTION

Lettini progettati per essere utilizzati per trazioni lombari e cervicali, con o senza l'ausilio di un macchina preposta

Couches are designed to be used for lumbar and cervical traction, with or without the help of a suitable machine



Lettini per TRAZIONE
TRACTION therapy couches



Unità trazione non in dotazione
Traction unit not supplied



LETTINO 3 SEZIONI ELETTRICO 3-SECTION ELECTRICAL TRACTION THERAPY COUCH


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	55-86 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	con molla a gas <i>by gas spring</i>	+ 60° -20° + 60° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		Standard
Sezione centrale <i>Middle section</i>		fissa <i>fixed</i>
Pianale <i>Main section</i>	scorrevole 12 cm <i>trunk slides 12 cm</i>	
Set 4 ruote <i>Set of 4 wheels</i>		Standard
Supporti cromati <i>Chrome supports</i>		
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello ADONE / Model ADONE

Comando a pedale / *Foot pedal*

Codice / *Code*
114011



IN DOTAZIONE / SUPPLIED

Bilancino

Code
145406

Code
124010

Code
145601

Code
124030

Code
145201

Code
136023

↔ Lunghezza
Length
200 cm

↑↓ Altezza
Height
55 - 86 cm

↗ Larghezza
Width
70 cm

⚖ Carico lavoro max
Max working load
200 kg

⚙ Pass. sollevatore
Patient lift suitable
↓ 12 cm

↻ Scost. piano
Swing and lift action
32 cm

DOTAZIONE / SUPPLIED Cod. / Code

Cuscino a cuneo cm 45x45x15
Wedge cushion 45x45x15 **145406**

Cuscino a trapezio cm 40x50x30
Trapezoidal cushion 40x50x30 **145601**

Cuscino semicilindro cm 30x16x8
Half roll cm 30x16x8 **145201**

Imbragatura toracica piccola
Small thoracic traction harness **124010**

Imbragatura toracica grande
Large thoracic traction harness **124020**

Imbragatura pelvica piccola
Small pelvic traction harness **124030**

Imbragatura pelvica grande
Large pelvic traction harness **124040**

Mentoniera (testa di moro) e archetto
Dark brown leather chin strap and headband **136021**
136023

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87



LETTINO 2 SEZIONI FISSO 2-SECTION FIXED TRACTION THERAPY COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION


Inclinazione schienale <i>Backrest tilt</i>	10°
Pianale <i>Main section</i>	scorrevole 12 cm <i>trunk slides for 12 cm</i>
Supporti cromati <i>Chrome supports</i>	
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Modello DAFNE / Model DAFNE

Con piedini regolabili / With adjustable feet

Codice / Code

114020



IN DOTAZIONE / SUPPLIED

Bilancino

Code 145406	Code 124010
Code 145601	Code 124030
Code 145201	Code 136023
	Code 136021



Lunghezza
Length
200 cm



Altezza
Height
65 cm



Larghezza
Width
70 cm



Carico lavoro max
Max working load
200 kg

DOTAZIONE / SUPPLIED Cod. / Code

Cuscino a cuneo cm 45x45x15
Wedge cushion 45x45x15 **145406**

Cuscino a trapezio cm 40x50x30
Trapezoidal cushion 40x50x30 **145601**

Cuscino semicilindro cm 30x16x8
Half roll cm 30x16x8 **145201**

Imbragatura toracica piccola
Small thoracic traction harness **124010**

Imbragatura toracica grande
Large thoracic traction harness **124020**

Imbragatura pelvica piccola
Small pelvic traction harness **124030**

Imbragatura pelvica grande
Large pelvic traction harness **124040**

Mentoniera (testa di moro) e archetto
Dark brown leather chin strap and headband **136021**
136023

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PIANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
-----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



SERIE TILT

Lettini per statica supina
con regolazione elettrica
dell'inclinazione fino a 90°

Tilt supine tables with electric
adjustment up to 90°



TILT

Tavoli di statica
Tilt tables





Tavolino e supporti ascellari
Small table and underarm supports
Cod. 125060 + Cod. 125030



Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient
Cod. 125040



TAVOLO DI STATICA 1 SEZIONE 1-SECTION TILT TABLE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Altezza fissa Fixed height	50 cm 50 cm
Regolazione inclinazione Adjustable inclination	elettrica 0° - 90° electric 0° - 90°
4 ruote di cui 2 bloccabili 4 wheels (2 locking)	diametro 100 mm diameter 100 mm
Cinghie ferma pazienti altezza 5 cm Straps restraint for patient height 5 cm	3
Pedana poggiapiedi Footboard	fissa fixed
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating	1 M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length:
190 cm



Altezza
Height:
50 cm



Larghezza
Width:
65/70 cm



Carico lavoro max
Max working load
150 kg



Pass. sollevatore
Patient lift suitable
± 15 cm

Optional / Accessories

Codice / Code

Tavolino
Small table

125060

Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient

125040

Cinghie ferma pazienti altezza 10 cm
Restraint straps for patient height 10 cm

125050

Supporti ascellari
Underarm supports


125030

Modello NETTUNO / Model NETTUNO

Codice / Code

Con pulsantiera / with hand switch

115054



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Tavolino statica / Small table
Cod. 125020



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Altezza fissa <i>Fixed height</i>	50 cm 50 cm
Regolazione inclinazione <i>Adjustable inclination</i>	elettrica 0° - 90° electric 0° - 90°
Quattro ruote di cui due bloccabili <i>Four wheels (two locking)</i>	diametro 100 mm diameter 100 mm
Cinghie ferma pazienti altezza 5 cm <i>Straps restraint for patient height 5 cm</i>	3
Regolazione pedane indipendenti <i>Adjustable dual footrests</i>	manuale +10° -23° manual +10° -23°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 M
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

 Lunghezza <i>Length:</i> 200 cm	 Altezza <i>Height</i> 50 cm	 Larghezza <i>Width:</i> 55/70 cm
 Carico lavoro max <i>Max working load</i> 150 kg	 Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> † 15 cm	

Optional / Accessories

Codice / Code

Tavolino
Small table

125020

Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient

125040

Cinghie ferma pazienti altezza 10 cm
Restraint straps for patient height 10 cm


125050

Modello GIASONE / Model GIASONE

Codice / Code

Con pulsantiera / with hand switch

115044




Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 115014
+ Optional cod. 125060
Model shown code 115014
+ Accessories code 125060



Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient
Cod. 125040



Tavolino / Small table
Cod. 125060



TAVOLO DI STATICA 4 SEZIONI 4-SECTION TILT TABLE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION


Altezza fissa Fixed height	50 cm 50 cm
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas +30° - 80° by gas spring +30° - 80°
Foro per la respirazione completa di tappo Breathing hole and plug	standard
Regolazione inclinazione Adjustable inclination	elettrica 0° - 85° electric 0° - 85°
4 ruote di cui 2 bloccabili 4 wheels (2 locking)	diametro 150 mm diameter 150 mm
Cinghie ferma pazienti Straps restraint for patient	5
Supporti ascellari Underarm support	2
Regolazione pedane indipendenti Adjustable dual footrests	molla a gas +15° - 20° by gas spring +15° - 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating	1 M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness	30 (kg/m³) / 40 mm

Modello URANO / Model URANO

Codice / Code

Con pulsantiera / with hand switch

115014



Lunghezza
Length:
200 cm



Altezza
Height
50 cm



Larghezza/Ingombro
Width/Overall Width:
65/70 cm



Carico lavoro max
Max working load
150 kg



Pass. sollevatore
Patient lift suitable
± 15 cm

Optional / Accessories

Codice / Code

Tavolino
Small table

125060

Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient

125040

Cinghia ferma pazienti altezza cm 10
Restraint straps for patient height 10 cm


125050

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Tavolino in dotazione
Small table included



LETTINO 2 SEZIONI ELETTRICO 2-SECTION ELECTRICAL COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	55-100 cm 55-100 cm
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+60° -20° +60° -20°
Foro per la respirazione completa di tappo <i>Breathing hole and plug</i>		standard
Regolazione inclinazione <i>Adjustable inclination</i>	elettrica <i>electric</i>	0° - 90° 0° - 90°
Quattro ruote retrattili <i>Four retractable wheels</i>	diametro <i>diameter</i>	60 mm 60 mm
Cinghie ferma pazienti <i>Straps restraint for patient</i>		3
Regolazione pedane indipendenti <i>Adjustable dual footrests</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+15° -20° +15° -20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 M
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length:
200 cm



Altezza
Height
55-100 cm



Larghezza/Ingombro
Width/Overall Width:
55/70 cm



Carico lavoro max
Max working load
150 kg



Scost. piano
Swing - lift action:
15 cm

Optional / Accessories

Codice / Code

Fascia imbottita ferma pazienti
Padded strap restraint for patient

125040

Cinghia ferma pazienti altezza cm 10
Restraint straps for patient height 10 cm


125050

Modello PEGASO / Model PEGASO

Codice / Code

Con pulsantiera / *with hand switch*

115024



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Rieducazione Posturale Globale RPG

Global Postural Re-education GPR

SERIE RPG

Lettini progettati per trattamenti di
Rieducazione Posturale Globale

Couches designed for Global
Postural Rehabilitation treatment



Modello rappresentato cod. 117011 + Optional cod. 122010
Model shown code 117011 + Accessories code 122010



LETTINO RPG 4 SEZIONI ELETTRICO 4-SECTION ELECTRICAL GPR COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica <i>electric elevation</i>	63-99 cm 63-99 cm
Appoggia braccia laterali scorrevoli e ruotabili <i>Sliding armrests rotating up to</i>		180° 180°
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+60° -90° +60° -90°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 M
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		100 (kg/m³) / 10 mm

Lunghezza <i>Length:</i> 200 cm	Altezza <i>Height</i> 63-99 cm	Larghezza <i>Overall width:</i> 56 cm
Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg	Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i> ± 17 cm	Scost. piano <i>Swing-lift action</i> 17 cm

Optional / Accessories


Codice / Code

Supporto rotolo carta <i>Paper towel holder</i>	120010
Serie di quattro ruote <i>Set of four wheels</i>	122010
Lenzuolino carta a due veli <i>Double-layer paper towels</i>	120060
Asta regolabile in altezza removibile + corda + gancio <i>Removable height adjustable overhead bar + rope + anklet strap with hook</i>	125010

Mod. POSEIDONE / Mod. POSEIDONE

Codice / Code

Comando a pedale / <i>Foot pedal</i>	117011
--------------------------------------	--------



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Modello rappresentato cod. 117022 + Optional cod. 121010
Model shown code 117022 + Accessories code 121010

CE LETTINO 2 SEZ. ELETTR./IDRAULICO 2-SECTION ELECTRIC./HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza Adjustable height	elettrica o idraulica electric or hydraulic elevation	45-90 cm 45-90 cm
Appoggia braccia laterali scorrevoli e ruotabili Sliding armrests rotating up to		180° 180°
Regolazione testata Adjustable backrest section	molla a gas by gas spring	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Foro per la respirazione completa di tappo Breathing hole and plug		standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: Padding and upholstery safety rating		1 I M
Densità e spessore imbottitura Padding: density/thickness	30 (kg/m³) / 40 mm	


	Lunghezza Length: 190 cm		Altezza Height 45-90 cm		Larghezza Width 65 cm
	Carico lavoro max Max working load 200 kg		Scost. piano Swing - lift action: 17 cm		

Optional / Accessories

Codice / Code

Supporto rotolo carta Paper towel holder	120010
Serie di quattro ruote Set of four wheels	121010
Lenzuolino carta a due veli Double-layer paper towels	120060
Asta regolabile in altezza removibile + corda + gancio Removable height adjustable overhead bar + rope + anklet strap with hook	125010

Modello IRIS / Model IRIS	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	117021
Pedaliera circolare / Perimeter foot	117022
Idraulico / Hydraulic elevation	117023



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 117052 + Optional cod. 121010
Model shown code 117052 + Accessories code 121010




LETTINO 3 SEZ. ELETTR./IDRAULICO 3-SECTION ELECTRIC./HYDRAULIC COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	63-99 cm 63-99 cm
Appoggia braccia laterali estraibili e ruotabili <i>Removable armrests rotating up to</i>		180° 180°
Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+ 60° - 20° + 60° - 20°
Regolazione sezione centrale <i>Adjustable middle section</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+ 20° + 20°
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	molla a gas <i>by gas spring</i>	+ 75° + 75°
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>		+ 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 M
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Modello NIKE / Model NIKE	Codice / Code
Comando a pedale / Foot pedal	117051
Pedaliera circolare / Perimeter foot	117052
Idraulico / Hydraulic elevation	117053



Lunghezza <i>Length:</i> 200 cm	Altezza <i>Height:</i> 63-99 cm	Larghezza <i>Overall width:</i> 65 cm
Carico lavoro max <i>Max working load</i> 200 kg	Scost. piano <i>Swing - lift action:</i> 17 cm	

Optional / Accessories

Codice / Code

Supporto rotolo carta <i>Paper towel holder</i>	120010
Serie di quattro ruote <i>Set of four wheels</i>	122010
Lenzuolino carta a due veli <i>Double-layer paper towels</i>	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



SERIE SET-CLOSE

Lettini con struttura fissa e portatili,
chiudibili a valigia in legno o in
acciaio verniciato

Couches with fixed structure and
portable and foldable couches,
with wooden frames or steel



SET/CLOSE

Lettini visita o terapia
Examination couches



Supporto rotolo carta
Paper towel holder
Cod. 126010

CE LETTINO FISSO A 2 SEZIONI 2-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Headrest section</i>	manuale +60° <i>manual +60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	Altezza <i>Height</i> 78 cm
Larghezza <i>Width</i> 65 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 150 kg

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **126010**


Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino carta 2 veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello GEA / Model GEA

Letto fisso in metallo / *Fixed structure couch steel frame*

Codice / Code
116010



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato + Optional
Model shown + Accessories
Code 116050-126040



Piano inferiore / Lower shelf
Cod. 126040



LETTINO FISSO 2 SEZIONI 2-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	manuale + 60° <i>manual + 60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 78/50 cm



Larghezza
Width
65 cm




Carico lavoro max
Max working load
130 kg

Modello PONTO / Model PONTO

Lettino visita in legno / *Examination couch wooden frame*

Codice / Code
116050



Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **126010**

Piano inferiore
Lower shelf **126040**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**

Lenzuolino carta 2 veli
Double-layer paper towels **120060**

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





LETTINO FISSO A 2 SEZIONI 2-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Headrest section</i>	manuale +60° <i>manual +60°</i>
Gambe inclinabili e richiudibili <i>Folding legs</i>	
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
78 cm



Larghezza
Width
65 cm



Carico lavoro max
Max working load
130 kg

Optional / Accessories

Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **126010**

Copri lettino in spugna 65 cm
Towelling bedspread 65 cm **120040**


Lenzuolino carta 2 veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello ARES / Model ARES

Lettino visita in legno / *Examination couch wooden frame*

Codice / Code

116080



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Piano inferiore / Lower shelf
Cod. 126050



LETTINO FISSO A 2 SEZIONI 2-SECTION FIXED STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	manuale + 60° <i>manual + 60°</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm



Lunghezza
Length
190 cm



Altezza
Height
da 78 o 50 cm



Larghezza
Width
90 cm



Carico lavoro max
Max working load
130 kg


Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta <i>Paper towel holder</i>	126010
Piano inferiore <i>Lower shelf</i>	126050
Lenzuolino carta 2 veli <i>Double-layer paper towels</i>	120060

Modello PROTEO / Model PROTEO

Lettino visita in legno / *Examination couch wooden frame*

Codice / Code
116060



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*





Piano inferiore / Lower shelf
Cod. 126050



CE LETTINO FISSO AD 1 SEZIONE 1-SECTION STRUCTURE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 40 mm

Lunghezza <i>Length</i> 190 cm	Altezza <i>Height</i> 78 o 50 cm
Larghezza <i>Width</i> 90 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 130 kg

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **126010**


Piano inferiore
Lower shelf **126050**

Lenzuolino carta 2 veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello REA / Model REA

Lettino visita in legno / *Examination couch wooden frame*

Codice/Code
116090



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



CE LETTINO LEGNO CHIUDIBILE A VALIGIA WOODEN PORTABLE COUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	manuale <i>manual</i>	60-75 cm 60-75 cm
Appoggia testa <i>Headrest section</i>		estraibile <i>removable</i>
Appoggia braccia <i>Armrests section</i>		estraibile <i>removable</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 40 mm

Lung. aperto/chiuso <i>Length open/close</i> 218/95 cm	Altezza <i>Height</i> da 60/75 - 20 cm
Larghezza <i>Width</i> 65 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 150 kg

Optional / Accessories Codice / Code


Borsone portalettino HYDRA 65
Carry bag for HYDRA 65

126070

Modello HYDRA / Model HYDRA

Larghezza 65 / Width 65 cm - peso 17 kg

Codice / Code
116510



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





Chiuso a valigia
Closed as a suitcase



LETTINO 2 SEZIONI ACCIAIO TRASPORTABILE 2-SECTION PORTABLE COUCH STEEL FRAME

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione testata <i>Adjustable backrest section</i>	manuale + 40° <i>manual + 40°</i>
Senza foro respirazione <i>Without breathing hole</i>	
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 20 mm



Lunghezza
Length
187 cm



Altezza
Height
da 72 cm



Larghezza
Width
64 cm



Carico lavoro max
Max working load
95 kg

Optional / Accessories Codice / Code

Borsone portalettino ANTERO
Carry bag for ANTERO


126060

Modello ANTERO / Model ANTERO

Lettino chiudibile a valigia / *Suitcase couch steel frame*

Codice / Code

116500



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



GYNECOLOGY

Lettini per visita e
trattamenti indicati in
ginecologia e urologia

*Couches for examination
and treatment used
in gynecology and
urology*



Modello rappresentato cod. 119010 + Optional cod. 129010
Model show code 119010 + Accessories code 129010

LETTINO GINECOLOGIA FISSO A 3 SEZIONI

3-SECTION GYNECOLOGY COUCH,
FIXED STRUCTURE H.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione schienale <i>Adjustable backrest section</i>	manuale 0° - +75° <i>manual 0° - +75°</i>
Regolazione pediera <i>Adjustable footboard section</i>	manuale 0° - +90° <i>manual 0° - +90°</i>
Sezione seduta <i>Seat section</i>	fissa <i>fixed</i>
Regolazione manuale reggicoscie <i>Adjustable leg supports</i>	altezza e rotazione <i>height and rotation</i>
Vaschetta in acciaio inox <i>Stainless steel bowl</i>	estraibile <i>removable</i>
Rivestimento ignifughi classe: <i>Upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 50 mm



Lunghezza
Length
185 cm



Altezza
Height
76 cm



Larghezza
Width
62 cm



Carico lavoro max
Max working load
135 kg

Optional / Accessories

Codice / Code

Supporto rotolo carta fisso sullo schienale
Paper towel holder on backrest section


129010

Modello ESTIA / Model ESTIA

Letto fisso in metallo / *Fixed couch steel frame*

Codice / Code

119010



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optional are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello rappresentato cod. 119034 + Optional cod. 129030
Model show code 119034 + Accessories code 129030



CE POLTRONA GINECOLOGIA ELETTRICA 3 SEZIONI 3-SECTION ELECTRICAL GYNECOLOGY ARMCHAIR

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica 53-85 cm <i>electric 53-85 cm</i>
Regolazione schienale <i>Adjustable backrest section</i>	elettrica 0° +90° <i>electric 0° +90°</i>
Regolazione parte finale <i>Adjustable end-section</i>	elettrica 0° -90° <i>electric 0° -90°</i>
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	elettrica 0° 21° <i>electric 0° 21°</i>
2 ruote unidirezionali anteriori <i>2 front wheels unidirectional</i>	75 mm 75 mm
2 puntali antiscivolo <i>2 rubber stopper</i>	posteriori <i>rear</i>
Braccioli <i>Armrests/side support loops</i>	richiudibili <i>rotating fold-down</i>
Regolazione reggicosce <i>Armrests/side support loops</i>	manuale - altezza e rotazione <i>manual - height and rotation</i>
Vaschetta in acciaio inox <i>Stainless steel bowl</i>	estraibile <i>removable</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>	1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>	30 (kg/m³) / 60 mm

Lunghezza <i>Length</i> 180 cm	Altezza <i>Height</i> da 53 o 85 cm
Larghezza <i>Width</i> 54 cm	Carico lavoro max <i>Max working load</i> 180 kg

Optional / Accessories Codice / Code

Supporto rotolo carta
Paper towel holder **129020**

Poggiatesta rimovibile
Removable head cushion **129030**


Lenzuolino carta 2 veli
Double-layer paper towels **120060**

Modello ERA / Model ERA

Con pulsantiera / *With hand switch*

Codice / Code

119034



Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / *Choice of upholstery colours*

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------





VARIANTI E OPTIONAL
per lettini

***VARIATIONS AND
ACCESSORIES
for couches***

VARIANTI E OPTIONAL PER LETTINI VARIATIONS AND ACCESSORIES FOR COUCHES



COLORI IMBOTTITURE / UPHOLSTERY COLOURS.....	pag. 78
ACCESSORI GENERICI / GENERIC ACCESSORIES.....	pag. 79
SERIE TOP / TOP SERIES.....	pag. 80
SERIE PROFESSIONAL / PROFESSIONAL SERIES	pag. 81
SERIE SIMPLE / SIMPLE SERIES	pag. 82
SERIE BOBATH / BOBATH SERIES	pag. 83
SERIE TILT / TILT SERIES	pag. 84
SERIE RPG / RPG SERIES	pag. 85
SERIE SET-CLOSE / SET-CLOSE SERIES	pag. 86
SERIE GINECOLOGY / GINECOLOGY SERIES	pag. 87

Caratteristiche tecniche imbottiti (escluso lettino POSEIDONE)
Padding technical features (POSEIDONE couch excluded)

DENOMINAZIONE PRODOTTO: Poliuretano espanso
PRODUCT NAME: Polyurethane foam

CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1 IM
FIRE-RESISTANT CLASS

DENSITA' IMBOTTITURA 30 kg/m3
PADDING DENSITY

ALTEZZA IMBOTTITURA 40 mm
PADDING DEPTH



Caratteristiche rivestimento
Upholstery characteristics



Origine ITALIA / Origin ITALY

Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Tensile resistance	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Ultimate elongation	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Tear resistance	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003	Secco / Dry	4	
		Scala dei grigi / Grey scale	Umido / Wet	4	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947	100.000		
		EN 13520 : ISO 12947			
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 BS 5852 TB 117	FMVSS 302	
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			

Colori imbottiture
Choice of upholstery colour

Al momento dell'ordine SPECIFICARE IL COLORE DELL'IMBOTTITURA.

Upon placing an order, PLEASE REMEMBER TO SPECIFY THE UPHOLSTERY COLOR.



OPTIONAL GENERICI / GENERIC ACCESSORIES

CODE 120020 **SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO**
INDIPENDENT PAPER TOWEL HOLDER

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.
Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Paper towel holder for visit, treatment and examination couch
Painted metal, universal couch roll holder.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm
Dimension: length 71 cm width 25 cm height 81 cm



CODE 120040 **COPRILETTINO**
TOWELLING BEDSPREAD

Copri lettino in spugna con bordi elasticizzati adatto a tutti i lettini per visita e trattamenti con larghezza 65 cm. Lavabile di colore blu.

Towelling bedspread with elasticated border can be used on any examination and treatment couch of 65 cm width. Washable colour blue.

CODE 120050 Copri lettino in spugna con bordi elasticizzati adatto a tutti i lettini per visita e trattamenti con larghezza 80 cm. Lavabile di colore blu.
Towelling bedspread with elasticated border can be used on any examination and treatment couch of 80 cm width. Washable colour blue.



CODE 120060 **LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI**
DOUBLE-LAYER PAPER TOWELS

Confezione da 6 rotoli
Pack of 6 rolls

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.
Dimension: Width 60 cm - roll length of 65 meters.



VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PEDALE SINGLE FOOT PEDAL

Pedaliera standard per la regolazione dell'altezza.

Single foot pedal placed on the floor for height adjustment.



PEDALIERA CIRCOLARE PERIMETER FOOT SWITCH

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione o sollevamento della barra posta su tutto il perimetro della base del lettino.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure or lifting of the bar placed on the perimeter foot switch of the base of the couch.



PEDALIERA CIRCOLARE IN ALLUMINIO ALLUMINUM PERIMETER FOOT SWITCH

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione della barra posta su tutto il perimetro della base del lettino.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure of the bar placed on the perimeter foot switch of the base of the couch.



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE 128010 SUPPORTO ROTOLO CARTA PAPER TOWEL HOLDER

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.

Steel structure applied to the foot side.



CODE 128020 RUOTE WHEELS

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 75 mm.

Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 75 mm.



VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PEDALE SINGLE FOOT PEDAL

Pedaliera standard per la regolazione dell'altezza.
Single foot floor pedal for height adjustment.

PEDALIERA CIRCOLARE PERIMETER FOOT SWITCH

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione o sollevamento della barra posta su tutto il perimetro della base del lettino.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure or lifting of the bar placed on the perimeter foot switch at the base of the couch.

COMANDO IDRAULICO HYDRAULIC ELEVATION

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione sul pedale che aziona la pompa idraulica. Con questo sistema il lettino può essere usato anche in ambienti privi di alimentazione elettrica.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure of which actuates the hydraulic pump. With this system, the couch can also be used in environments without power supply.



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE 120010 SUPPORTO ROTOLO CARTA PAPER TOWEL HOLDER

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.
Steel structure applied to the foot of the couch.



CODE 121010 RUOTE WHEELS

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 60 mm.
Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 60 mm.



CODE 120030 SPONDE LATERALI RIBALTABILI COLLAPSIBLE LATERAL SIDES

Spondine laterali per una maggiore sicurezza del paziente mentre è disteso sul lettino. Posizionabili con un semplice meccanismo manuale.

Siderails offer greater safety to patients while they are lying on the couch or when the professional needs to step away temporarily. They can be operated with a simple manual activation mechanism.



VARIANTI E OPTIONAL | SIMPLE

VARIATIONS AND ACCESSORIES "SIMPLE"

VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PEDALE SINGLE FOOT PEDAL

Pedaliera standard per la regolazione dell'altezza.

Single foot floor pedal for height adjustment.



PEDALIERA CIRCOLARE disponibile solo per: PERIMETER FOOT SWITCH, available only for:

**OCEANO
MINERVA**

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione o sollevamento della barra posta su tutto il perimetro della base del lettino.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure or lifting of the bar placed on the perimeter foot switch of the base of the couch.



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE 120010 **SUPPORTO ROTOLO CARTA** **PAPER TOWEL HOLDER**

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.

Steel structure applied to the foot of the couch.



CODE 122010 **RUOTE** **WHEELS**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 75 mm.

Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 75 mm.



CODE 120030 **SPONDE LATERALI RIBALTABILI** **COLLAPSIBLE LATERAL SIDES**

Spondine laterali per una maggiore sicurezza del paziente mentre è disteso sul lettino. Posizionabili con un semplice meccanismo manuale.

Siderails offer greater safety to patients while they are lying on the couch or when the professional needs to step away temporarily. They can be operated with a simple manual activation mechanism.



VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PEDALE SINGLE FOOT PEDAL

Pedaliera standard a pavimento per la regolazione dell'altezza.
Single foot floor pedal for height adjustment.



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE
123010

RUOTE WHEELS

**BOBATH XS
BOBATH S**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 75 mm.
Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 75 mm.



CODE
123020

RUOTE WHEELS

**BOBATH M
BOBATH L**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 60 mm.
Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 60 mm.



CODE
120030

SPONDE LATERALI RIBALTABILI COLLAPSIBLE LATERAL SIDES

Spondine laterali per una maggiore sicurezza del paziente mentre è disteso sul lettino. Posizionabili con un semplice meccanismo manuale.

Siderails offer greater safety to patients while they are lying on the couch or when the professional needs to step away temporarily. They can be operated with a simple manual activation mechanism.



CODE
123030

DOPPIA PEDALIERA DOUBLE FOOT PEDALS

L'accessorio offre la possibilità di regolare l'altezza del lettino da entrambi i lati.
This accessory provides the possibility of adjusting the height of the couch on both sides.



VARIANTI E ACCESSORI | TILT

VARIATIONS AND ACCESSORIES "TILT"

VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PULSANTIERA HAND SWITCH

Pulsantiera per la regolazione dell'altezza del lettino.
La pulsantiera è agganciabile al telaio del lettino.

*Hand control for height adjustment.
The hand control is attachable to the couch frame.*



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE
125020

TAVOLINO GIASONE GIASONE SMALL TABLE

GIASONE

Il tavolino è utilizzabile con persona in posizione di statica supina. Il tavolo è sagomato per favorire un agevole appoggio degli avambracci. È regolabile in altezza e in profondità.

This small table can be used when the patient is using the table as a supine stander. The table is contoured so forearms can be easily rested on it. Can be adjusted in height and depth.

Dimensioni / Dimensions: 630 x 470 mm



CODE
125060

TAVOLINO NETTUNO / URANO NETTUNO / URANO SMALL TABLE

NETTUNO
URANO

Il tavolino è utilizzabile con persona in posizione di statica supina. Il tavolo è sagomato per favorire un agevole appoggio degli avambracci. È regolabile in altezza e in profondità.

This small table can be used when the patient is using the table as a supine stander. The table is contoured so forearms can be easily rested on it. Can be adjusted in height and depth.

Dimensioni / Dimensions: 630 x 470 mm



CODE
125040

FASCIA IMBOTTITA PADDED STRAP RESTRAINT

Fascia imbottita per un maggiore e confortevole supporto alla persona.
Padded strap restraint offering greater and more comfortable support to the patient.



CODE
125050

CINGHIA FERMA PAZIENTI ALTEZZA 10 cm RESTRAINT STRAPS FOR PATIENT HEIGHT 10 cm

Cinghia per un comodo contenimento della persona.
A strap support for comfortable, safe, retention of the person.



VARIANTI / VARIATIONS

COMANDO A PEDALE SINGLE FOOT PEDAL

Comando mobile a pavimento per la regolazione dell'altezza.
Single foot floor pedal for height adjustment.



PEDALIERA CIRCOLARE PERIMETER FOOT SWITCH

IRIS
NIKE

La regolazione dell'altezza del lettino avviene esercitando una semplice pressione o sollevamento della barra posta su tutto il perimetro della base del lettino.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure or lifting of the bar placed on the perimeter foot switch of the base of the couch.



COMANDO IDRAULICO HYDRAULIC ELEVATION

IRIS
NIKE

La regolazione dell'altezza avviene esercitando pressione sul pedale che aziona la pompa idraulica. Il comando idraulico può essere usato anche in ambienti privi di alimentazione elettrica.

The adjustment of the couch height is carried out by exerting a simple pressure of which actuates the hydraulic pump. With this system, the couch can also be used in environments without power supply.



CODE 120010 SUPPORTO ROTOLO CARTA PAPER TOWEL HOLDER

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.
Steel structure applied to the foot side.



CODE 121010 RUOTE WHEELS

IRIS
NIKE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 60 mm.
Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 60 mm.



CODE 122010 RUOTE WHEELS

POSEIDONE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 75 mm.
Set of four wheels retractable for moving the couch Ø 75 mm.



CODE 125010 ASTA REGOLABILE IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTABLE OVERHEAD

Asta regolabile in altezza e removibile completa di corda e cavigliera con gancio.
Removable and height adjustable overhead bar with rope and ankle strap with hook.



OPTIONAL | SET-CLOSE

ACCESSORIES "SET-CLOSE"

OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE
126010

SUPPORTO ROTOLO CARTA PAPER SWITCH

largh./width 65 cm

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino per lettini fissi larghezza cm 65.
Steel structure applied to the foot for width 65 cm couch.



CODE
126020

SUPPORTO ROTOLO CARTA PAPER TOWEL HOLDER

largh./width 90 cm

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino Per lettini fissi larghezza cm 90.
Steel structure applied to the foot for width 90 cm couch.



CODE
126040

PIANO INFERIORE LOWER SHELF

Piano di appoggio per lettini larghezza cm 65.
Large and useful storage shelf for width 65 cm couch.

largh./width 65 cm

CODE
126050

Piano di appoggio per lettini larghezza cm 90.
Large and useful storage shelf for width 90 cm couch.

largh./width 90 cm



CODE
126060

BORSONE PORTA LETTINO ANTERO CARRY BAG ANTERO COUCH

ANTERO

Sacca portalettino per lettino ANTERO.
Carrying bag for portable ANTERO couch.



CODE
126070

BORSONE PORTA LETTINO HYDRA CARRY BAG HYDRA COUCH

HYDRA

Sacca portalettino per lettino HYDRA 65 cm.
Carrying bag for portable HYDRA couch width 65 cm.

largh./width 65 cm



OPTIONAL / ACCESSORIES

CODE
129010 **SUPPORTO ROTOLO CARTA**
PAPER TOWEL HOLDER

ESTIA

Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino ESTIA.
Steel structure applied to backrest for ESTIA couch.



CODE
129020 **SUPPORTO ROTOLO CARTA**
PAPER TOWEL HOLDER

ERA

Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino ERA.
Steel structure applied to backrest for ERA couch.



CODE
129030 **POGGIATESTA LETTINO ERA**
HEAD CUSHION FOR ERA COUCH

ERA

Poggiatesta rimovibile imbottito per offrire un maggior comfort al paziente.
Padded removable headrest to offer greater patient comfort.







RIABILITAZIONE
REHAB

PARALLELE CHIUDIBILI

FOLDING PARALLEL BARS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Struttura in acciaio verniciato. Corrimano, a forma anatomica in legno o in metallo verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

Painted steel structure, zinc plated sliding parts. Anatomic handrails in wooden or painted steel. Width and height adjustable using a telescopic system. The hands wheels locking prevents any accidental movement of the uprights during deambulation of the patient.

Regolazione altezza corrimano
Handrails adjustable handrails

69-100 cm

Larghezza corrimano
Width handrails

60 cm

Larghezza della base
Base width

70 cm

Portata del singolo corrimano
Individual handrail loadbearing capacity

135 Kg

Sistema di regolazione altezza corrimano
Detail height adjustment system



Codice / Code

3 mt corrimano in metallo / *painted steel handrails*

131010



Codice / Code

3 mt corrimano in legno / *wooden handrails*

131020



Codice / Code

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in legno o in metallo verniciato, regolabili sia in larghezza che in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

Painted steel structure, zinc plated sliding parts equipped with wooden footboard with anti-slip covering and two comfortable access ramps. Anatomic handrails in wooden or steel painted. Width and height adjustable using a telescopic system. The hands wheels locking prevents both accidental loosening and a possible slight arrangement of the uprights during the deambulation of the person.

3 mt corrimano in legno / wooden handrails

131100



3 mt corrimano in acciaio / painted steel handrails

131110




2 mt corrimano in acciaio / painted steel handrails

131120



4 mt corrimano in acciaio / painted steel handrails

131130



6 mt corrimano in acciaio / painted steel handrails

131140



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza corrimano	
Handrails adjustable height	65-100 cm
Regolazione larghezza corrimano	
Handrails adjustable width	40-80 cm
Larghezza piano camminamento	
Wooden platform width	59 cm
Larghezza della base	
Base width	70 cm
Portata del singolo corrimano	
Individual handrail loadbearing capacity	135 Kg

PARALLELE AD ANGOLO PER DEAMBULAZIONE

CORNER PARALLEL BARS

Codice / Code

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili sia in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.


Painted steel structure, zinc plated sliding parts equipped with wooden footboard with anti-slip covering and two comfortable access ramps. Anatomic handrails in steel painted. Width and height adjustable using a telescopic system. The hands wheels locking prevents both accidental loosening and a possible slight arrangement of the uprights during the deambulation of the person.

Corrimano in acciaio / painted steel handrails

131150

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Regolazione altezza corrimano	
Handrails adjustable height	65-100 cm
Larghezza piano camminamento	
Wooden platform width	59 cm
Larghezza della base	
Base width	70 cm
Lunghezza dei 2 piani di camminamento	
2-wooden platforms lenght	200-270 cm
Portata del singolo corrimano	
Individual handrail loadbearing capacity	135 Kg



** PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU OPTIONAL E VARIANTI VEDI PAG. 93

** FOR MORE INFORMATION ABOUT ACCESSORIES AND ADDITIONAL OPTION SEE PAG 93



OPTIONAL PARALLELE

PARALLEL BARS ACCESSORIES

STABILIZZATORE / STABILIZER

Codice / Code

Lo stabilizzatore è applicabile a tutte le parallele con base per offrire un maggior sostegno alla persona durante la deambulazione. Lo stabilizzatore viene fornito con la dotazione di quattro fine-corsa ed una barra di congiunzione necessaria in caso di acquisto di un secondo carrello utile per effettuare l'inversione del senso di deambulazione.

STABILIZER

The stabilizer offers great support to the person during deambulation. The stabilizer comes equipped with four limit switches and a connecting rod that can be used in the event a second trolley is purchased for inverting the direction of deambulation.



131200

OSTACOLI / OBSTACLES

Codice / Code

Composto da 8 ostacoli in legno verniciato
Consists of 8 wooden painted obstacles

Dimensioni / Dimensions..... 65x13x1,5 cm

Set ostacoli / Divaricatore con magnete
Set obstacles / Divided path with magnets

131221



PIANO CONCAVO CONVESSO

Codice / Code

CONCAVE OR CONVEX WALK PATH

Dimensioni / Dimensions..... 290x46x8,5 cm

Non applicabile per parallele codice 131120 e codice 131150
Not applied for parallel bars code 131120 and code 131150



131230

TELAIO CON DIVISORI, NEI DIVISORI SI POSSONO INSERIRE:
FOOTBOARD DIVIDED IN SECTION, INSIDE OF THE DIVIDERS CAN BE INSERTED:

Codice / Code

131250

Non applicabile per parallele codici 131120 e 131150
Not applied for parallel bars code 131120 and 131150



Sacchetti calpestio in sabbia dimensioni cm 38x20
Motor training sandbag dimension 38x20 cm



131260

Sacchetti calpestio in PVC dimensioni cm 38x20
Motor training bag with PVC grains dimension 38x20



131270

Rulli in legno diametro cm 3 lunghezza cm 20
Wooden rolls diameter 3 cm length 20 cm



131280

Bastoncini in legno diametro cm 1 lunghezza cm 20
Small wooden sticks diameter 1 cm length 20 cm



131290

Dimensioni / Dimensions 290x50x3 cm



SCALE PER DEAMBULAZIONE

DEAMBULATION STAIRS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zinco-cromato. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo.

Painted steel structure, zinc plated sliding parts. Anatomic handrails in steel painted. Height adjustable using a telescopic system. The hand wheels locking prevents both accidental loosening and a possible slight arrangement of the uprights during the deambulation of the person. Closed steps with PVC covering and anti-slip.

Regolazione altezza corrimano <i>Handrails adjustable height</i>	60-100 cm
Larghezza gradino <i>Step width</i>	56 cm
Profondità gradino <i>Step depth</i>	30 cm
Altezza gradino <i>Step height</i>	13 cm
Portata del singolo corrimano <i>Individual handrail loadbearing capacity</i>	135 Kg

Codice / Code

132010

Scala per deambulazione *One flight deambulation*



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Piano inclinato dimensioni cm 170x49 *Inclined plane dimension 170x49 cm*

132200



SCALE PER DEAMBULAZIONE

DEAMBULATION STAIRS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo con altezze diverse. La scala può essere posizionata sia ad angolo che dritta.


Painted steel structure, zinc plated sliding parts. Anatomic handrails in steel painted. Height adjustable using a telescopic system. The hand wheels locking prevents both accidental loosening and a possible slight arrangement of the uprights during the deambulation of the person. Closed steps with PVC and anti-slip covering with different heights. The stair can be positioned in the straight or corner version.

Regolazione altezza corrimano <i>Handrails adjustable height</i>	60-100 cm
Larghezza gradino <i>Step width</i>	56 cm
Profondità gradino <i>Step depth</i>	30 cm
Altezza gradino <i>Step height</i>	13-16 cm
Portata del singolo corrimano <i>Individual handrail loadbearing capacity</i>	135 Kg

Codice / Code

Scala per deambulazione DUE RAMPE / TWO FLIGHT deambulation stair

132030



OPTIONAL/ACCESSORIES

Codice / Code

Piano inclinato dimensioni cm 170x49
Inclined plane dimension 170x49 cm

132200



GINNASTICA PROPRIOCETTIVA

TRAINING THERAPY

PEDANE OSCILLANTI / ROCKING FOOTBOARD

Codice / Code


Semilune / Half-circle 170x60x14h cm

Portata / Max working load 120 Kg

133010

Pedane oscillanti in legno verniciato rivestite in materiale antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione.

Wooden rocker boards varnished, non-slip rubber covering for proprioceptive gymnastics and rehabilitation.



Codice / Code

Semilune / Half-circle 80x60x13h cm

Portata / Max working load 120 Kg

133020

Semilune / Half-circle 60x40x10h cm

Portata / Max working load 120 Kg

133030

Semilune / Half-circle 40x35x9h cm

Portata / Max working load 120 Kg

133040



Codice / Code

Con travetto centrale / With central joist 60x40x10h cm

133050

Portata / Max working load 120 Kg



DONDOLI BOBATH / BOBATH ROKING

Codice / Code

Con semisfera Diametro / With semisphere Diameter Ø 60x13h

133060

Con semisfera Diametro / With semisphere Diameter Ø 80x13h

133070

Dondoli Bobath in legno verniciato rivestite in materiale antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione.

Wooden Bobath at rocking boards varnished, non-slip rubber covering for proprioceptive gymnastics and rehabilitation.



Portata / Max working load 120 Kg



SERIE DI TRE GRADONI / THREE STEPS SET

Codice / Code

Gradoni in legno rivestiti in materiale antiscivolo. Sono indicati per tutte le terapie mirate all'allenamento posturale, per promuovere la corretta funzione muscolo-scheletrica, lavorare sull'allineamento corporeo, l'equilibrio e la coordinazione.

Wooden rocker boards varnished, non-slip rubber covering. They are suitable for all posture training therapies, to promote proper musculoskeletal function, work on body alignment, balance and coordination.

Dimensioni / Dimensions 60x60x10-15-20h cm

132070

Dimensioni / Dimensions 60x60x30-40-50h cm

132071



Portata / Max working load 180 Kg

MOVIN'STEP / MOVIN'STEP

Codice / Code

Può essere utilizzato come step per attività cardiovascolare a basso impatto oppure come base mobile per esercitare il proprio equilibrio e la coordinazione dei movimenti. La valvola consente di regolare il flusso d'aria permettendo così la scelta del livello di escursione del movimento.

It can either be used as a step for low-impact cardiovascular training or as a moving base to improve balance and co-ordination while exercising. An integrated valve enables to adjust the air flow and to choose the correct movement range.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	200 Kg

Dimensioni 35x35x7 cm
Dimensions 35x35x7 cm

133151



STABILITY WHEEL / STABILITY WHEEL

Codice / Code

Questa pedana propriocettiva si rivela un valido supporto per l'attività fisica e riabilitativa consentendo di svolgere esercizi finalizzati a migliorare equilibrio, tono muscolare e postura.

This proprioceptive footboard is a valid aid to physical and rehabilitation activity as it allows different kinds of exercises in order to improve balance, muscle tone and posture.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	200 Kg

Dimensioni Ø 40 h 9 cm
Dimensions Ø 40 h 9 cm

133181



CORE BALANCE / CORE BALANCE

Codice / Code

È composto da una base rigida e una cupola morbida color verde removibile dalla base e gonfiabile secondo le esigenze individuali. Può essere utilizzato per diversi tipi di allenamento, dal fitness alla riabilitazione post traumatica per ginocchia e caviglie.

It is made up of an hard base and a soft green dome, which is removable from the base and inflatable according to individual needs. It is a multi-functional tool which can be used for different kinds of training, from fitness to post-traumatic knee and ankle rehab.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	200 Kg

Base Ø 47 - h 25 cm - Cupola Ø 40 h 20 cm
Base Ø 47 - h 25 cm - Dome Ø 40 h 20 cm

133171



GINNASTICA PROPRIOCETTIVA

TRAINING THERAPY

DISCO SPORT / DISCO SPORT

Codice / Code

Ideale per esercizi di equilibrio, motricità e recupero funzionale.

Ideal for balance and motricity exercises, and for functional skill recovery.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Capacità di carico testata
Tested load capacity.....200 Kg

Dimensioni Ø 55 cm
Dimensions Ø 55 cm

133191



DISCO DOME / DISCO DOME

Codice / Code

Ideale per esercizi di equilibrio e step, il Disco Dome è composto da una base rigida e da un disco morbido color arancio che può essere utilizzato anche singolarmente per chi vuole sperimentare esercizi di equilibrio più performanti.

Ideal for step and balance exercises and is made up of a hard base and a soft orange disc, which can also be used separately for those who wish to perform more intense balance exercises.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Capacità di carico testata
Tested load capacity.....200 Kg

Dimensioni Ø 60 cm
Dimensions Ø 60 cm

133201



OPTIONAL/ACCESSORIES

Codice / Code

Pompa ad ago con prolunga flessibile
Flexi needle pump with flexible extension

141160



Codice / Code

Pompa manuale ideale per gonfiare palle di medie e grandi dimensioni
Power pump ideal to inflate rapidly medium and large size balls

141161



Codice / Code

BALL SUPPORT "M" per palle di Ø 65 – 75 cm
Base ideata per contenere la palla e comunque consentire il movimento

*BALL SUPPORT "M" for Ø 65 – 75 cm balls.
Base is designed to hold the ball but also to enable its beneficial movement.*

141151



ROLA BOLA / ROLA BOLA

Tavola per allenamento dell'equilibrio, con superficie antiscivolo. Il cilindro non scivola fuori grazie alle protezioni in legno poste all'estremità inferiore della tavola.

Wooden table for self-balance training. No slip surface. The cylinder never slips out of the table thanks to the security wood pieces put in the lower part.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Dimensioni / Dimensions 60x30 cm

Codice / Code

133080



PROPRIO / PROPRIO

Tavoletta di legno unita a palla emisferica più o meno gonfiabile. Molto efficace per la ginnastica riabilitativa, trova largo impiego nell'allenamento di chi pratica sport e per il rinforzo delle caviglie in generale.

A small table joined to an inflatable hemispheric ball. This tool is very effective for rehabilitation and is widely used by those practise sports and for ankle.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Dimensioni Ø 37 h 18 cm
Dimensions Ø 37 h 18 cm

Codice / Code

133090



TEMIX / TEMIX

Step formato da una palla centrale e due tavole legate da forti elastici consentono di coordinare equilibrio e concentrazione senza subire urti. Particolarmente consigliate in fase di recupero dopo un infortunio.

Step with a ball in the central part and two small tables binded with strong elastic bands consents the coordination of balance and concentration without the body suffering blows. Particularly recommended for recovery after an accident.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Dimensioni / Dimensions 54x38x16 cm

Codice / Code

133100



SOMBRERO / SOMBRERO

Pedana propriocettiva che combina l'instabilità dell'imbottitura di gommapiuma con le proprietà di una semisfera gonfiabile. Particolarmente consigliata in fase di recupero dopo un infortunio.

Singular spinning top for training and rehabilitation, which combines the instability of the foam rubberpadding with the properties of a pumping semisphere. Particularly recommended for recovery after an accident.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg

Dimensioni / Dimensions Ø 37 cm 14 h cm

Codice / Code

133110



KINESIOLOGY TAPE

KINESIOLOGY TAPE

CONFEZIONI DA 6 PEZZI 5 mt / PACKAGE 6 pcs L. 5 mt h 5 cm

Kinesiology Tape è dotato di uno strato adesivo particolare in linee ondulate è composto di un materiale molto simile in spessore e elasticità alla pelle umana. Senza limitare il range di movimento normale, funziona effettivamente a ridurre il sistema neuromuscolare, aiutare la circolazione sanguigna e linfatica e di conseguenza, alleviare dolori muscolari.

The wave patterned adhesive design of the Kinesiology tape with the same elasticity as human skin offers a gentle and effective approach to the re-education of the neuromuscular system, which helps improve blood/lymph circulation, relief of muscle pains providing comfort and stability to your body.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni nastro.....Lungh. 5 mt - h 5 cm
Dimension Tape.....Lenght 5 mt - h 5 cm

Colori / Colours	Codice / Code
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Arancione / Orange	138010
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Beige / Beige	138011
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Blu / Blue	138012
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Rosa / Pink	138013
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Giallo / Yellow	138014
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Nero / Black	138015
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Rosso / Red	138016
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Verde / Green	138017
Confezione 6 pezzi / Package 6 pcs Viola / Purple	138018



ROTOLO 32 mt h 5 cm / ROLL 32 mt h 5 cm

Colori / Colours	Codice / Code
Rotolo / Roll Beige / Beige	138021
Rotolo / Roll Blu / Blue	138022
Rotolo / Roll Rosa / Pink	138023
Rotolo / Roll Nero / Black	138025



POLTRONA RIABILITAZIONE / BENCH FOR REHABILITATION

Codice / Code

134501

Poltrona per la riabilitazione ed esercizi degli arti inferiori e superiori. Il bilanciamento può essere utilizzato da entrambi i lati. Il peso – sforzo e angolazioni sono regolabili singolarmente a più livelli con indicatori numerati. Le gambe possono essere bloccate tramite fasce. Struttura in acciaio verniciato.

Bench for rehabilitation and exercising lower and upper limbs. The balance can be used on both sides. The weight, resistance and angles are adjustable to multiple levels with numbered indicators. The legs can be locked by means of bands. Structure in powder coated steel.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Imbottitura e rivestimento ignifughi classe.....	1IM
<i>Padding and upholstery safety rating:.....</i>	<i>1IM</i>
Piedini regolabili	4
<i>Adjustable feet.....</i>	<i>4</i>
Pesi inclusi	14 kg
<i>Weights included</i>	<i>14 kg</i>
Dimensioni.....	150x60x70-150 h cm
<i>Dimensions.....</i>	<i>150x60x70-150 h cm</i>
Peso	85 kg
<i>Weight</i>	<i>85 kg</i>
Carico lavoro max.....	130 kg
<i>Max working load.....</i>	<i>130 kg</i>



MINICICLO PER RIABILITAZIONE / MINI-CYCLE FOR REHABILITATION OF LIMBS

Codice / Code

134520

Il miniciclo è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori. In acciaio verniciato.

The Mini-cycle is designed to restore the coordination and muscle mass of the upper and lower limbs. Painted steel.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni.....	47x25x35 35 h cm
<i>Dimensions.....</i>	<i>47x25x35 35 h cm</i>
Altezza minima pedali posizione orizzontale ..	33 cm
<i>Min height of the pedals horizontal position...</i>	<i>33 cm</i>
Altezza massima pedali posizione verticale ...	41 cm
<i>Max height pedals in vertical position.....</i>	<i>41 cm</i>
Peso	3 kg
<i>Weight</i>	<i>3 kg</i>

Miniciclo colore nero / Mini-cycle black colour



RUOTA DEI LAPIDARI / LAPIDARY'S WHEELS

Codice / Code

Dispositivo per la riabilitazione della spalla e del gomito. Ruota regolabile in altezza. Struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata. Frizione per regolare lo sforzo.

Equipment for the rehabilitation of the shoulder and elbow. The Wheel is adjustable in height. Painted steel frame and chromium-plated sliding parts. Provided with clutch for resistance regulation.

CARATTERISTICHE TECNICHE A PARETE TECHNICAL SPECIFICATIONS WALL

Altezza.....	160 cm
Height.....	160 cm
Larghezza.....	110 cm
Width.....	110 cm
Profondità.....	30 cm
Depth.....	30 cm

A parete / Wall


135040

A pavimento / On floor

135050

CARATTERISTICHE TECNICHE A PAVIMENTO TECHNICAL SPECIFICATIONS ON FLOOR

Altezza.....	160 cm
Height.....	160 cm
Larghezza.....	110 cm
Width.....	110 cm
Profondità.....	66 cm
Depth.....	66 cm
Base.....	90x60 cm
Base.....	90x60 cm



SCALETTA PER LE MANI / LADDER FOR HAND REHABILITATION

Codice / Code

Scaletta in legno indicata per esercizi di riabilitazione della mano.
Wooden ladder indicated for hand rehabilitation exercises.

Scaletta per mani / Ladder hand rehab.

135070

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni..... 30x60 h cm
Dimensions..... 30x60 h cm



SPIRALI - VITE SENZA FINE / SPIRAL - WORM SCREW

Codice / Code

Spirale verticale per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio.
Vertical spiral for twisting, pronation and supination of hands and arms.

Spirale verticale / Vertical spiral

135080

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... 40x17x30 h cm



Codice / Code


Spirale orizzontale per la prono-supinazione della mano e dell'avambraccio.
Horizontal spiral for pronation and supination of the forearms and hand.

Spirale orizzontale / Horizontal spiral

135090

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... 40x17x25 h cm



Codice / Code

Vite senza fine per la rotazione della mano.
Worm screws for hand twisting.

Vite senza fine / Worm screws

135100

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... 40x17x20 h cm



PANNELLO PER ERGOTERAPIA / ERGOTHERAPY WALL BOARD

Codice / Code


Dispositivo per la riabilitazione degli arti superiori. Pannello da appendere alla parete composto da 9 elementi che simulano le attività quotidiane.

*Equipment for exercising upper limbs.
A wall mounted panel consisting of 9 elements to simulate everyday domestic activities*

135060

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni..... 100x60 h cm
Dimensions..... 100x60 h cm



- Lampadina/Lamp - Interruttore/Switch - Spina elettrica/Electric plug
- Chiavistello scorrevole/Sliding latch - Chiavistello girevole/Rotating latch
- Cricchetto a scorrimento/Sliding latch
- Catenella per porta/Chain for door - Maniglia finestra/Window handle
- Manubrio a forza/Handgrip

MANUBRIO A FORCA / HANDGRIP

Strumento utilizzato per la riabilitazione della mano e del polso. Impugnatura in spugna.

Equipments used for rehabilitation of the hand and wrist. Handle sponge.

Coppia di manubri a forza / Pair of handgrip

Codice / Code

135110



PALLINE IN SPUGNA / FOAM BALLS

Pallina in gommapiuma morbida, leggera e colorata ideale per la rieducazione funzionale delle dita e della mano.

Soft, light and colored foam ball ideal for the functional rehabilitation of the fingers and the hand.


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... Ø 7 cm

Palline in spugna / Foam balls

Codice / Code

135120



SFERE / WOODEN BALLS

Sfere in legno ideali per la rieducazione funzionale delle dita e della mano. Confezione da 4 pezzi.

Colored wooden balls ideal for the functional rehabilitation of the fingers and the hand. Set of 4 pieces.


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... Ø 6 cm

Colori assortiti / Colour assorted

Codice / Code

135130



DISCHI IN LEGNO / WOODEN DISKS

Dischi in legno colorato ideale per la rieducazione funzionale delle dita e della mano.

Colored wooden disks ideal for the functional rehabilitation of the fingers and the hand.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni / Dimensions..... Ø 6x3 cm

Colori assortiti / Colour assorted

Codice / Code

135140



PEDANINA ACCELERATORE / FOOTBOARD LIKE ACCELERATION

In legno verniciato con all'interno un cuscino a cuneo rivestito in similpelle. Adatta per gli esercizi della caviglia e del piede.

In varnished wood with inside wedge-shaped cushion covered in imitation leather. Suitable for foot and ankle exercises.

Dimensioni / Dimensions 24x14x15 cm

Codice / Code

135150



FISIOTEK 3000 / FISIOTEK 3000

Codice / Code

La linea Fisiotek 3000 sono apparecchiature per la riabilitazione passiva degli arti inferiori. Indicate per il recupero del movimento articolare sia per patologie trattate chirurgicamente che non chirurgiche.

Fisiotek 3000 series for passive rehabilitation of lower limbs. They are intended for use in rehabilitation to restore joint movement in both surgically and non-surgically treated medical conditions.

FISIOTEK 3000GS

134010

FISIOTEK 3000TS

134020



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Fisiotek 3000GS	Fisiotek 3000TS
Mobilizzazione anca ginocchio / Hip and knee mobilization	✓	✓
Mobilizzazione caviglia / Ankle mobilization	–	✓
Utilizzo memory card / Use memory card	–	✓
Controllo velocità flessione estensione / Speed control flexion extension	✓	✓
Controllo tempo lavoro / Working time control	✓	✓
Controllo forza / Force control	✓	✓
Incremento automatico estensione / Extension automatic increase	✓	✓
Incremento automatico flessione / Flexion automatic increase	✓	✓
Pausa estensione / Pause during extension	✓	✓
Pausa flessione / Pause during flexion	✓	✓
Cicli di riscaldamento (Warm Up) / Warm Up cycles	✓ (*)	✓ (*)
Appoggio piede regolabile / Adjustable foot support	✓	–
Ampiezza movimento ginocchio / Knee range of movement	-10° ÷ 120°	-0° ÷ 110°
Ampiezza caviglia / Ankle range of movement	–	-20° ÷ 0° ÷ 40°
Ampiezza movimento anca / Hip range of movement	7° ÷ 115°	7° ÷ 115°
Limite incremento automatico / Extension automatic increase limit	✓	✓
Limite incremento automatico flessione / Flexion automatic increase limit	✓	✓
Ripetizioni al limite di estensione / Repetitions to extension limit	✓	✓
Ripetizione al limite di flessione / Repetitions to flexion limit	✓	✓

(*) con tasto dedicato / with the provided button



OPTIONAL FISIOTEK 3000 GS/TS

ACCESSORIES

TASTIERA MOBILE DI PROGRAMMAZIONE / MOBILE PROGRAMMING KEYBOARD

Codice / Code

Grazie al display grafico-cognitivo, permette la completa e semplice programmazione dell'apparecchio. È dotata di simboli grafici auto-esplicativi.

With its graphic, user-friendly display, this keypad allows for the equipment to be fully programmed with great simplicity. The graphic symbols provided are self-explanatory.

Tastiera mobile di programmazione
Mobile programming keyboard

134030



CARRELLO PER INTERNO / TROLLEY FOR INDOOR

Codice / Code

Semplice e funzionale, è dotato di appoggi per il Fisiotek in materiale antiscivolo e di mensola di servizio.

Easy and functional, it is fitted with non-slip supports for the Fisiotek machine and tray.

134040



PER ARTI MINORI DI 72 CM / FOR LIMBS SHORTER THAN 72 CM

Codice / Code

Questo accessorio **può essere montato solo sui modelli FISIOTEK 3000 TS**. Consente la riabilitazione di un arto che abbia una lunghezza compresa fra 61 e 72 cm per una escursione da 0° a 110°. Utilizzando lo stesso accessorio è possibile raggiungere i 135° di flessione in un arto lungo da 72 a 100 cm.

This accessory can only be mounted on models FISIOTEK 3000 TS.

It can be used in the rehabilitation of limbs having length between 61 cm and 72 cm for a range from 0° to 110°. Using same accessory, you can reach 135° of bending in a limb the length of which ranges from 72 to 100 cm.

134050



FISIOTEK LT / FISIOTEK LT

Codice / Code

134060

Fisiotek LT è un'apparecchiatura dedicata alla riabilitazione passiva della spalla. Utilizzato per recuperare, in modo passivo, il movimento articolare sia per patologie chirurgiche che non chirurgiche. Altezza dell'apparecchio regolabile.

Fisiotek LT is used for the passive rehabilitation of the shoulder. It is used in rehabilitation to restore joint movement in both surgically and non-surgically treated medical conditions.

MOVIMENTAZIONI POSSIBILI MOVEMENT CARRIED OUT

Elevazione in flessione
Elevation in flexion range $0^{\circ} \div 180^{\circ}$

Elevazione in abduzione completo range fisiologico
Elevation in abduction complete physiological range

Rotazione interna-esterna
Internal-external rotation range $90^{\circ} \div 0^{\circ} \div 90^{\circ}$

FUNZIONI PROGRAMMABILI PROGRAMMABLE FUNCTIONS:

Velocità / Speed $2^{\circ}/\text{sec} \div 4,5^{\circ}/\text{sec}$

Renge di movimento / Range of movement



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Supporto braccio per movimento di rotazione
Arm support for rotation movement

134070



Codice / Code

Kit batterie – Carica batterie
Batteries - Battery charger

134080



PULEGGIO TERAPIA

PULLEY THERAPY

GABBIA PER PULEGGIO TERAPIA / PULLEY THERAPY CAGE

Codice / Code

Struttura in acciaio verniciato autoportante, con griglie in acciaio da 5 mm in rete maglia 5x5 cm zinco cromate. Appoggio su piedini regolabili.

Self-supporting varnished steel structure, with grid made from 5 mm steel, in a 5x5 cm grid mesh chrome zinc plate. Adjustable feet.

Solo gabbia / Only grid

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

137001

Carico di lavoro in sicurezza.....	300 Kg
Safe working load.....	300 Kg
Peso della struttura.....	125 Kg
Weight of the structure	125 Kg



Kit per puleggio terapia / Kit for pulley therapy

Codice / Code

Kit composto da tutti gli accessori per la puleggio terapia, fasce, maniglie, pesi e tutti gli altri attrezzi.

Kit made up of all accessories for pelvic therapy, bands, handles, weights and all other tools.

****Per maggiori informazioni vedi pag.: 110/111**

****For more information see page: 110/111**

No. 1 talloniera / heel support
No. 1 coppia cavigliere / pair of anklets
No. 1 gambale / legging
No. 1 cinturino / strap
No. 1 cavigliera / anklet
No. 1 fascia sollevamento gambe / lift legs support
No. 1 fascia sollevamento braccio / lift arm support
No. 1 fascia sollevamento testa / lift head support
No. 1 fascia sollevamento bacino / lift pelvis support
No. 1 fascia sollevamento completo / complete harness
No. 1 fascia sollevamento tallone / lift heel support
No. 1 fune lunghezza 20 mt / 1 rope length 20 mt
No. 2 maniglie / 2 handles
No. 8 carrucole / 8 pulleys
No. 8 moschettoni / 8 spring clips
No. 2 cavigliere con gancio / 2 anklets with hook
No. 6 sacchetti 1 per ogni peso / sandbag with metal eyelet 1 piece for each weight
No. 8 ganci a S / 8 "S" shaped-hook

137100

OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Talloniera / Heel-piece

137101



Codice / Code

Coppia cavigliere / Anklet pair

137102



Codice / Code

Gambale / Legging

137103



Codice / Code

Cinturino / Strap

137104



Codice / Code

Cavigliera / Anklet

137105



Codice / Code

Fascia sollevamento gambe / legs lifting support

137106



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Fascia sollevamento braccio / Arm lifting support

137107



Codice / Code

Fascia sollevamento testa / Head lifting support

137108



Codice / Code

Fascia sollevamento bacino / Pelvis lifting support

137109



Codice / Code

Fascia sollevamento completo
Complete harness

137110



Codice / Code

Fascia sollevamento tallone / Lift heel support

137111



Codice / Code

Fune lunghezza 20 mt / Rope length 20 mt

137112



PULEGGIO TERAPIA

PULLEY THERAPY

OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Maniglia con impugnatura / Handles

137113



Codice / Code

Carrucola / Pulley

137114



Codice / Code

Moschettone / Spring clips

137115



Codice / Code

Cavigliera con gancio / Ankle with hook

136052



Codice / Code

Gancio a "S" / "S" shaped hook

137116



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5
Sanbag with metal eyelet 0,5 kg

136031

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1
Sanbag with metal eyelet 1 kg

136032

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2
Sanbag with metal eyelet 2 kg

136033

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3
Sanbag with metal eyelet 3 kg

136034

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4
Sanbag with metal eyelet 4 kg

136035

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5
Sanbag with metal eyelet 5 kg

136036



PULEGGIO TERAPIA

PULLEY THERAPY

ERCOLINA SINGOLA

Codice / Code

ERCOLINA DOPPIA

Codice / Code

SINGLE ERCOLINA

135010

Struttura in acciaio verniciato unica stazione a doppio rinvio a corda per terapia riabilitativa. Carico di lavoro regolabile con pesi da kg. 1 per un peso max di kg. 8.

Painted steel frame with one pulley system, suitable for rehabilitation therapy. Adjustable working load with weights form 1 Kg. up to 8 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	195 cm
Height.....	195 cm
Larghezza.....	30 cm
Width.....	30 cm
Profondità.....	28 cm
Depth.....	28 cm

DOUBLE ERCOLINA

135020


Struttura in acciaio verniciato a due stazioni a doppio rinvio completa di piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga classe 11M. Carico di lavoro regolabile con pesi da kg. 1 per un peso max di kg. 8.

Painted steel frame with two pulley system, suitable for rehabilitation therapy. The equipment includes two side and central padded backrest and covering is flame retardant class 11M and washable vinyl. Adjustable working load with weights form 1 Kg. up to 8 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	185 cm
Height.....	185 cm
Larghezza.....	102 cm
Width.....	102 cm
Profondità.....	28 cm
Depth.....	28 cm

Attrezzatura per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo muscolare. / Equipment for performing many of muscle strengthening exercises.



OPTIONAL / ACCESSORIES

Disco in ghisa verniciato con foro diam. 25 al Kg
Painted cast iron disk with hole diam. 25 for kg

Codice / Code

136041



PULEGGIO TERAPIA

PULLEY THERAPY

POLIERCOLINA / POLIERCOLINA

Codice / Code

135030

Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate. E' composta da due ercoline laterali a doppio rinvio e da una spalliera centrale con montanti in acciaio verniciato e con 13 pioli in legno. Carico di lavoro regolabile con pesi da kg. 1 per un peso max di kg. 8 per lato.

Painted steel frame with chromium plated sliding parts. The equipment includes two sides and central wall-bars with upright steel supports and 13 beech rungs. Adjustable working load with weights form 1 Kg. up to 8 Kg for each side.

Attrezzatura per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo muscolare.

Equipment for performing many of muscle strengthening exercises.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	240 cm
Height.....	240 cm
Larghezza.....	145 cm
Width.....	145 cm
Profondità.....	28 cm
Depth.....	28 cm



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Disco in ghisa verniciato con foro diam. 25 al Kg
Painted cast iron disk with hole diam. 25 for kg

136041



A PARETE

Codice / Code

Wall traction equipment

136011

Dispositivo da fissare alla parete per trazione cervicale. Con carico variabile completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi.

Equipment for cervical traction to fix to the wall adjustable weight, complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni.....80x30x4 cm

Dimensions.....80x30x4 cm



A COLONNA

Codice / Code

Movable traction equipment

136012


Dispositivo per trazione cervicale. Regolabile in altezza completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi.

Equipment for cervical traction complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni.....62x62x150-225 cm

Dimensions.....62x62x150x225 cm



DISPOSITIVI PER TRAZIONI

TRACTION EQUIPMENT

A COLONNA PER UNITÀ TRAZIONE

Codice / Code

Movable traction equipment for tractions device

136013

Dispositivo per trazione cervicale predisposto per unità di trazione (non compresa). Regolabile in altezza completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi.

Equipment for cervical traction predisposed for device for performing therapeutic tractions (not included) complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni.....62x62x150-225 cm

Dimensions.....62x62x150-255 cm

SU SEDIA

Codice / Code

Height-adjustable traction on chair

136014

Dispositivo per trazione cervicale su sedia. Regolabile in altezza, completo di sedia, fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi

Equipment for cervical traction in sitting position, complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni.....65x50x150-225 cm

Dimensions.....65x50x150-225 cm



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Mentoniera / Chin strap

136021



Codice / Code

Archetto per mentoniera

Zinc/chrome arc for chin strap

136023



Codice / Code

Disco in ghisa verniciato con foro Ø 25 al Kg

Painted cast iron disk with hole Ø 25 for kg

136041



Codice / Code

CAVIGLIERA CON GANCIO NERA

Imbottita. Rivestimento esterno in similpelle con anello passante in acciaio cromato.

BLACK ANKLET WITH HOOK

Padded anklet for cable pull downs. Outer shell made of imitation leather with loop-through steel frame.

136052



H cm 10 Ø 8,5 cm

OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5

Sanbag with metal eyelet 0,5 kg

136031

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1

Sanbag with metal eyelet 1 kg

136032

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2

Sanbag with metal eyelet 2 kg

136033

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3

Sanbag with metal eyelet 3 kg

136034

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4

Sanbag with metal eyelet 4 kg

136035

Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5

Sanbag with metal eyelet 5 kg

136036







GINNASTICA *GYMNASTIC*



PALLE E PALLONI

BALLS

GYMNIC CLASSIC / GYMNIC CLASSIC

Palla utilizzata in molteplici applicazioni nella ginnastica rieducativa, in attività motorie, nel fitness e nell'aerobica, nel metodo Pilates, nell'allenamento funzionale, sportivo e nella preparazione atletica.

Ball used in many applications in rehabilitative gymnastics, motor activities, fitness and aerobics, Pilates method, functional, sports and athletic training.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	300 Kg

Colori / Colours	Codice / Code
Ø 45	Giallo / Yellow 141011
Ø 55	Rosso / Red 141012
Ø 65	Blu / Blue 141013
Ø 75	Giallo / Yellow 141014
Ø 85	Rosso / Red 141015
Ø 95	Blu / Blue 141016
Ø 120	Rosso / Red 141017



GYMNIC CLASSIC PLUS / GYMNIC CLASSIC PLUS

La palla GYMNIC CLASSIC PLUS è uguale alla GYMNIC CLASSIC, ma con una maggiore sicurezza per l'utilizzatore in caso di foratura fa sgonfiare la palla lentamente. Prodotto Medical Device di Classe I.

The GYMNIC CLASSIC PLUS is same at GYMNIC CLASSIC, but with a greater safety for the user in case of puncture the ball deflates slowly. This product belongs to the Medical Device Class I.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	300 Kg

Colori / Colours	Codice / Code
Ø 55	Rosso / Red 141021
Ø 65	Blu / Blue 141022
Ø 75	Giallo / Yellow 141023



OPTIONAL / ACCESSORIES

Ball support "S"
per palloni Ø 45-55 cm
*Ball support "S"
for balls of Ø 45-55 cm*



Codice / Code

141141

Codice / Code

Ball support "M"
per palloni Ø 65-75 cm
*Ball support "M"
for balls of Ø 65-75 cm*



Codice / Code

141151

Codice / Code

Pompa ad ago con
prolunga flessibile
*Flexi needle pump with
flexible extension*



141160

Pompa manuale ideale per gonfiare
palle di medie e grandi dimensioni
*Power pump ideal to inflate rapidly
medium and large size balls*



141161



THERASENSORY / THERASENSORY

Su tutta la superficie della palla Therasensory si trovano piccoli rilievi che amplificano le sensazioni sensoriali e contemporaneamente forniscono un gradevole massaggio favorendo la circolazione sanguigna. Indicata nel recupero funzionale e nella ginnastica riabilitativa.

The Therasensory ball presents small bumps on its whole surface. The stimulating action that this particular surface creates amplifies the sensory perceptions and provides, at the same time, a pleasant massage, by fostering blood circulation. Suitable for functional recovery and rehabilitation gymnastics.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....120 Kg
Capacità di carico testata
Tested load capacity.....300 Kg

Ø 100

Rosso / Red

141081

Ø 65

Verde / Green

141082



PHYSIO ROLL / PHYSIO ROLL

Il Physio Roll nasce dall'unione di due palle formando così un attrezzatura che consente una estrema varietà di utilizzo associata ad una maggiore stabilità rispetto alla classica palla. Utilizzato nel settore fisioterapico, ideale per tutti coloro che hanno difficoltà di coordinazione ed equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato anche per le scuole materne.

The Physio Roll was born from joining two balls together and creating an equipment which allows for a great use variety and a higher stability as against the ball. It used in the physiotherapy sector and it is ideal for those who have coordination and balance difficulties, for disabled people, for elderly people, and also for nursery schools. This product belongs to the Medical Device Class I.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato
Recommended weight.....max 300 Kg

Ø 30 cm - L. 50 cm

Blu / Blue

141071

Ø 40 cm - L. 65 cm

Rosso / Red

141072

Ø 55 cm - L. 90 cm

Giallo / Yellow

141073

Ø 70 cm - L. 115 cm

Blu / Blue

141074

Ø 85 cm - L. 130 cm

Rosso / Red

141075



Codice / Code

Pompa manuale ideale per gonfiare palle di medie e grandi dimensioni
Power pump ideal to inflate rapidly medium and large size balls



141161

Pompa ad ago con prolunga flessibile
Flexi needle pump with flexible extension



141160

Codice / Code

PALLE E PALLONI

BALLS

PALLONE GOMMAPIUMA / FOAM BALL

Palla ideale per esercizi di potenziamento muscolare, ginnastica a terra e come supporto lombare.

Ball suitable for muscle strengthening exercises, ground gymnastics and lumbar support.

Ø 20 cm

Colori / Colours

Colori assortiti
Assorted colours

Codice / Code

141031

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso

Weight0,150 Kg



SOFTGYM / SOFTGYM

Palla morbida, leggera e resistente che consente di svolgere un'ampia gamma di esercizi che spaziano dal potenziamento muscolare alla ginnastica dolce. Può essere ripiegata e portata con sé ovunque. Facilmente gonfiabile a bocca grazie alla cannuccia inclusa nella confezione.

Soft, light and resistant ball, which allows to perform a wide range of exercises that vary from muscle strengthening to low-impact exercises. It can be folded and brought everywhere. Thanks to the straw included in the package it is easily inflatable mouth.

Max Ø 23 cm

Colori / Colours

Colori assortiti
Assorted colours

Codice / Code

141091

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato

Recommended weight80 Kg

Capacità di carico testata

Tested load capacity100 Kg



PALLE MEDICHE / MEDIC BALLS

Le palle mediche sono riempite esclusivamente con acqua, la loro superficie favorisce un buon grip nella presa.

The medic balls are filled exclusively with water. Their surface allows to achieve a good grip.

Ø 10 cm 500 gr

Colori / Colours

Verde / Green

Codice / Code

141051

Ø 12 cm 1 kg

Rosso / Red

141052

Ø 15 cm 2 kg

Giallo / Yellow

141053

Ø 17 cm 3 kg

Blu / Blue

141054

Ø 20 cm 4 kg

Magenta / Magenta

141055

Ø 23 cm 5 kg

Arancione / Orange

141056



PALLE PER RITMICA / RITMIC BALLS

Colori / Colours

Codice / Code

Palle adatte per l'allenamento nella ginnastica ritmica.

Balls suitable for training in rhythmic gymnastics.

Ø 16 cm - 280 gr

Colori assortiti / Assorted colours

141061

Ø 18 cm - 400 gr

Colori assortiti / Assorted colours

141062



PALLE SENSORIALI / SENSY-BALL

Codice / Code

Morbide e gradevoli al tatto e grazie ai rilievi sulla superficie forniscono una benefica stimolazione dei punti di pressione. Realizzate in tre differenti misure per consentire un'ampia possibilità di applicazioni. La versione piccola è particolarmente indicata per il massaggio e gli esercizi manipolativi, mentre le due versioni più grandi sono ideali per la ginnastica dolce. Tutte e tre le misure sono indicate per la riflessologia e le tecniche di rilassamento.

Soft and pleasant to touch. Thanks to their bumps they provide a healthy stimulation of the pressure points. The three available sizes allow a wide application range. The smaller version is particularly recommended for massage and manipulative exercise, whereas the two larger versions are ideal for low-impact exercise. All the three sizes are recommended for reflexology and relaxing techniques.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato Ø 20 - Ø 28

Recommended weight.....max 80 Kg

Capacità di carico testata

Tested load capacity.....max 100 Kg

Ø 10 cm - 10 gr.

Conf. 2 pezzi / Sets of 2 pcs

141101

Ø 20 cm - 330 gr.

141102

Ø 28 cm - 400 gr.

141103



OPTIONAL/ACCESSORIES

Codice / Code

Pompa ad ago con prolunga flessibile

Flexi needle pump with flexible extension



141160

PALLE E PALLONI

BALLS

PALLE RICCIO 2 PZ. / MASSAGE BALL REFLEX SET 2 PCS.

Colori / Colours

Codice / Code

Le palle riccio reflexball sono ideali per il massaggio, la riflessologia, la terapia delle mani e gli esercizi di rilassamento.

The Reflexball balls are ideal for massage, reflexology, hand therapy and relaxation exercises.

Ø 8 cm

Verde / Green

141111

Ø 9 cm

Blu / Blue

141112

Ø 10 cm

Verde / Green

141113



THERA FREEBALLS HAND / THERA FREEBALLS HAND

Colori / Colours

Codice / Code

Piccole palline che grazie alla loro elasticità consentono di svolgere esercizi specifici per la riabilitazione della mano. Le Thera Freeballs Hand sono ideali anche per sviluppare la mobilità delle dita rinforzandone i muscoli. Il set, composto da 2 palline di diverso diametro.

Small balls which, thanks to their resiliency, allow to perform specific exercises for hand rehabilitation. The Thera Freeballs Hand are ideal also to develop finger mobility and to strengthen finger muscles. The set, which is made up of 2 balls with different diameter.

Ø 55 mm + Ø 40 mm

Rosso e giallo / Red Yellow

141131



ACTIV ROLL / ACTIVE ROLL

Codice / Code

Un piccolo rullo con morbide punte per un confortevole massaggio. L'Activ Roll stimola la circolazione sanguigna a beneficio di tutto il corpo. Usato per massaggi plantari e dorsali, riflessologia ed esercizi di sensibilizzazione cutanea. È possibile gonfiare il prodotto con una pompa ad ago per ottenere la rigidità desiderata.

A small roller with soft bumps for a comfortable massage. It is used for foot and back massage, reflexology and skin-sensitisation exercises. It is possible to inflate the product with a needle pump in order to achieve the wished hardness.

Ø 7,5 cm - L. 15 cm

141121



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Pompa ad ago con prolunga flessibile
Flexi needle pump with flexible extension



141160



SINGOLA 13 PIOLI / SINGLE 13 RUNGS

Codice / Code

142010

Spalliera 13 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a parete.

Wall bar with upright steel supports and 13 beech rungs naturally varnished. Complete with galvanized steel hinges to fix to the wall.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	240 cm
Height.....	240 cm
Larghezza.....	90 cm
Width	90 cm



SINGOLA 14 PIOLI / SINGLE 14 RUNGS

Codice / Code

142020

Spalliera 14 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a parete.

Wall bar with upright steel supports and 14 beech rungs naturally varnished. Complete with galvanized steel hinges to fix to the wall.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	240 cm
Height.....	240 cm
Larghezza.....	90 cm
Width	90 cm



SPALLIERE E ACCESSORI

WALL BARS

SPALLIERA SINGOLA / SINGLE WALL-BAR

Codice / Code

Spalliera svedese a 1 campata di faggio verniciato al naturale con pioli a sezione ovoidale. Pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi di sospensione. Completa di attacchi di acciaio zincato da fissare a parete.

Swedish wall bar at 1 span, naturally varnished beech wood. Beech wood ladder steps, protruding top step and the other one re-entering for suspension exercises. Complete with galvanized steel hinges to fix to the wall.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	250 cm
Height.....	250 cm
Larghezza.....	90 cm
Width	90 cm



142030

SPALLIERA DOPPIA / DOUBLE WALL-BAR

Codice / Code

Spalliera svedese a 2 campate di faggio verniciato al naturale con pioli a sezione ovoidale. Pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi di sospensione. Completa di attacchi di acciaio zincato da fissare a parete.

Swedish wall bar at 2 spans, naturally varnished beech wood. Beech wood ladder steps, protruding top step and the other one re-entering for suspension exercises. Complete with galvanized steel hinges to fix to the wall.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	250 cm
Height.....	250 cm
Larghezza.....	180 cm
Width	180 cm



142040



POGGIASCHIENA / CURVED BACKREST

Codice / Code

Poggiaschiene curvo colore nero
Imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga.

Curved backrest rest colour black. Padded and covered with washable vinyl and retardant.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	65 cm
Height.....	65 cm
Larghezza.....	40 cm
Width.....	40 cm
Profondità	18 cm
Depth.....	18 cm



142500

PANCA PER SPALLIERA / ABDOMINAL BOARD

Codice / Code

Panca agganciabile a spalliera. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Completa di cinghia ferma piedi. Colore nero.

Abdominal board, can be attached to the wall bars. Black padded surface. Washable and flame retardant. With foot strap.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	180 cm
Height.....	180 cm
Larghezza.....	30 cm
Width.....	30 cm



142510

PARTE SPORGENTE / OUTSTANDING ACCESSORIES GRID

Codice / Code

Parte sporgente applicabile a spalliera in acciaio verniciato con griglia per gli agganci. Utile per trazioni cervicali e puleggioterapia.

Outstanding accessory grid in steel painted with grid for the hooks. Suitable for cervical traction and pulley-therapy.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza.....	40 cm
Height.....	40 cm
Larghezza.....	64 cm
Width.....	64 cm
Profondità	87 cm
Depth.....	87 cm



142520

SCALA ORTOPEDICA

ORTHOPAEDIC LADDER

SCALA ORTOPEDICA / ORTHOPAEDIC LADDER

Codice / Code

Complete di telaio di acciaio per la variazione dell'altezza e dell'inclinazione da fissare a parete mediante tasselli. Montanti di acciaio verniciato e pioli di faggio evaporato, diametro mm 30, di cui 3 sporgenti lateralmente. Assicella poggiaschiena centrale di multistrati da mm 8. Larghezza cm 48, punti di appoggio a terra gommati. Altezza mt 3.

Composed of steel frames, for the height and inclination regulation, to be fixed to the wall by plugs, ladder fitted with varnished steel columns and beech wood ladder steps, diameter 30 mm, three of which are externally protruding. Height 3 mt.

Scala ortopedica dritta / *Straight orthopaedic ladder*

142100

Scala ortopedica dritta / *Curved orthopaedic ladder*

142110



SPECCHI SERIGRAFATI O LISCI / GRID OR PLAIN MIRRORS

Codice / Code

Specchi di 4 mm di spessori dotati di pellicola retinata adesiva antinfortunistica, in caso di rottura dello specchio i vetri rimarranno ancorati alla pellicola stessa. Gli specchi completi di pellicola vengono incollati ad un pannello di polistirolo rifinito con uno di MDF bianco. Il tutto viene sostenuto da un profilo di alluminio. Possono essere fissati a muro o su carrello inclinabile e trasportabile.

Mirrors 4 mm thick with safety film on the reverse. In case of breakage of the mirror the glass will remain anchored to the film itself. The mirror is bonded to a polystyrene panel finished with a white MDF back for added safety. Aluminium frame. Available as a wall mounted mirror or on transportable and inclinable trolley.

Serigrafato / Grid 100 x 200 h cm - Rettangoli / Grid 10 x 5 cm

143010

Specchio liscio / Plain mirror 100 x 200 h cm


143020

Serigrafato / Grid 100 x 170 h cm - Rettangoli / Grid 10 x 5 cm

143030

Specchio liscio / Plain mirror 100 x 170 h cm

143040



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile / Transportable and inclinable trolley for mirror 100 x 200 cm

143500

Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile / Transportable and inclinable trolley for mirror 100 x 170 cm

143510



MATERASSI

MATTRESSES

MATERASSO IN GOMMA PLASTIC FOAM MATTRESS

Densità / Density

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Materasso in gomma espansa rivestito in PVC 600 gr/ m² colore blu antibatterico, anti-acaro ed ignifugo classe 2. Adatto per esercizi di ginnastica, dotato di apertura a cerniera e maniglie per il trasporto.

Plastic foam mattress PVC 600 gr/m² anti-mold, antibacterial not inflammable Class 2 covering. Colour Blue. Suitable for gymnastic exercises, removable cover and with handles for transport.

25 kg / m³

200 x 100 x 5 cm

144011

21 kg / m³

200 x 100 x 10 cm

144012



MATERASSO IN AGGLOMERATO AGGLOMERATE MATTRESS

Densità / Density

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Materasso in agglomerato rivestito in materiale antimuffa antibatterico ignifugo Classe 2 con fondo antiscivolo. Colore blu. Adatto per esercizi di ginnastica, dotato di apertura a cerniera e maniglie per il trasporto.

Agglomerate mattress density 80 anti-mold and antibacterial, flame retardant Class 2 with Non-slip bottom. Colour blue. Suitable for gymnastic exercises, removable cover and with handles for transport.

80 kg / m³

200 x 100 x 5 cm

144013



MATERASSO MAT GOLD® MAT GOLD® MATTRESS

Densità / Density

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Esclusivo formulato di poliuretano espanso (senza HFC o CFC) a pelle integrale con espandenti ODP (Ozone Depletion Potential). La conformazione a cellula completamente aperta conferisce al materasso ottime proprietà di assorbimento dell'urto, permettendo il normale deflusso dell'aria attraverso ogni singolo strato del prodotto, omogeneità di spessori e densità in ogni punto. Ulteriore resistenza meccanica derivata dallo speciale skin (buccia) sia della parte inferiore che superiore, garantiscono un'ottima resistenza all'abrasione ed un ottimo grip.

Exclusive formulated polyurethane foam (without HFC or CFC) blowing agents in integral skin with ODP (Ozone Depletion Potential), obtained in full compliance with the existing European Regulation on substances that deplete the ozone layer.

A fully open cell gives the mattress excellent shock absorption properties, allowing normal air outflow through each single layer of the product and great is the homogeneity of thickness and density at each point. Further mechanical strength is derived from the special skin (peel) of both the lower and upper sides, which provide excellent abrasion resistance and excellent grip.

PK 14

200 x 100 x 3 cm

144031

PK 16

200 x 100 x 4 cm

144032

PK 20

200 x 100 x 5 cm

144033



CARRELLO PORTA MATERASSI / ACCESSORIES: TROLLEY

Dimensioni / Dimensions


Codice / Code

Carrello porta materassi orizzontale. Struttura di acciaio verniciato completa di 4 ruote gommate girevoli diametro mm 100.

Tray top surface dimensions 200x100 cm. Varnished steel mat trolley mobile on 4 rubberized wheels, diameter 100 mm.

200 x 100 cm

144901



STUOIA PIEGHEVOLE / FOLDING MAT

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Stuoia pieghevole per ginnastica a terra.
Rivestimento in PVC.
Colore blu.

*Folding exercise mat.
PVC covering. Colour blue.*

180 x 60 x 4 cm

144021



STUOIA INTERA / FOLDING MAT

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Stuoia intera arrotolabile per esercizi a terra.
Colore grigio.

*Rollable exercise mat for fitness exercises.
Colour grey.*

180 x 50 x 1 cm

144022



STUOIA PIEGHEVOLE / FOLDING MAT

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Stuoia pieghevole per ginnastica a terra.
Colore grigio.

*Folding exercise mat for fitness exercises.
Colour grey.*

180 x 50 x 1 cm

144023



AIREX® TAPPETINI DA GINNASTICA

AIREX® GYMNASTIC MATS

Airex AG è leader mondiale nella produzione di tappetini da ginnastica con il marchio AIREX®. I materiali testati e la qualità svizzera dimostrata nel processo di fabbricazione garantiscono la durata del prodotto anche in condizioni difficili. I prodotti AIREX® soddisfano e superano le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

Alcune caratteristiche per cui scegliere i prodotti professionali AIREX®

- Comfort al tatto
- Semplice da pulire, finitura antimicrobica
- Materiali resistenti per molti anni di utilizzo
- Eccellente capacità ammortizzante e grande stabilità negli esercizi di equilibrio
- Leggerezza e flessibilità, sono facili da arrotolare e da riporre
- Impermeabile: struttura a cellule chiuse. Nessuna penetrazione di acqua o sporco

Tre suggerimenti per i prodotti AIREX®

1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)
2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà necessaria grazie alla protezione integrata Sanitized!
3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono essere utilizzati anche all'aperto)

AIREX® brand. Tested materials and proven Swiss quality in the manufacturing process guarantee product durability even under tough conditions. AIREX® brand products meet or exceed current legal regulations in regards to materials and accident prevention measures.

Some features to choose AIREX® professional products

- *Comfort to touch*
- *Simple to clean, antimicrobial finishing*
- *Hard-wearing material for many years of use*
- *Yielding and supportive, protection against injuries*
- *Excellent damping capacity and great stability in balance exercises*
- *Lightness and flexibility, easy to roll and store*
- *Water repellent. Closed cell foam. No penetration of water or dirt*

Three tips for your AIREX® products

1. *Use the products barefoot or in socks (no sneakers)*
2. *If your products get dirty, clean them with ordinary soapy water. Disinfection is not going to be necessary thanks to integrated Sanitized protection!*
3. *Let the AIREX® products air dry thoroughly if they get wet (they can also be used outdoors)*



CORONELLA 185

CORONELLA di AIREX® è consigliato per: pilates, fitness, yoga, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.

The AIREX®CORONELLA suitable for: pilates, fitness, yoga, physiotherapy and rehabilitation, club sport and school sport.

Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

Blu / Blue 185 x 60 x 1,5 cm 2,2kg **144141**



Rosso / Red 185 x 60 x 1,5 cm 2,2 kg **144142**



Verde / Green 185 x 60 x 1,5 cm 2,2 kg **144143**



CORONELLA 200

CORONELLA di AIREX® è consigliato per: pilates, fitness, yoga, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.

The AIREX®CORONELLA suitable for: pilates, fitness, yoga, physiotherapy and rehabilitation, club sport and school sport.

Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

Carbone / Charcoal 200 x 60 x 1,5 cm 2,4 kg **144144**



Terra / Terra 200 x 60 x 1,5 cm 2,4 kg **144145**



Platino / Platinum 200 x 60 x 1,5 cm 2,4 kg **144146**



CORONA

CORONA di AIREX® è consigliato per:
pilates, fitness, yoga, fisioterapia e riabilitazione e
per sessioni di gruppo.

*The AIREX® CORONA suitable for:
pilates, fitness, yoga, physiotherapy and
rehabilitation, club sport and school sport.*

Colori / Colours	Dimensioni / Dimensions	Peso / Weight	Codice / Code
------------------	-------------------------	---------------	---------------

Blu / Blue

185 x 100 x 1,5 cm

3,8 kg

144151



Rosso / Red

185 x 100 x 1,5 cm

3,8 kg

144152



Verde / Green

185 x 100 x 1,5 cm

3,8 kg

144153



ATLAS

ATLAS di AIREX® è consigliato per:
fitness, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni
di gruppo.

*The AIREX® ATLAS suitable for:
fitness, physiotherapy and rehabilitation,
club sport and school sport.*

Colori / Colours	Dimensioni / Dimensions	Peso / Weight	Codice / Code
------------------	-------------------------	---------------	---------------

Rosso / Red

200 x 125 x 1,5 cm

5,5 kg

144161



Verde / Green

200 x 125 x 1,5 cm

5,5 kg

144162



HERCULES

HERCULES di AIREX® è consigliato per:
fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.

*The AIREX® HERCULES suitable for:
physiotherapy and rehabilitation, club sport and
school sport.*

Colori / Colours	Dimensioni / Dimensions	Peso / Weight	Codice / Code
------------------	-------------------------	---------------	---------------

Blu / Blue

200 x 100 x 2,5 cm

6,6 kg

144171



Verde / Green

200 x 100 x 2,5 cm

6,6 kg

144172



FITLINE 180

Il FITLINE 180 di AIREX® è consigliato per:
fitness, pilates, yoga e per sessioni di gruppo.

*The AIREX® FITLINE 180 suitable for:
fitness, pilates, yoga, club sport and school sport.*

Colori / Colours	Dimensioni / Dimensions	Peso / Weight	Codice / Code
------------------	-------------------------	---------------	---------------

Verde / Waterblue

180 x 58 x 1 cm

1,5 kg

144181



Carbone / Charcoal

180 x 58 x 1 cm

1,5 kg

144182



Kiwi / Kiwi

180 x 58 x 1 cm

1,5 kg

144183



Rosa / Pink

180 x 58 x 1 cm

1,5 kg

144184



FITNESS 120

FITNESS 120 di AIREX® è consigliato per:
fitness e per sessioni di gruppo.

*The AIREX® FITNESS 120 suitable for:
fitness, club sport and school sport.*

Colori / Colours

Blu / Blue

Dimensioni / Dimensions

120 x 60 x 1,5 cm

Peso / Weight

1,4 kg

Codice / Code

144191



FITLINE 140

Il FITLINE 140 di AIREX® è consigliato per:
fitness, pilates, yoga e per sessioni di gruppo.

*The AIREX® FITLINE 140 suitable for:
fitness, pilates, yoga, club sport and school sport.*

Colori / Colours

Verde / Waterblue

Dimensioni / Dimensions

140 x 58 x 1 cm

Peso / Weight

1,2 kg

Codice / Code

144201



PILATES 190

Il PILATES 190 di AIREX® è consigliato per:
fitness, pilates e yoga.

*The AIREX® FITLINE 190 suitable for:
fitness, pilates, yoga.*

Colori / Colours

Viola / Purple

Dimensioni / Dimensions

190 x 60 x 0,8 cm

Peso / Weight

1,4 kg

Codice / Code

144211



Antracite / Anthracite

190 x 60 x 0,8 cm


1,4 kg

144212



OCCHIELLI / FLEXIBLE EYELET

Codice / Code



Occhielli type 15 per: / Flexible eyelet type 15 for:
AIREX® CORONELLA – FITNESS 120

144301

Occhielli type 10 per: / Flexible eyelet type 15 for:
AIREX® FITLINE140/180

143302

Occhielli type 8 adatti per: / Flexible eyelet type 8 for:
AIREX® PILATES 190

143303

SUPPORTO A PARETE / WALL SUPPORT

Codice / Code

Supporto a parete per materassi AIREX® con occhio adatto per:

Wall support for AIREX® mattresses with eyelet, suitable for:

CORONELLA
FITNESS 120
FITLINE140/180
PILATES 190



144311

SUPPORTO A PARETE / WALL SUPPORT

Lunghezza / Length

Codice / Code

Supporto a parete per materassi AIREX® senza occhio. Adatto per:

Wall support for AIREX® mattresses without eyelet. Suitable for:

CORONELLA
FITNESS 120
FITLINE 140
FITLINE 180

65 cm



144312

SUPPORTO A PARETE / WALL SUPPORT

Lunghezza / Length

Codice / Code

Supporto a parete per materassi AIREX® senza occhio. Adatto per:

Wall support for AIREX® mattresses without eyelet. Suitable for:

CORONA
HERCULES

105 cm



144313

BALANCE PAD

Superficie liscia ideale per esercizi di equilibrio. Spessore di 6 cm che conferisce caratteristiche destabilizzabili, grazie alla schiuma cedevole, il corpo è costantemente sfidato al fine di mantenere l'equilibrio e stabilizzare le articolazioni. Consigliato per: fitness, pilates, yoga, fisioterapia e riabilitazione, per sessioni di gruppo ed equilibrio.

With its smooth surface is ideal for starting out with barefoot balance training. The thickness of 6 cm gives destabilising characteristics, due to the yielding foam, the body is constantly challenged in order to maintain balance and stabilise the joints. Suitable for: pilates, fitness, yoga, physiotherapy and rehabilitation, club sport and school sport, be balanced.

Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

Blu / Blue

41x50x6 cm

0,68 kg

144221



BALANCE PAD ELITE

Il BALANCE-PAD ELITE di AIREX® si distingue dal normale Balance-pad principalmente per la superficie lavorata a nido d'ape su entrambi i lati. *The AIREX® Balance Pad Elite is the further development of the proven Balance Pad. The special waffle texture on the upper and lower sides.*

Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

144231



Kiwi / Kiwi

41 x 50 x 6 cm

0,68 kg

144232



Lava / Lava

41 x 50 x 6 cm

0,68 kg

144233



Rosa / Pink

41 x 50 x 6 cm

0,68 kg

144234



BALANCE-PAD XL

Il BALANCE-PAD XLarge di AIREX® è uguale al BALANCE PAD ELITE ma con dimensioni differenti.

The AIREX® Balance Pad XL is same of BALANCE PAD ELITE but with different dimensions.

Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

Blu / Blue

98 x 41 x 6 cm

1,4 kg

144251



BALANCE-BEAM di AIREX®

Sviluppato appositamente per eseguire esercizi clinici di equilibrio e proprioccezione. Ispirato nella forma a una trave di equilibrio, viene impiegato soprattutto in fisioterapia per il recupero delle funzioni del piede e della deambulazione.

Was developed especially for clinical balance and proprioception exercises. It is based on the shape of a conventional balance beam and used mainly in physiotherapy to regain walking and foot functions.


Colori / Colours Dimensioni / Dimensions Peso / Weight Codice / Code

Blu / Blue

160 x 24 x 6 cm

0,99 kg

144241



CILINDRO / ROLL

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Cuscini di varie forme e dimensioni:
Interno in espanso densità 30 kg/m³ ignifugo classe 1IM. Rivestimento in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1IM.

*Cushions of various shapes and sizes:
Plastic foam inside density 30 kg/m³ flame retardant class 1IM.*

Covering is flame retardant Class 1IM and washable imitation leather.

L 20 x Ø 8 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145101

L 35 x Ø 15 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145102

L 50 x Ø 15 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145103

L 30 x Ø 30 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145104

L 50 x Ø 25 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145105

L 100 x Ø 25 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145106

L 100 x Ø 40 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145107

L 60 x Ø 30 cm


Colori assortiti / Assorted colours

145108

L 120 x Ø 30 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145109



SEMICILINDRO / HALF-ROLL

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 30 x Ø 16 x h 8 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145201

L 50 x Ø 25 x h 12,5 cm


Colori assortiti / Assorted colours

145202

L 60 x Ø 30 x h 15 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145203



CUBO / CUBE

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 40 x P 40 x h 40 cm


Colori assortiti / Assorted colours

145301

L 30 x P 30 x h 30 cm

Colori assortiti / Assorted colours

145302



CUNEO / WEDGE

Cuscini di varie forme e dimensioni:
Interno in espanso densità 30 kg/m³ ignifugo classe 1IM. Rivestimento in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1IM.

*Cushions of various shapes and sizes:
Plastic foam inside density 30 kg/m³ flame retardant class 1IM.*


Covering is flame retardant Class 1IM and washable imitation leather.

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 35 x P 35 x h 10 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145402
L 25 x P 25 x h 10 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145403
L 45 x P 60 x h 15 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145404
L 60 x P 60 x h 15 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145405
L 60 x P 60 x h 30 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145406
L 45 x P 45 x h 15 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145408




CUNEO CON FORO / WEDGE WITH HOLE

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 40 x P 34 x h 9 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145407
----------------------	-------------------------------------	---------------




PARALLELEPIPEDO / RECTANGLE

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 20 x P 40 x h 10 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145501
L 25 x P 50 x h 25 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145502




TRAPEZOIDALE / TRAPEZOIDAL

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

L 50 x P 40 x h 30 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145601
L 50 x P 40 x h 30-16 cm	Colori assortiti / Assorted colours	145602



MOVIN'SIT / MOVIN'SIT

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Il Movin' Sit è un cuscino dinamico gonfiabile che attiva i muscoli del tronco sostenendo la colonna vertebrale. La forma è studiata per offrire una postura più corretta, agevolando la ricerca di una posizione pelvica equilibrata.

Peso raccomandato: max. 120 kg

Capacità di carico testata: max. 200 kg

The Movin' Sit is an inflatable dynamic cushion which triggers the trunk muscles and supports the spinal column. Its shape has been carefully studied in order to promote a more correct posture, by facilitating the search for a balanced pelvic position.

Recommended weight: max. 120 kg

Tested load capacity: max. 200 kg

L 36 x P 36 x h 7 cm

Blu / Blue

147141



DISCO'SIT / DISCO'SIT

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Disc'o' Sit cuscino da seduta per favorire la corretta postura. Posizionato sulla sedia dona benessere alla colonna vertebrale grazie al movimento offerto. Il Disc'o'Sit viene utilizzato anche nel settore dell'allenamento funzionale, può essere utilizzato per esercizi a terra per sviluppare coordinamento e migliorare riflessi e stabilità.

Peso raccomandato: max 120 kg / Capacità di carico testata: max. 200 kg

The Disc'o'Sit sitting cushion. When it is positioned on a chair, it relieves the spinal column, thanks to the movement it provides. The Disc'o'Sit has established itself in the functional training sector as well.

Recommended weight: max. 120 kg / Tested load capacity: max. 200 kg

Ø 39 cm

Blu / Blue

147131



OPTIONAL / ACCESSORIES

Foderina dotata di cerniera per rivestire il Disc'o'Sit qualora lo si utilizzi come cuscino da seduta. Colore blu.

Cover equipped with zipper. It is suggested to easily upholster the Disc'o'Sit in case it is used as sitting cushion. Colour blue.

Codice / Code

147132



GINNASTICA PSICOMOTORIA

PSYCHOMOTOR GYMNASTIC

CERCHI / HOOPS

Cerchi per ginnastica in nylon colorati sezione piatta. Uniti ai coni forati (Codice 146031) ai bastoni (Codice 146061) si possono creare dei percorsi psicomotori.


Nylon hoops, flat section. Combined with perforated cones (Code 146031), STICKS (Code 146061) you can create psychomotor set.

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Ø 60 cm	Colori assortiti / Assorted colours	146011
Ø 70 cm	Colori assortiti / Assorted colours	146012
Ø 80 cm	Colori assortiti / Assorted colours	146013



SET BASTONI PVC / SET PVC STICKS

Set di 4 bastoni colorati in PVC per ginnastica. Uniti ai coni forati (Codice 146031) ai cerchi (Codici 146011-12-13) si possono creare dei percorsi psicomotori.

Set of 4 coloured PVC sticks. Combined with perforated cones (Code 146031), hoops (Code 146011-12-13) you can create psychomotor set.

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Ø 3 cm	Colori assortiti / Assorted colours	146061
--------	-------------------------------------	---------------



CONO FORATO / CONES

Cono forato in 4 colori assortiti (rosso, giallo, verde e blu). Sono dotati di fessure nella parte superiore per l'inserimento di bastoni in PVC (Codice 146061) o cerchi (Codice 146011-12-13) e 3 fori simmetrici laterali per l'inserimento di bastoni in PVC per creare percorsi ad ostacoli.

Available in 4 assorted colours (red, yellow, green and blue). Equipped with slots on the top to insert poles (Code 146061) or hoops (Code 146011-12-13) and 3 symmetrical holes in the sides to connect poles at different heights for obstacle courses.

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

30 cm H	Colori assortiti / Assorted colours	146031
---------	-------------------------------------	---------------



CLAVI DI LEGNO / WOODEN CLUBS

Coppia di clave di legno.
Pair of beech wooden clubs.



Dimensioni / Dimensions			Codice / Code
Clave piccole / Small clubs	310 x 56 mm	300 gr	146041
Clave medie / Medium clubs	350 x 56 mm	400 gr	146042
Clave grandi / Big clubs	390 x 56 mm	500 gr	146043

CLAVI DI NYLON / NYLON CLUBS

Coppia di clave di nylon colorate per ginnastica ritmica.
Pair of coloured nylon clubs for rhythmic gymnastic.



Dimensioni / Dimensions			Codice / Code
Clave di nylon / Nylon clubs	450 mm	150 gr	146045

BASTONI LEGNO / WOODEN STICKS

Bastone di legno verniciato al naturale per ginnastica.
Natural painted wooden sticks for gymnastics.




Lunghezza / Length	Diametro / Diameter	Codice / Code
70 cm	Ø 2,4 cm	146051
80 cm	Ø 2,4 cm	146052
90 cm	Ø 2,4 cm	146053
100 cm	Ø 2,4 cm	146054
120 cm	Ø 2,4 cm	146055
150 cm	Ø 2,4 cm	146056



OPTIONAL / ACCESSORIES

Mensola porta bastoni da fissare a parete, in tubo di acciaio verniciato.
Capacità 100 pezzi. Dimensioni: Lunghezza 50 x larghezza 35 altezza.

*35 cm pole shelf rack, made of varnished steel, to be fixed to the wall.
Capacity 100 poles. Dimensions: length 50 width 35 height 35 cm.*



Codice / Code

146071

ELASTICI

ELASTICS

ELASTICI A BANDA / ELASTIC BANDS

Gli elastici a banda sono un ausilio semplice e pratico ideale per il fitness, pilates, tonificare e per il rafforzamento muscolare, riabilitazione e stretching. Dimensioni 120 cm x 14,5 cm

The elastic bands are simple and practical tools ideal for fitness, pilates, tones and strengthening muscles, rehabilitation and stretching.

Dimensions: 120 x 14,5 cm

Extra leggero / Extra soft

Giallo / Yellow

147011

Leggero / Soft

Rosso / Red

147012

Medio / Medium


Verde / Green

147013

Forte / Heavy

Blu / Blue

147014



ELASTICI A BANDA 25 MT / ELASTIC BANDS 25 mt

Dimensioni 25 mt x 14,5 cm

Dimensions: 25 mt x 14,5 cm

Extra leggero / Extra soft

Giallo / Yellow

147021

Leggero / Soft

Rosso / Red

147022

Medio / Medium

Verde / Green

147023

Forte / Heavy

Blu / Blue

147024



OPTIONAL / ACCESSORIES

Maniglia per elastici / Rep Handle

Codice / Code

147111



BANDE ELASTICHE CON MANIGLIE / ELASTIC BANDS WITH HANDLES

Bande elastiche in poliuretano, latex free. Grazie alla loro dimensione risultano ottimali anche per le ginnastiche dolci e per l'utilizzo in piscina, non soffrono a contatto con il cloro.

Dimensioni 160 x 5 cm

Elastic bands, latex free. Thanks to their dimension they are suitable also for physiotherapy and for use in swimming pools.

Dimensions 160 x 5 cm

Colori / Colours	Codice / Code
Extra leggero / Extra soft	Rosso / Red
Leggero / Soft	Giallo / Yellow
Medio / Medium	Blu / Blue
Forte / Heavy	Verde / Green

147031

147032

147033

147034



ROTOLO 20 mt x 5 cm / ROLL 20 mt x 5 cm

Bande elastiche in poliuretano, latex free. Grazie alla loro dimensione risultano ottimali anche per le ginnastiche dolci e per l'utilizzo in piscina, non soffrono a contatto con il cloro.

Dimensioni 20 mt x 5 cm

Elastic bands, latex free. Thanks to their dimension they are suitable also for physiotherapy and for use in swimming pools.

Dimensions 20 mt x 5 cm

Colori / Colours	Codice / Code
Extra leggero / Extra soft	Rosso / Red
Leggero / Soft	Giallo / Yellow
Medio / Medium	Blu / Blue
Forte / Heavy	Verde / Green

147041

147042

147043

147044



OPTIONAL / ACCESSORIES

Maniglia per elastici / Rep Handle

Codice / Code

147111



ELASTICI

ELASTICS

POWER LOOP / POWER LOOP

Dimensioni / Dimensions Colori / Colours Codice / Code

Power loop è un elastico ad anello gigante ad alta resistenza ideale per allenamento funzionale, fitness, fisioterapia. **Spessore 0,45 cm.**

Power loop elastic high strength giant ring used for functional training, fitness, physiotherapy. Thickness 0,45 cm.

Extra leggero <i>Extra soft</i>	104 x 1,25 cm	Rosso / Red	147051
Leggero / Soft	104 x 1,90 cm	Nero / Black	147052
Medio / Medium	104 x 2,85 cm	Giallo / Yellow	147053
Forte / Heavy	104 x 4,45 cm	Verde / Green	147054
Extra forte <i>Extra heavy</i>	104 x 6,35 cm	Blu / Blue	147055
Super extra forte <i>Super extra heavy</i>	104 x 8,25 cm	Arancio / Orange	147056



TUBING A FORMA DI OTTO / TUBING BANDS EIGHT-SHAPED

Colori / Colours Codice / Code

Elastici tubing ad alta resistenza a forma di otto con maniglie. In poliuretano, latex free ideali per allenamento funzionale, fitness, fisioterapia.

High resistance elastic tubing bands eight-shaped, with handles. Latex free. Suitable for functional training, fitness, physiotherapy.

Leggero / Soft	Rosso / Red	147101
Medio / Medium	Giallo / Yellow	147102
Forte / Heavy	Viola / Purple	147103
Extra forte / Extra Heavy	Black / Nero	147104



TUBING CON MANIGLIE / TUBING WITH HANDLES

Elastici tubing ad alta resistenza, in poliuretano, latex free. Sono un ausilio semplice e pratico per tonificare e potenziare i muscoli per la riabilitazione e lo stretching.

Dimensioni 160 cm

High resistance rep tubing latex free. They are simple and practical tool for tones and strengthens muscles for rehabilitation and stretching.

Dimensions 160 cm

Extra leggero / Extra soft

Rosso / Red

147061

Leggero / Soft

Giallo / Yellow

147062

Medio / Medium

Viola / Purple

147063

Forte / Heavy

Black / Nero

147064



TUBING 10 mt / TUBING 10 mt

Dimensioni 10 mt
Dimensions 10 mt



Extra leggero / Extra soft

Rosso / Red

147071

Leggero / Soft

Giallo / Yellow

147072

Medio / Medium

Viola / Purple

147073

Forte / Heavy

Black / Nero

147074

TUBING AD ANELLO / RING TUBING

Elastici tubing ad alta resistenza, in poliuretano, latex free. Un ausilio semplice e pratico per tonificare e potenziare i muscoli per la riabilitazione e lo stretching.

Dimensioni 160 cm

High resistance rep tubing latex free. Simple and practical tool for tones and strengthens muscles for rehabilitation and stretching.

Dimensions: 160 cm

Leggero / Soft

Rosso / Red

147081

Medio / Medium

Giallo / Yellow

147082

Forte / Heavy

Viola / Purple

147083

Extra forte / Extra Heavy

Black / Nero

147084

TUBING ANELLO CON MANIGLIE

RING TUBING WITH HANDLES

Elastici tubing ad anello con maniglie ad alta resistenza, in poliuretano, latex free ad anello ideali per allenamento funzionale, fitness, fisioterapia.

High resistance ring tubing latex free with handles suitable for functional training, fitness, physiotherapy.

Leggero / Soft

Rosso / Red

147091

Medio / Medium

Giallo / Yellow

147092

Forte / Heavy

Viola / Purple

147093

Extra forte / Extra Heavy

Black / Nero

147094



OPTIONAL / ACCESSORIES

Maniglia per elastici
Rep Handle



Codice / Code

147111

POLSIERE E CAVIGLIERE

ANKLET AND WRIST BANDS

POLSIERE E CAVIGLIERE / ANKLETS AND WRIST BANDS

Codice / Code

Rivestimento in neoprene. Chiusura a strap. Colore nero.
Cover neoprene. Closing with strap. Colour black.

Polsiera / Cavigliere da 1 kg al paio (2x0,5 kg)
Anklet and wrist bands 1 kg per pair (2x0,5 kg)

147311

Polsiera / Cavigliere da 2 kg al paio (2x1 kg)
Anklet and wrist bands 2 kg per pair (2x1 kg)

147312

Polsiera / Cavigliere da 3 kg al paio (2x1,5 kg)
Anklet and wrist bands 3 kg per pair (2x1,5 kg)

147313

Polsiera / Cavigliere da 4 kg al paio (2x2 kg)
Anklet and wrist bands 4 kg per pair (2x2 kg)

147314

Polsiera / Cavigliere da 5 kg al paio (2x2,5 kg)
Anklet and wrist bands 5 kg per pair (2x2,5 kg)

147315



POLSIERE E CAVIGLIERE / ANKLETS AND WRIST BANDS

Codice / Code

Rivestimento in ecopelle. Chiusura a strap.
Cover leather like coated material closing with strap.

Polsiera / Cavigliere da 1 kg al paio (2x0,5 kg)
Anklet and wrist bands 1 kg per pair (2x0,5 kg)

147301

Polsiera / Cavigliere da 2 kg al paio (2x1 kg)
Anklet and wrist bands 2 kg per pair (2x1 kg)

147302

Polsiera / Cavigliere da 3 kg al paio (2x1,5 kg)
Anklet and wrist bands 3 kg per pair (2x1,5 kg)

147303

Polsiera / Cavigliere da 4 kg al paio (2x2 kg)
Anklet and wrist bands 4 kg per pair (2x2 kg)

147304

Polsiera / Cavigliere da 5 kg al paio (2x2,5 kg)
Anklet and wrist bands 5 kg per pair (2x2,5 kg)

147305

Polsiera / Cavigliere da 6 kg al paio (2x3 kg)
Anklet and wrist bands 6 kg per pair (2x3 kg)

147306

Polsiera / Cavigliere da 7 kg al paio (2x3,5 kg)
Anklet and wrist bands 7 kg per pair (2x3,5 kg)

147307

Polsiera / Cavigliere da 8 kg al paio (2x4 kg)
Anklet and wrist bands 8 kg per pair (2x4 kg)

147308



MANUBRI / DUMBBELLS

Codice / Code

Manubri in ghisa ricoperti in vinile. PVC cover cast iron dumbbells.	Manubri 1 kg Dumbbells 1 kg per pair	147401
	Manubri 2 kg Dumbbells 2 kg per pair	147402
	Manubri 3 kg Dumbbells 3 kg per pair	147403
	Manubri 4 kg Dumbbells 4 kg per pair	147404
	Manubri 5 kg Dumbbells 5 kg per pair	147405



OPTIONAL / ACCESSORIES

Codice / Code

Rastrelliera porta manubri
Dumbbells support

147451



FIT-BALL ROLLER / FIT-BALL ROLLER

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Valida alternativa ai cilindri rigidi. Attrezzo polivalente, consente di svolgere un'ampia gamma di esercizi che spaziano dal potenziamento degli addominali allo stretching, al rilassamento e Pilates. Gonfiare in base alla rigidità cercata.

It is an effective alternative to hard cylinders. This multi-purpose tool allows to perform a wide range of exercises which may vary from abdominals strengthening to stretching, relaxation and Pilates. Please inflate according to the desired hardness.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso raccomandato <i>Recommended weight</i>	120 Kg
Capacità di carico testata <i>Tested load capacity</i>	200 Kg

Ø 18 cm - L 75 cm

Grigio / Gray

148121



OPTIONAL / ACCESSORIES

Pompa ad ago con prolunga flessibile
Flexi needle pump with flexible extension

Codice / Code

141160



FOAM ROLL / FOAM ROLL

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Strumento per esercizi di fisioterapia utilizzato per migliorare l'elasticità muscolare e per praticare un auto-massaggio rilassante in grado di sciogliere le tensioni muscolari, favorendo così il benessere psico-fisico.

It is a tool for physiotherapy exercises used to improve muscle elasticity, and to practice a self-relaxing massage can relieve muscle tension, thus promoting the physical and mental wellbeing.

Ø 15 cm - L 90 cm

Cilindro / Foam roll

148131

Ø 15 cm - L 45 cm

Cilindro piccolo / Small foam roll

148132

h 7,5 cm - L 90 cm

Mezzocilindro / Foam half roll

148133



FUNICELLE / ROPES

Codice / Code

Funicella per ritmica in cotone con ingrossamento centrale in plastica morbida. Con manopole in legno. Lunghezza 280 cm.

Cotton skipping rope for rhythmic gymnastic, with soft plastic thick centrepiece. With wooden handles. Length 280 cm.



147501

FUNICELLA / ROPE

Codice / Code

Funicella per ritmica di cotone colorato con piombatura centrale su tutta la lunghezza. Lunghezza 280 cm.

Coloured cotton skipping rope for rhythmic gymnastic, with leaded centre on the whole length. Length 280 cm.



147502

MINI TRAMPOLINO / MINI TRAMPOLINE

Codice / Code

Mini trampolino elastico. Peso max 100 kg. Ø 98 cm. Altezza 20 cm.

Mini trampoline. Max load 100 kg. Round shape Ø 98 cm. Height 20 cm.



148111

APPOGGI "BAUMANN" / "BAUMANN" SUPPORTS

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Coppia appoggi "Baumann" di legno massiccio.
Pair of wooden "Baumann" supports.

Medio / Medium

168 x 92 x 65 mm

146081

Piccolo / Small

150 x 88 x 65 mm

146082



CEPPI "BAUMANN" / "BAUMANN" BLOCKS

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Coppia ceppi "Baumann" di legno massiccio.
Pair of wooden "Baumann" blocks.

140 x 65 x 65 mm

146083



MAGIC CIRCLE / MAGIC CIRCLE

Colori / Colours

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

È un cerchio che consente di eseguire molteplici esercizi per i muscoli del tronco, per le gambe, per l'addome. Indicato per tonificare braccia, schiena, petto, interno ed esterno cosce e polpacci. Manici ergonomici.

It is a ring that allows you to perform multiple exercises for the muscles of the trunk, for the legs, for the abdomen. Suitable for toning arms, back, chest, inner and outer thighs. Ergonomic handles.

Nero / Black

Ø 38 cm

147621



KIT PSICOMOTORIO / KIT PSICOMOTORIAL

Codice / Code

La combinazione di attrezzature come, bastoni, coni, cerchi, palle e molti altri ancora possono essere utilizzati, da personale qualificato, per realizzare percorsi psicomotori o preparare programmi motori in palestra.

The combination of equipment such as sticks, cones, circles, balls and many more can be used, by qualified personnel, to carry out psychomotor routes or prepare motor programs at the gym.

**Il carrello (cod. 148611)
non è compreso nel kit psicomotorio.**

***The trolley (code 148611)
is not included in the psychomotor kit.***



- Nr. 01 bastone in legno lunghezza cm 70
Wooden sticks size 70 cm.
- Nr. 01 bastone in legno lunghezza cm 80
Wooden sticks size 80 cm.
- Nr. 01 bastone in legno lunghezza cm 90
Wooden sticks size 90 cm.
- Nr. 01 Confezione di bastoni in PVC lunghezza cm 100
Packing of PVC sticks size 100 cm.
- Nr. 04 Coni forati con tre fori e 4 scanalature altezza cm 30
Cones with hole and grooves
- Nr. 02 Paia di clave in legno piccole
Pair of little wooden Indian claves
- Nr. 01 Paio di appoggi medi / *Pair medium supports*
- Nr. 01 Paio di appoggi piccoli / *Pair small supports*
- Nr. 01 Paio di ceppi / *Pair blocks*
- Nr. 02 Cerchi in nylon sezione piatta da cm 60
Nylon hoops flat section from 60 cm.
- Nr. 02 Cerchi in nylon sezione piatta da cm 70
Nylon hoops flat section from 70 cm.
- Nr. 02 Cerchi in nylon sezione piatta da cm 80
Nylon hoops flat section from 80 cm.
- Nr. 04 Funicelle con manopole e ingrossamento centrale
Skipping ropes with handgrips and central thickening
- Nr. 04 Funicelle piombate colori assortiti
Skipping ropes with counterbalance
- Nr. 04 palle per ritmica da gr 400 / Colori assortiti.
Balls for calisthenics from 400 gr. Various colours.
- Nr. 01 Palla medica da kg 2 / *Medic ball from 2 kg.*
- Nr. 01 Paio di cavigliere-polsiere da kg 1 (2x 0,5 kg).
Anklet and wrist bands 1 kg. per pair (2 x 0,5 kg).
- Nr. 02 sacchetti di calpestio in sabbia.
Motor training sandbags.
- Nr. 02 sacchetti di calpestio in granuli di PVC
Motor training bags with PVC grains
- Nr. 02 elastici a banda colore verde (medio) 120x14,5 cm
Green medium rep bands size 120x14,5 cm
- Nr. 01 Cuscino cilindro dimensioni cm 35x15
Roll cushion size 35x15 cm.
- Nr. 01 Cuscino cilindro dimensioni cm 50x25
Roll cushion size 50x25 cm.

148621

CARRELLO IN LEGNO / WOODEN TROLLEY FOR TOOLS

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Carrello a tre ripiani in legno massiccio verniciato al naturale con ruote.

Trolley for tools. Three shelves, wooden frame, with wheels.

92 x 68 x 95 cm

148611





DIAGNOSTICA *DIAGNOSTIC*



POLTRONA PRELIEVI / WITHDRAWALS ARMCHAIR

Codice / Code

Poltrona medica ad altezza variabile per visita e prelievi.

Height-adjustable medical chair for visit and withdrawals

151020



+21 -21°



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	elettrica o idraulica <i>electric or hydraulic elevation</i>	53-85 cm
Regolazione schienale <i>Adjustable backrest section</i>	elettrica <i>electric</i>	0° +90°
Regolazione parte finale <i>Adjustable end-section</i>	elettrica <i>electric</i>	0° -90°
Posizione Trendelenburg <i>Trendelenburg position</i>	elettrica <i>electric</i>	0° 21°
2 ruote unidirezionali anteriori <i>2 front wheels unidirectional</i>		75 mm
2 puntali antiscivolo <i>2 rubber stopper</i>		posteriori <i>rear</i>
Braccioli <i>Armrests/side support loops</i>		richiudibili <i>rotating fold-down</i>
Regolazione reggicoscia <i>Armrests/side support loops</i>	manuale - altezza e rotazione <i>manual - height and rotation</i>	
Vaschetta in acciaio inox <i>Stainless steel bowl</i>		estraibile <i>removable</i>
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: <i>Padding and upholstery safety rating</i>		1 IM
Densità e spessore imbottitura <i>Padding: density/thickness</i>		30 (kg/m³) / 60 mm

	Lunghezza <i>Length</i>		Altezza <i>Height</i>
	180 cm		53-85 cm
	Larghezza <i>Width</i>		Carico lavoro max <i>Max working load</i>
	54 cm		180 kg
	Pass. sollevatore <i>Patient lift suitable</i>		Scost. piano <i>Swing and lift action</i>
	± 0 cm		0 cm

Optional / Accessories


Codice / Code

Supporto rotolo carta <i>Paper towel holder</i>	129020
Poggiatesta rimovibile <i>Removable head cushion</i>	129030
Lenzuolino carta 2 veli <i>Double-layer paper towels</i>	120060

Varianti e optional sono illustrati a pag. 77/87
Variations and optionals are illustrated on pages 77/87

Colori imbottiture / Choice of upholstery colours

PANNA BEIGE	GIALLO YELLOW	ARANCIO ORANGE	BORDEAUX BORDEAUX	VERDE GREEN	BLU BLUE	GRIGIO GRAY	NERO BLACK
----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



PODOSCOPIO / PLANTAR-SCOPE

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Apparecchio per l'analisi plantare del piede. Struttura in legno di faggio verniciato, piano di carico in cristallo con doppia illuminazione laterale con luce a LED.

This foot examining system allows full visualizing of foot sole. Varnished beech-wooden supporting structure with crystal load base and double side lighting with LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni piano appoggio
Crystal base dimensions 44 x 39 cm
Carico lavoro max
Max working load 135 Kg

50 x 48 x 35 h cm

151010



GRADINO DI KALTEMBACH / KALTEMBACH'S STEP

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Struttura in acciaio verniciato completa di un gradino regolabile in legno rivestiti in materiale antiscivolo. Attrezzatura utile per prove da sforzo in cardiologia.

Painted steel structure equipped with 3 adjustable wooden steps with anti-slip covering. Equipment suitable for cardiology tests.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione gradini
Adjustable steps 30-40-50 cm
Peso
Weight 35 kg
Carico lavoro max
Max working load 120 Kg

70 x 67 x 129 h cm

132080



FILO A PIOMBO / PLUMB LINE

Codice / Code

Il filo a piombo permette di misurare le deviazioni posturali e la presenza o meno di atteggiamenti scoliotici con precisione e accuratezza.

A plumb line is a string suspended overhead with a small weight, or plumb bob, attached at the end near the floor, often used as a reference of alignment for the body when examining posture.


154010



NEGATIVOSCOPIO / X-RAY FILM VIEWER

Apparecchio da parete in lamiera di acciaio verniciato bianco, dispositivo reggipellicola in acciaio inox con luce fluorescente fredda (6500° K) su diffusore opalino infrangibile.

White painted steel sheet metal appliance, Stainless steel film holder with cold fluorescent light (6500 ° K) on unbreakable opal diffuser.



Dimensioni / Dimensions Codice / Code


90 x 60 cm 152010

70 x 42 cm 152020

OTTOTIPO / OTTOTYPE

Apparecchio da parete in lamiera di acciaio verniciato bianco, luce fluorescente fredda (6500° K) su diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico serigrafato.

White painted steel sheet metal appliance, cold fluorescent light (6500 ° K) on unbreakable opal diffuser in silk-screened acrylic material.



Dimensioni / Dimensions Codice / Code

68 x 31 sp. 9 cm 152030

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distanza di utilizzo
Usage distance..... 3 mt

Spessore
Thickness 9 cm

BILANCIA PESAPERSONE / DIAL SCALE

Strumento professionale a orologio con struttura metallica verniciata e alluminio, pedana in gomma atossica/antiscivolo. Completa di piedini antiscivolo.

Medical personal dial scale structure completely in painted steel and aluminium with platform no toxic, and anti-slip rubber. With anti-slip rubber feet.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni pedana
Platform diensions..... 27 x 40 x 85 cm

Dimensione quadrante
Pole dimension Ø 18 cm

Portata massima
Max load 150 kg

Divisione
Division 100 kg

Con colonna / With column h 90 cm 153010

Senza colonna / Without column 153020



OPTIONAL/ACCESSORIES

STATIMETRO: misuratore d'altezza telescopico meccanico con robusta asta in alluminio anodizzato con possibilità di essere installato sulle bilance o a parete.

HEIGHT RODS: telescopic height measure manual with aluminium treated. It is option of medical scales.

Statimetro / Height rods 153200





ARREDAMENTO *FURNITURE*

ARREDAMENTO STUDIO MEDICO

MEDICAL OFFICE FURNITURE

ARMADI A VETRI / GLASS CUPBOARDS

Dimensioni / Dimensions

Codice / Code

Armadi a vetri temprati con quattro ripiani regolabili e porte battenti, struttura in acciaio verniciato.

Glass cupboards with four adjustable shelves. Painted steel frame.

A due porte battenti /With two doors 80 x 40 x 180 cm

161011

A una porta battente /With one door 60 x 40 x 160 cm

161012



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza

Lenght 80 / 60 cm

Larghezza

Width 40 / 40 cm

Altezza

Height 180 / 160 cm

SCRIVANIA / WRITING DESK

Codice / Code

Scrivania con tre cassetti, struttura in acciaio verniciato e piano in bilaminato.

Writing desk with three drawers, painted steel frame and bilaminated top.

Scrivania / Writing desk

161101



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza

Lenght 130 cm

Larghezza

Width 80 cm

Altezza

Height 73 cm



POLTRONCINA GIREVOLE

REVOLVING OFFICE CHAIR

Poltroncina operativa con particolari linee estetiche funzionali con schienale alto a contatto permanente.

A special search for aesthetic and functionality is the salient feature of this operator chair with height backrest with adjustable backrest.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Profondità	
Depth	63 cm
Larghezza	
Width	54 cm
Altezza	
Height	109 cm
Profondità seduta	
Seat depth	44 cm
Larghezza seduta	
Seat width	46 cm
Altezza seduta	
Seat height	55 cm



Codice / Code

161201

SEDIA IMBOTTITA

UPHOLSTERED CHAIR

Sedia con imbottitura indeformabile, struttura in acciaio verniciato.

Chair non-deformable stuffing, steel painted frame.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Profondità	
Depth	66 cm
Larghezza	
Width	71 cm
Altezza	
Height	75 cm
Profondità seduta	
Seat depth	49 cm
Larghezza seduta	
Seat width	50 cm
Altezza seduta	
Seat height	42 cm



Codice / Code

161202

APPENDIABITI A COLONNA

REVOLVING CLOTHES-STAND

Appendiabiti a colonna girevole con porta ombrelli e raccogli gocce.

Revolving clothes-stand with umbrella-stand and picking drops.

Codice / Code

161301



PARAVENTO

THREE SECTION SCREEN

Paravento a tre ante con struttura in acciaio cromato.

Three section screen, chromium steel painted frame.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Larghezza totale	
Total width	185 cm
Altezza	
Height	195 cm
Larghezza anta	
Section width	60 cm



Codice / Code

161401

ARREDAMENTO STUDIO MEDICO

MEDICAL OFFICE FURNITURE

CARRELLO PORTAOGGETTI MOBILE / MOBILE MEDICAL TROLLEY Dimensioni / Dimensions Codice / Code

Carrello smontabile in tubo d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, piani in bilaminato bordato sui 4 lati, completo di ruote diametro 50 mm piroettanti.

Trolley demountable with steel tube structure painted with epoxy powders, shelves inn laminated sheet, with 4 pivoting wheels diameter 50 mm

Piccolo con due ripiani / *Small with two shelves* 43x30x70

164010

Piccolo con tre ripiani / *Small with three shelves* 43x30x70

164020

Grande con due ripiani / *Big with two shelves* 60x41x70

164030

Grande con tre ripiani / *Big with three shelves* 60x41x70

164040



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Larghezza <i>Width</i>	43 / 60 cm
Profondità <i>Depth</i>	30 / 41 cm
Altezza <i>Height</i>	70 cm

CARRELLO MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION TROLLEY Codice / Code

Carrello multifunzione con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) diametro 25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. Completo di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. Con paracolpi.

Multifunction trolley with tubular structure welded in stainless steel 18/10 (AISI 304) Ø 25 mm. Equipped with 2 stainless steel push handles. Complete with 4 swivel wheels Ø 125 mm. With bumpers.

Con due ripiani / *With two shelves*

164101

Con due cassetti orizzontali
With two horizontal drawers

164111



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Larghezza <i>Width</i>	82 cm
Profondità <i>Depth</i>	52 cm
Altezza <i>Height</i>	82 cm



SCENDILETTO / BEDSIDE STAIR

Scendiletto con struttura in acciaio cromato, gradini antiscivolo.

Bedside stair with chromium-plated steel frame, step anti-slip.

Un gradino / One step

39 x 28 x 22 cm

162101

Due gradini / Two steps

39 x 52 x 44 cm

162102



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Profondità gradino <i>Step depth</i>	20 cm
Larghezza gradino <i>Step width</i>	38 cm
Altezza primo gradino <i>First step height</i>	22 cm
Altezza secondo gradino <i>Second step height</i>	44 cm
Portata massima <i>Maximum load capacity</i>	150 kg

SGABELLO GIREVOLE / REVOLVING STOOL

Sgabello a cinque razze, altezza regolabile mezzo pistone a gas, sedile imbottito in similpelle ignifuga. Colore a scelta come da tabella.

Revolving stool on five-feet, adjustable height by means of gas-piston, padded seat flame retardant imitation leather. Colour at your choice as per table chart.

Base nera con ruote / Black base with wheels

162011

Base nera con piedini / Black base with feet

162012

Base cromata con ruote / Chromed base with wheels

162013

Base cromata con piedini / Chromed base with feet

162014



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza <i>Adjustable height</i>	40-55 cm
Diametro base <i>Base diameter</i>	60 cm
Diametro seduta <i>Seat diameter</i>	35 cm
Portata massima <i>Maximum load capacity</i>	120 kg

PANNA
BEIGE

GIALLO
YELLOW

ARANCIO
ORANGE

BORDEAUX
BORDEAUX

VERDE
GREEN

BLU
BLUE

GRIGIO
GRAY

NERO
BLACK

SCENDILETTO E SEDUTE

BEDSIDE STAIR AND SEATS

PANCA / BENCH

Codice / Code

Struttura in acciaio verniciato, piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, ignifuga classe 1IM.

Painted steel frame, covering is flame retardant class 1 IM and washable vinyl.

Piccola lunghezza 60 cm / *Small length 60 cm*

163011

Grande lunghezza 120 cm / *Big length 120 cm*

163012

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza <i>Height</i>	45 cm
Larghezza <i>Width</i>	30 cm
Lunghezza <i>Length</i>	60 / 120 cm
Portata massima <i>Maximum load capacity</i>	150 kg



SGABELLO IN LEGNO

Codice / Code

WOODEN STOOL

162201

Sgabello-poggiapiedi in legno di faggio massiccio verniciato naturale.

Wooden stool-footrest natural varnished beech wood.

Poggiapiedi in legno
Wooden footrest

SGABELLO IN LEGNO

Codice / Code

WOODEN STOOL

162202

Sgabello in legno di faggio massiccio verniciato naturale.

Wooden stool natural varnished beech wood.

Sgabello in legno
Wooden stool

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza <i>Height</i>	45 cm
Larghezza <i>Width</i>	30 cm
Lunghezza <i>Length</i>	50 cm
Portata massima <i>Maximum load capacity</i>	120 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza <i>Height</i>	15 cm
Larghezza <i>Width</i>	18 cm
Lunghezza <i>Length</i>	37 cm
Portata massima <i>Maximum load capacity</i>	120 kg



SEDIA IN LEGNO

Codice / Code

WOODEN CHAIR

161203

Sedia in legno verniciato naturale senza braccioli.

Wooden frame chair without armrest.

Senza braccioli
Without armrests

SEDIA IN LEGNO

Codice / Code

WOODEN CHAIR

161204

Sedia in legno verniciato naturale con braccioli.

Wooden frame chair with armrest.

Con braccioli
With armrests

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza <i>Height</i>	81 cm
Larghezza <i>Width</i>	60 cm
Lunghezza <i>Length</i>	56 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza <i>Height</i>	81 cm
Larghezza <i>Width</i>	54 cm
Lunghezza <i>Length</i>	52 cm



PANCHE SPOGLIATOIO / LOCKER ROOM BENCHES

Codice / Code

Panca spogliatoio semplice, struttura in acciaio verniciato e listoni in legno.

Locker room bench, varnished steel structure planks.

Larghezza 1 mt / Width 1 mt

163021

Larghezza 2 mt / Width 2 mt

163022



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza

Height 45 cm

Larghezza

Width 35 cm

PANCHE SPOGLIATOIO / LOCKER ROOM BENCHES

Codice / Code

Panca spogliatoio con schienale, struttura in acciaio verniciato e listoni in legno.

Locker room bench with backrest, varnished steel structure planks.

Larghezza 1 mt / Width 1 mt

163023

Larghezza 2 mt / Width 2 mt

163024



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza

Height 85 cm

Larghezza

Width 40 cm

PANCHE SPOGLIATOIO / LOCKER ROOM BENCHES

Codice / Code

Panca spogliatoio completa, struttura in acciaio verniciato e listoni in legno.

Complete locker room bench, varnished steel structure planks.

Larghezza 1 mt / Width 2 mt

163025

Larghezza 2 mt / Width 2 mt

163026



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza

Height 180 cm

Larghezza

Width 40 cm

ARREDAMENTO SPOGLIATOIO

DRESSING ROOM FURNITURE

APPENDIABITI / WALLED CLOTHERS-HOOK

Codice / Code

Appendiabiti con portaborse da fissare a parete, struttura in acciaio verniciato e listoni in legno.

Clothes hanger rail with bags support to be fixed to the wall, varnished steel structure planks.

Larghezza 1 mt con 3 grucce / Width 1 mt with 3 hangers

163031

Larghezza 2 mt con 6 grucce / Width 2 mt with 6 hangers

163032



APPENDIABITI / WALLED CLOTHERS-HOOK

Codice / Code

Appendiabiti da fissare a parete in legno.


Wooden clothes hanger rail to be fixed to the wall.

Larghezza 1 mt con 3 grucce / Width 1 mt with 3 hangers

163033

Larghezza 2 mt con 6 grucce / Width 2 mt with 6 hangers

163034



PEDANA APPOGGIAPIEDI / WOODEN FOOTREST

Codice / Code

Pedana appoggiapiedi in legno con piedini gommati.

Wooden footrest with rubber feet.

Larghezza 1 mt / Width 1 mt

163041

Larghezza 2 mt / Width 2 mt

163042





ARTICOLI ORTOPEDICI *ORTHOPEDIC ARTICLES*



STAMPELLE / CRUTCH

Codice / Code

Stampella in lega leggera verniciata colore grigio. Appoggio all'avambraccio in termoplastico fisso. Manopola in plastica con catarifrangente e puntale in gomma antiscivolo e antimacchia. Confezione 1 paio.

Lightweight crutch colour grey. Fixed support in thermoplastic resin at forearm, no slip rubber cap. Package 1 pair.

Altezza regolabile su 10 posizioni
Adjustable in height 10 different positions



171010

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezza min/max alla manopola	
<i>Min/max height at handgrip</i>	68,5 - 91 cm
Altezza sommità manopola/braccio fissa	
<i>Fixed height knob/arm</i>	24 cm
Peso	
<i>Weight</i>	0,45 kg
Portata	
<i>Max load</i>	150 kg

DEAMBULATORE / WALKER

Codice / Code

Deambulatore 4 puntali pieghevole in lega leggera.
Foldable aluminium walker 4 foot on tip.

Con 4 puntali / *With 4 foot on tip*

172010

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza	
<i>Adjustable height</i>	80 - 95 cm
Lunghezza	
<i>Length</i>	45 cm
Larghezza	
<i>Width</i>	55 cm
Peso	
<i>Weight</i>	2,5 kg
Portata massima	
<i>Maximum load capacity</i>	110 kg



DEAMBULATORE / WALKER

Codice / Code

Deambulatore 2 puntali e 2 ruote unidirezionali pieghevole in lega leggera.
Foldable aluminium walker 2 foot on tip 2 wheels directional.

Con 2 puntali e 2 ruote / *With 2 foot and 2 wheels*

172020

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza	
<i>Adjustable height</i>	80 - 95 cm
Lunghezza	
<i>Length</i>	45 cm
Larghezza	
<i>Width</i>	55 cm
Dimensione ruote	
<i>Wheel dimension</i>	8 cm
Peso	
<i>Weight</i>	2,5 kg
Portata massima	
<i>Maximum load capacity</i>	110 kg



DEAMBULATORE / WALKER

Codice / Code

Deambulatore pieghevole grande con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno. Deambulatore completo del kit appoggi ascellari regolabili in altezza.

Foldable walker with 4 castor wheel 2 with brake. Walker with adjustable underarm support kit.

Con 4 ruote / With 4 wheels

172110



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza	
<i>Adjustable height</i>	78 - 95 cm
Regolazione altezza ascellari	
<i>Underarm supports adjustable height</i> ..	112 - 145 cm
Lunghezza	
<i>Length</i>	72 cm
Larghezza	
<i>Width</i>	55 cm
Dimensione ruote	
<i>Wheel dimension</i>	8 cm
Portata massima	
<i>Maximum load capacity</i>	150 kg

ROLLATOR / ROLLATOR

Codice / Code

Deambulatore Rollator pieghevole in acciaio verniciato colore blu. Il Deambulatore Rollator è completo di: sedile, freni a leva, cestino, piano di appoggio e porta bastone.

Foldable and adjustable walker steel painted blue colour. Blue colour. The Rollator is equipment with: seat, lever hand brake, basket, tray and cane holder.

172150



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione altezza	
<i>Adjustable height</i>	80 - 98 cm
Lunghezza	
<i>Length</i>	70 cm
Larghezza	
<i>Width</i>	62 cm
Sedile imbottito in poliuretano	
<i>Upholstered polyurethane seat</i>	L 43 x h 62 cm
Ruote anteriori piroettanti. Dimensioni	
<i>Pivoting front wheels. Dimensions</i>	20x5 cm
Ruote posteriori unidirezionali, Dimensioni	
<i>Rear wheels unidirectional. Dimensions</i>	20x5 cm
Peso	
<i>Weight</i>	12 kg
Portata	
<i>Max load</i>	150 kg



HOME *FITNESS*

CYCLETTE CON ACCESSO FACILITATO / CYCLETTE WITH FACILITATED ACCESS

Codice / Code

Cyclette magnetica per home fitness
Magnetic cyclette for home fitness

181010

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sistema frenante <i>Resistance System</i>	Magnetico <i>Magnetic</i>
Regolazione inerzia <i>Tension Levels</i>	8 livelli di resistenza manuale <i>8 levels manual tension</i>
Volano <i>Flywheel</i>	7 kg <i>7 kg</i>
Schermo <i>Display</i>	1 finestra lcd <i>1 window lcd</i>
Visualizzazione <i>Functions</i>	Tempo / velocità / distanza / calorie / pulsazioni / ODO <i>Time, speed, distance, calories, pulse, odometer</i>
Programmi <i>Programs</i>	No <i>No</i>
Rilevazione pulsazioni <i>Heart Rate Monitoring</i>	Hand grip <i>Hand pulse</i>
Manubrio <i>Handlebar</i>	Ergonomico, multifforme, regolabile <i>Ergonomic, multiple handles, adjustable</i>
Sella <i>Seat</i>	Regolabile orizzontalmente e verticalmente <i>Horizontally and vertically adjustable</i>
Portata max utente <i>Maximum User Weight</i>	120 kg <i>120 kg</i>
Peso netto <i>Net Weight</i>	26,5 kg <i>26,5 kg</i>
Peso lordo <i>Gross Weight</i>	29,5 kg <i>29,5 kg</i>
Dimensioni <i>Set-Up Sizes</i>	88 x 50 x 132 cm (lxwxh) <i>88 x 50 x 132 cm (lxwxh)</i>
Dimensioni imballo <i>Package Dimensions</i>	90 x 26 x 64 cm (lxwxh) <i>90 x 26 x 64 cm (lxwxh)</i>
Ruote trasporto <i>Transportation Wheels</i>	Sì <i>Yes</i>
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE, ROHS, EN957 <i>CE, ROHS, EN957</i>



CYCLETTE ELETTROMAGNETICA / ELETTRIC CYCLETTE

Codice / Code

 Cyclette elettromagnetica per home fitness
 Electromagnetic cyclette for home fitness

181020

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sistema frenante <i>Resistance System</i>	Elettromagnetico alimentatore 8v <i>Electromagnetic power 8V</i>
Regolazione inerzia <i>Tension Levels</i>	16 livelli di resistenza gestita elettronicamente <i>16 levels electronically tension</i>
Volano <i>Flywheel</i>	10 kg <i>10 kg</i>
Schermo <i>Display</i>	1 finestra LDC a colori retroilluminata <i>1 colour window LCD</i>
Visualizzazione <i>Functions</i>	Tempo / velocità / distanza / pulsazioni / calorie / RPM / diagramma programmi / livello sforzo / watt <i>Time / speed / distance / calories / RPM / program diagram / effort</i>
Programmi <i>Programs</i>	Manuale - 10 preimpostati (16 livelli) <i>Manual - 10 pre set (16 levels)</i>
Rilevazione pulsazioni <i>Heart Rate Monitoring</i>	Hand Pulse + Ricevitore wireless per fascia cardio integrato <i>Hand pulse + Wireless receiver</i>
Fascia cardio <i>Heart Rate Chest Belt</i>	Optional <i>Optional</i>
Manubrio <i>Handlebar</i>	Ergonomico, impugnature multiple, regolabile <i>Ergonomic, multiple handles, adjustable</i>
Sella <i>Seat</i>	Compressione graduata, regolabile orizzontalmente e verticalmente <i>Graduated compression, horizontally and vertically adjustable</i>
Portata max utente <i>Maximum User Weight</i>	120 kg <i>120 kg</i>
Peso netto <i>Net Weight</i>	28 kg <i>28 kg</i>
Peso lordo <i>Gross Weight</i>	33 kg <i>33 kg</i>
Dimensioni <i>Set-Up Sizes</i>	103 x 52 x 135 cm (LxWxH) <i>103 x 52 x 135 cm (LxWxH)</i>
Dimensioni imballo <i>Package Dimensions</i>	86 x 32 x 64,5 cm (LxWxH) <i>86 x 32 x 64,5 cm (LxWxH)</i>
Ruote trasporto <i>Transportation Wheels</i>	Sì <i>Yes</i>
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE, ROHS, EN957 CE <i>CE, ROHS, EN957 CE</i>



CYCLETTE ORIZZONTALE / RECUMBENT

Codice / Code

Cyclette magnetica per home fitness
Magnetic cyclette for home fitness

181030

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sistema frenante	Magnetico
Resistance System	Magnetic
Regolazione inerzia	8 livelli di resistenza manuale
Tension Levels	8 levels manual tension
Volano	12 kg
Flywheel	12 kg
Schermo	1 finestra lcd
Display	1 window lcd
Visualizzazione	Tempo / velocità / distanza / calorie / pulsazioni / odometro
Functions	Time / speed / distance / calories / pulse / recovery
Rilevazione pulsazioni	Hand pulse
Heart Rate Monitoring	Hand pulse
Manubrio	Ergonomico, antiscivolo
Handlebar	Ergonomic, antislip
Sedile	Alta resistenza, regolabile orizzontalmente
Seat	High absorption, horizontal adjustable
Pedivella	3 pezzi
	3 pcs
Portata max utente	150 kg
Maximum User Weight	150 kg
Peso netto	49,5 kg
Net Weight	49,5 kg
Peso lordo	57,6 kg
Gross Weight	57,6 kg
Dimensioni	178 x 72,5 x 128 cm (LxWxH)
Set-Up Sizes	178 x 72,5 x 128 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	109 x 44 x 70,5 cm (LxWxH)
Package Dimensions	109 x 44 x 70,5 cm (LxWxH)
Ruote trasporto	Sì
Transportation Wheels	Yes
Certificazioni	CE, ROHS
Certifications	CE, ROHS



TAPPETO SCORREVOLE / TREADMILL

Codice / Code

Tappeto scorrevole per home fitness
Tapis roulant for home fitness

182010

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motore <i>Motor</i>	2,5 hp DC continuativi / 3,5 hp DC di spunto <i>2,5 continuous HP / 3,5 peak HP</i>
Velocità <i>Speed</i>	1-18 km/h incremento 0,1 km/h, 4 velocità preimpostate <i>1,0-18 km/h with 0,1 km/h increase - 4 speed quick selection</i>
Inclinazione <i>Incline</i>	Elettrica su 18 livelli, 4 step preimpostati <i>Power incline - 18 levels - 4 incline quick selection</i>
Schermo <i>Display</i>	1 finestra da 110 x 61 mm lcd con retroilluminazione blu <i>1 LCD window 110 x 61 mm, blue backlight</i>
Visualizzazione <i>Functions</i>	Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni <i>Time, distance, speed, incline, calories, pulse</i>
Programmi <i>Programs</i>	Manuale - 16 preimpostati con variazione velocità e inclinazione - HRC - body fat <i>1 manual - 16 pre-set with speed and incline variation HRC - body fat function</i>
Rilevazione pulsazioni <i>Heart Rate Monitoring</i>	Hand pulse + ricevitore wireless per fascia cardio integrata <i>Hand pulse + wireless receiver</i>
Fascia cardio <i>Heart Rate Chest Belt</i>	di serie <i>standard</i>
Pedana <i>Running Deck</i>	Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico <i>Folding, easy unfolding system with hydraulic piston</i>
Piano di corsa <i>Running Surface/Cushioning</i>	46 x 140 cm ammortizzato da 4 air shox + 2 elastomeri <i>46 x 140 cm - 4 air shox + 2 absorbing cushions</i>
Diametri rulli <i>Roller Size</i>	Anteriore 56 mm, posteriore 50 mm <i>56 mm front, 50 mm rear</i>
Nastro <i>Running Belt</i>	Antiscivolo su tela cotone tramatura doppia, 1,8 mm <i>Antislip, 1,8 mm thickness</i>
Comandi corrimano <i>Handrail Buttons</i>	Inclinazione / velocità, corrimano soft touch <i>Incline / speed, slip grip</i>
Accessori <i>Accessories</i>	Mp3 + altoparlanti + 2 porta borraccia <i>MP3 - speakers - 2 bottle holder</i>
Ruote trasporto <i>Transportation Wheels</i>	Sì <i>Yes</i>
Pre-assemblato <i>All-In-One Assembly</i>	Sì <i>Yes</i>
Dimensioni aperto <i>Set-Up Sizes</i>	180 x 72 x 133 cm (LxWxH) <i>180 x 72 x 133 cm (LxWxH)</i>
Dimensioni chiuso <i>Folded Size</i>	100 x 72 x 158 cm (LxWxH) <i>100 x 72 x 158 cm (LxWxH)</i>
Dimensioni imballo <i>Package Dimensions</i>	179 x 77 x 32 cm (LxWxH) <i>179 x 77 x 32 cm (LxWxH)</i>
Portata max utente <i>Maximum User Weight</i>	120 kg <i>120 kg</i>
Peso netto <i>Net Weight</i>	73 kg <i>73 kg</i>
Peso lordo <i>Gross Weight</i>	81 kg <i>81 kg</i>
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE, ROHS, EN957 <i>CE, ROHS, EN957</i>



STEPPER / STEPPER

Codice / Code

Stepper per home fitness
Stepper for home fitness

183010

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione sforzo <i>Resistance</i>	Pistoni idraulici indipendenti 12 livelli intensità <i>Independent hydraulic pistons - 12 levels</i>
Richiudibile <i>Foldable</i>	Sì <i>Yes</i>
Schermo <i>Display</i>	1 finestra lcd <i>1 LCD window</i>
Visualizzazione <i>Functions</i>	Tempo, passi, passi/minuto, calorie <i>Time, step, step/minute, calories</i>
Manubrio <i>Handlebar</i>	ergonomico, multiforme <i>ergonomic, multiform</i>
Dimensioni aperto <i>Set-Up Sizes</i>	75 x 41.5 x 131 cm (LxWxH) <i>75 x 41.5 x 131 cm (LxWxH)</i>
Dimensioni chiuso <i>Folded Size</i>	41.5 x 17 x 98 cm (LxWxH) <i>41.5 x 17 x 98 cm (LxWxH)</i>
Dimensioni imballo <i>Package Dimensions</i>	17 x 41.5 x 98 cm (LxWxH) <i>17 x 41.5 x 98 cm (LxWxH)</i>
Portata max utente <i>Maximum User Weight</i>	100 kg <i>100 kg</i>
Peso netto <i>Net Weight</i>	19 kg <i>19 kg</i>
Peso lordo <i>Gross Weight</i>	20 kg <i>20 kg</i>



VOGATORE RICHIUDIBILE / FOLD-AWAY ROWING MACHINE

Codice / Code

Vogatore per home fitness

184010

Rowing machine for home fitness

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regolazione sforzo	Magnetico - 8 livelli
Resistance	Magnetic - 8 levels
Richiudibile	Sì
Foldable	Yes
Schermo	1 finestra a cristalli liquidi
Display	1 LCD window
Visualizzazione	Tempo, vogate, distanza, calorie, pulsazioni
Functions	Time, strokes, distance, calories, pulse
Rilevazione pulsazioni	Telemetrica - Fascia Polar optional
Heart Rate Monitoring	Telemetric - Polar belt optional
Volano	5 kg
Flywheel	5 kg
Dimensioni aperto	205 x 51 x 64 cm (LxWxH)
Set-Up Sizes	205 x 51 x 64 cm (LxWxH)
Dimensioni chiuso	90 x 51 x 122 cm (LxWxH)
Folded Size	90 x 51 x 122 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	112 x 27 x 75 cm (LxWxH)
Package Dimensions	112 x 27 x 75 cm (LxWxH)
Portata max utente	120 kg
Maximum User Weight	120 kg
Peso netto	34 kg
Net Weight	34 kg
Peso lordo	41 kg
Gross Weight	41 kg







GIOCHI PER BAMBINI *CHILDREN'S GAMES*

GIOCHI PER BAMBINI

CHILDREN'S GAMES

DISC'O BOCCE / DISC'O BOCCE

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Set di 9 morbidi dischi colorati dalle piccole dimensioni utili per creare giochi che variano dal classico gioco delle bocce ad un utilizzo educativo e di associazione, inoltre è indicato per creare percorsi e sviluppare equilibrio e mobilità.

Set from 9 soft small-sized plates which can be used for the classic bowls game or as an educational toy for colour matching, thanks to its didactic colours. It is also recommended to create play courses and to help developing balance and mobility.

Ø 0,95 cm

Colori assortiti / Assorted colours

191201



EDUC'O'DISKS / EDUC'O'DISKS

Codice / Code

Sottili e morbidi dischi colorati uniti alle sagome adesive raffiguranti mani piedi e frecce, consentono di creare percorsi sempre nuovi per migliorare orientamento e coordinazione ed insegnare ai più piccoli a non confondere la destra con la sinistra! Il set comprende 12 dischi (3 per ogni colore), 6 stickers raffiguranti le mani (3 dx / 3 sx), 6 raffiguranti i piedi (3 dx / 3 sx) e 3 frecce.

Soft coloured disks, together with the hand and foot adhesive shapes they are supplied with, allow to create always new routes in order to increase orientation and coordination, and to teach little children how to distinguish between right and left hand. The set includes 12 disks (3 for each colour), 6 hand shape stickers (3 x right hand and 3 x left hand), 6 foot shape stickers (3 x right foot and 3 x left foot) and 3 arrows.

191301



MULTIACTIVE STONE / MULTIACTIVE STONE

Colori / Colours

Codice / Code

Set composto da 6 semisfere caratterizzate da piccoli rilievi sulla superficie. Ideale per sviluppare l'equilibrio e stimolare la propriocettività. Per una maggiore stabilità è possibile riempire la semisfere di acqua grazie al tappo posto sul fondo. Nell'apposito foro posto superiormente è possibile inserire un'asta di diametro standard (2,5 cm – 1 in). Per aumentare l'instabilità utilizzare il prodotto capovolto.

Set composed by 6 semispheres with small bumps on their surface. It is ideal to enhance balance and to foster proprioception. In order to achieve a greater stability, it is possible to fill the semisphere with water, thanks to the plug which is positioned on the item base. A 2.5 cm – 1 in pole can be inserted in the dedicated upper hole. In order to increase the item instability, it is possible to use the product upside down.



Colori assortiti / Assorted colours

191401

MULTIFORM SET / MULTIFORM SET

Colori / Colours

Codice / Code

Morbide forme geometriche per creare piccole costruzioni e svolgere attività didattica. Multiform Set è ideale per sviluppare nel bambino associazione di forme e colori stimolando la prensilità. Il set comprende 4 forme geometriche ognuna in 4 colori per un totale di 16 pezzi.

The Multiform Set is composed by soft geometrical forms which can be used to create small structures and carry out educational activities. It is ideal to enhance the child skill of associating shapes and colours and it stimulates prehensibility. The set includes 4 geometric forms (each of them in 4 colours, i.e. a total of 16 units).



Colori assortiti / Assorted colours

191501

GIOCHI PER BAMBINI

CHILDREN'S GAMES

EASY GRIP / EASY GRIP

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Si caratterizza per i teneri rilievi che la rivestono e per la sua morbidezza al tatto. Adatta come gioco per i bambini più piccoli, favorisce la prensilità e la manipolazione. Il set, composto da 6 pezzi, riproduce i colori didattici per una maggiore interazione.

The Easy Grip ball is characterised by soft bumps which cover its surface and for its softness to the touch. It is suitable as a toy for small children and fosters prehensile skills and manipulation. The set is made up of 6 units and reproduces didactic colours in order to create a higher interaction.

Ø 12 cm

Colori assortiti / Assorted colours

191601



HOP / HOP

Dimensioni / Dimensions

Colori / Colours

Codice / Code

Giocattolo dinamico che promuove la coordinazione e l'equilibrio del bambino abbinando il divertimento ad una sana attività motoria. La sicurezza della presa è data dalla morbida impugnatura mono pezzo dello stesso materiale della palla. Le palle Hop possono essere anche inserite in programmi di attività motoria per svolgere esercizi coinvolgenti e innovativi grazie anche all'utilizzo della maniglia.

A dynamic toy which fosters children's coordination and balance, by combining amusement and healthy motor activity. The grip safety is provided by the soft one-piece handle, which is manufactured in the same material as the ball. The Hop balls can also be included in motor activity plans to carry out involving and innovative exercises, thanks to the use of the handle.

Hop 45 / Hop 45

Ø 45 cm

Giallo / Yellow

191701

Hop 55 / Hop 55

Ø 55 cm

Rosso / Red

191702

Hop 66 / Hop 66

Ø 66 cm

Blu / Blue

191703



IT

Ordini. Gli ordini devono pervenire o a mezzo fax allo 0438/478762 oppure a mezzo e-mail info@fisiotech.com, e il codice articolo e l'eventuale colore deve sempre essere specificato.

Orari. I nostri orari sono: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.

Prezzi. Salvo diversi accordi, i prezzi sono per merce franco fabbrica; IVA, altre tasse ed oneri a carico dell'acquirente; i prezzi possono subire variazioni in funzione della dinamica dei costi delle materie prime e del costo del lavoro.

Minimo Fatturabile. € 120,00 (IVA Esclusa). Per eventuali fatturazioni inferiori all'importo sopra indicato Vi sarà addebitato un contributo spese pari a € 25,00 (IVA Esclusa).

Spedizioni. Vengono eseguite col mezzo dalla venditrice giudicato più idoneo o, in subordine, col mezzo indicato dal committente; la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se pattuita franco destino.

Reclami. Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. I resi dovranno essere concordati preventivamente con FISIOTECH ed in ogni caso dovranno pervenirci in porto franco.

Diritto di recesso. Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale. **Sono perciò esclusi dal diritto di recesso, gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende e da persone fisiche che agiscono per scopi legati ad una attività professionale.** Il solo "consumatore" ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della merce, restituendo il bene oggetto del recesso al venditore, il quale gli rimborserà il prezzo della merce restituita.

Pagamenti. Ritardi sulle scadenze pattuite comporteranno l'addebito degli interessi di mora e la modifica delle condizioni di pagamento in uso.

Garanzia. La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: imbottiti, pedaliera/pulsantiera, cavi elettrici e cuscinetti, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora il sigillo di garanzia risulti danneggiato o alterato, la garanzia decade automaticamente. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

Controversie. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

Consegne. I termini di consegna da noi indicati sono approssimativi, eventuali ritardi non danno diritto a reclami o rimborsi di alcun genere.

N.B. La venditrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l'aspetto dei propri prodotti senza preavviso alcuno. Tali modifiche avranno sempre come obbiettivo fondamentale il miglioramento del rapporto qualità/prezzo.

EN

Orders. Orders must be sent by fax at 0039 0438 478762 or by e-mail at info@fisiotech.it. No. Code and finishing of the article must be always specified.

Opening hours. From Monday to Friday from 8.30 to 12.30 am and from 1.30 to 5.30 pm.

Prices. Different terms excepted, prices are for goods ex-factory; VAT and other tax charges not included; prices could change due to the rise of raw materials and labor costs.

Minimum order value € 120,00. For any billing less than the amount indicated above will be charged a fee of € 25,00.

Delivery. The chosen means of transport is the one the seller considers as the most suitable one, or in subordinate position, the one chosen according to the customer's advise; goods always travel at the buyer's risk, even there was an arrangement free delivery.

Complaints. Any more 8 days after goods' receipt complaints are not accepted. Goods' return have to be previously arranged with FISIOTECH and, in any case, they have to reach us ex-factory.

Right of withdrawal. The right of withdrawal applies to the physical individuals (consumers) who are acting for purposes unrelated to their commercial activity. The Right of withdrawal therefore is not applicable in the case of purchases made by resellers or companies. The consumer has the right to exercise his Right of withdrawal within 10 days of delivery of the article, that consists in the faculty of restitution of the good acquired to the vendor, and in the consequent relative reimbursement at the price of purchase.

Payments. To agree. Delays on arranged expiry date will involve the charge of interests.

Warranty. Our products are guaranteed only to the factory defects for 24 months from delivery date. The warranty does not apply to: consumable and normal wear materials failures caused by knocks and/or falls, wrong or incorrect use, use by untrained personnel. In case the warranty seal is damaged or altered the warranty automatically becomes null and void. Repairs under warranty are intended as carried out at the manufacturer's office and upon authorization. The parts to repair under warranty must be sent to the manufacturer carriage free and with original packaging. For repairs you must send a written request with a copy of the invoice and of the transport document.

Contests. The place of jurisdiction for any contest is the law court of Treviso.

Deliveries. Dates of delivery indicated by us are approximate, any delay doesn't give right to complaints or to any refund.

N.B. The seller reserves the right to change features and appearances of the products without any notice. Such modifications will always have as primary purpose to improve the relationship quality/price.

FIND OUT THE WIDE RANGE OF PRODUCTS THAT FISIOTECH CAN OFFER:



Via Toniolo, 44/E-F
31028 Vazzola (TV) Italy
Tel. +39 0438 470342
Fax +39 0438 478762
info@fisiotech.com
www.fisiotech.com



MADE IN ITALY