

tesla pulse

GET WELL SOON



*recupera
più velocemente
dai tuoi infortuni*



È un'apparecchiatura studiata per applicazioni professionali del trattamento di patologie traumatiche osteo-articolari.

tesla pulse tramite il manipolo a teste circolari intercambiabili eroga un campo magnetico pulsato caratterizzato da:

- Bassa frequenza;
- Campo elettrico trascurabile;
- Impulsi di campo magnetico ad alta potenza (1 Tesla) (RADiated Magnetic Pulse RAMP);
- Nessun effetto termico;
- Alta penetrazione nei tessuti.

Questo particolare campo si traduce in applicazioni non invasive e non dolorose, favorendo l'azione drenante e normalizzante cellulare, attraverso la biostimolazione tessutale e cellulare, per il trattamento di importanti patologie traumatiche con o senza edema, delle sindromi infiammatorie acute e delle patologie croniche riacutizzate, quindi, particolarmente indicato nelle forme infiammatorie e /o dolorose come ad esempio artrosi cervicale, lombalgie, periartriti scapolomeroale, sciatalgie, tendiniti, traumi sportivi (stiramenti, strappi etc.)

tesla pulse possiede un display grafico touchscreen che permette il controllo interattivo dell'unità.

CARATTERISTICHE

Alimentazione
90-240 Vac / 50-60 Hz

Potenza massima assorbita
120 VA

Frequenza di uscita
0,5 - 5 Hz

Massimo livello di intensità
10 kGauss (1T)



CE 0051   Size (mm) / width 315 / height 170 / depth 390
Weight / 7 kgs

Sixtus
Italia

Distributore esclusivo per l'Italia:
Sixtus Italia s.r.l. Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211 - www.sixtusitalia.it - info@sixtus.it
Materiale tecnico-informativo riservato a personale specializzato.
Vietata la diffusione al pubblico.
Fabbricante: LED spa - Via Selciatella 40 - 04011 Aprilia (LT)

FOLLOW US ON

