

# ULTRASIX<sup>®</sup>

## — U S —



# ULTRASUONOTERAPIA 1-2-3 MHZ

UltraSix US, è una ultrasuonoterapia con frequenza da 1, 2 e 3 MHz portatile da banco. Mediante UltraSix US è possibile ottenere emissioni di ultrasuoni continui o modulati con intensità e con tempi di erogazione programmabile e pertanto atte al trattamento termo terapeutico profondo di differenti stati patologici.



## 3 MODALITÀ DI LAVORO

Si può scegliere di lavorare con 3 modalità differenti: **MANUALE**, **PROTOCOLLI PREIMPOSTATI** e **PROGRAMMI PERSONALIZZATI**.

Nella modalità **MANUALE** è possibile impostare: il numero di fasi, l'intensità, il modo di erogazione continuo o pulsato, la frequenza, il Duty Cycle, e il tempo totale del trattamento.

Nella modalità **PROTOCOLLI PREIMPOSTATI** è possibile scegliere tra programmi di terapie per ben 42 patologie diverse, e sempre con la possibilità di modifica durante il trattamento.

Nella modalità **PROGRAMMI PERSONALIZZATI** è possibile programmare e memorizzare la macchina con i parametri scelti dall'operatore in base alle sue esigenze ed esperienze.

## DOTAZIONE

Cavo alimentazione 2MT ITALIA-IEC	<input type="checkbox"/>
Cavo alimentazione 5MT SIEMENS-IEC	<input type="checkbox"/>
Cavo alimentazione 2MT SIEMENS-IEC	<input checked="" type="checkbox"/> / 1
Cavo alimentazione 2MT USA-IEC	<input type="checkbox"/>
Cavo alimentazione 2MT GB-IEC	<input type="checkbox"/>
Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz-Ø35 mm	<input checked="" type="checkbox"/> / 1
Manipolo ultrasuoni 1 MHz-Ø15 mm	<input type="checkbox"/>

■ / Pz = Standard    □ = Opzionale

## CARATTERISTICHE:

- Frequenza di uscita 1, 2, 3 MHz
- Intensità massima 3.0 W/cm<sup>2</sup>
- Alimentazione 90-240 Vac / 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita 70 VA

## NOVITÀ:

- Design Esclusivo
- Software di nuova architettura
- Display Touchscreen 7" capacitivo: maggiore velocità e precisione
- Schermo in vetro temperato da 2 mm: maggiore robustezza e visibilità
- Ampia gamma di protocolli preimpostati
- Programmi personalizzati
- Manipoli multifrequenza
- Riconoscimento automatico accessorio connesso
- Emissione continua o pulsata



Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)  
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211  
info@sixtus.it

www.sixtusitalia.it   

Materiale tecnico informativo riservato a personale specializzato. Vietata la diffusione al pubblico.