

T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro è l'elettrostimolatore professionale a 4 canali per l'allenamento e la riabilitazione.

CND Z120601

REP 1456068/s

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068

DOTAZIONE

- ✓ Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali
- ✓ 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati circolari
- ✓ Kit ionoforesi
- ✓ Batteria NI-MH ricaricabile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizionamento elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto



CARATTERISTICHE

- ✓ Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- ✓ Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- ✓ Funzione 2+2 (doppio utente)
- ✓ Display grafico a colori retroilluminato
- ✓ Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- ✓ Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- ✓ Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- ✓ Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- ✓ Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
- ✓ Larghezza impulso da 20 μ s a 300 ms
- ✓ Tempo da 1 a 90 minuti

DIMENSIONI APPARECCHIO

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI PRO

PROGRAMMI

16 PROGRAMMI REHA

Ionoforesi L
 Ionoforesi M
 Ionoforesi H
 MENS microcorrente
 Ematomi
 Edemi
 Tens sequenziale
 Tens Burst
 Prevenzione atrofia
 Atrofia
 Denervato 50ms
 Denervato 100ms
 Denervato 150ms
 Denervato 200ms
 Denervato 250ms
 Denervato 300ms

16 PROGRAMMI TENS

Tens rapido
 Tens endorfinico
 Tens valori massimi
 Antinfiammatorio
 Dolore cervicale
 Mal di schiena/Sciatica
 Distorsioni/Contusioni
 Vascolarizzazione
 Rilassamento muscolare
 Dolore mano/polso
 Stimolazione plantare
 Epicondilite
 Epitroclea
 Periartrite
 Tens Burst
 Microcorrente

20 PROGRAMMI NEMS

Riscaldamento
 Resistenza
 Forza resistente
 Forza base
 Forza veloce
 Forza esplosiva
 Capillarizzazione profonda
 Recupero muscolare
 Agonista/Antagonista
 Contraz. toniche sequenziali
 Contraz. fasiche sequenziali
 Rilassamento muscolare
 Massaggio profondo
 EMS
 30' Resistenza
 30' Forza resistente
 20' Forza base
 20' Forza veloce
 20' Forza esplosiva
 20' Ipertrofia

18 PROGRAMMI BEAUTY

Rassodamento
 Tonificazione
 Definizione
 Modellamento
 Microlifting
 Lipolisi addome
 Lipolisi cosce
 Lipolisi glutei e fianchi
 Lipolisi braccia
 Elasticità tessuti
 Capillarizzazione
 Pesantezza gambe
 Microlifting viso con manipolo
 Microlifting seno con manipolo
 Microlifting décolleté con manipolo
 Rughe viso con manipolo
 Rughe fronte con manipolo
 Collagene

9 PROGRAMMI URO

Incontinenza da stress
 Incontinenza da stress
 Incontinenza da stress
 Incontinenza da urgenza
 Incontinenza da urgenza
 Incontinenza da urgenza
 Incontinenza mista
 Incontinenza mista
 Incontinenza mista

22 PROGRAMMI 2+2 USERS

Tens rapido
 Tens endorfinico
 Rassodamento
 Tonificazione
 Definizione
 Modellamento
 Microlifting
 Rilassamento muscolare
 Massaggio
 Capillarizzazione profonda
 Antinfiammatorio

12 MEMORIE LIBERE (MEM)

Resistenza
 Forza resistente
 Forza base
 Forza veloce
 Forza esplosiva
 Ipertrofia
 Microlifting viso con manipolo
 Microlifting seno con manipolo
 Microlifting décolleté con manipolo
 Rughe viso con manipolo
 Rughe fronte con manipolo